




PHALLOSAN[®] forte

**Danke, dass Sie sich für PHALLOSAN® forte entschieden haben /
Thank you for purchasing PHALLOSAN® forte!**

Inhalt / Content:

DE	Gebrauchsanweisung.....	Seite 4
EN	Instructions for use.....	Page 10
FR	Mode d'emploi	Page 16
ES	Instrucciones de uso	Página 22
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina 28
PT	Instruções de uso	Página 34
NL	Gebruiksaanwijzing	Page 40
SE	Bruksanvisning	Sida 46

Wir sind auch auf / Follow us on:

 Instagram — phallosan_original

 Facebook — Phallosan

GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wird seit 18 Jahren erfolgreich weltweit angewandt.

Zweckbestimmung und Indikationen:

PHALLOSAN® forte wird empfohlen für die Behandlung

- » Penisvergrößerung-Penisverlängerung
- » Angeborene/erworbene Penisverkrümmung und Induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- und Potenzstörung
- » Postoperative Nachbehandlung aus Prostata-OP
- » Schwellkörpertraining des Penis in jedem Alter

Packungsinhalt:

1. Elastischer Gurt, der um die Taille geführt wird incl. Schaumstoff-Ring (A), in den der Penis bis zur Basis eingeführt wird. Schiebeschalle (B), mit der Sie den Gurt individuell in der Länge verstellen können und Adapter (C) am Gurt, der mit der Sauglockeneinheit verbunden wird.
 2. a) Saugglocke in der Größe S mit PHALLOSAN® forte – S-Dichtmanschette
 2. b) Saugglocke in der Größe M mit PHALLOSAN® forte – M-Dichtmanschette
 2. c) Saugglocke in der Größe L mit PHALLOSAN® forte – L-Dichtmanschette und montierte Zuggabel (3)
 3. Zuggabel mit Zugfedereinrichtung zum Einstellen der Zugstärke im Ampelsystem mit Adapter für den Gurt.
 - 4./5. Protektor-Kappen für die Eichel, um diese bei zu starker Zueinstellung zu schützen.
 6. Saugpumpe mit 3-Wegeventil
 7. Meßschablone
- Online-Gebrauchsanleits Guide
 Gratis-Extras: Ein aus Satin bestehender Beutel für Reisen mit 4 extra Manschetten (1xS, 2xM, 1xL)



Vorbereitung zur Anwendung:

1. Gurt



Breiten Sie bitte den orthopädischen PHALLOSAN® forte Gurt vor sich aus und stellen Sie ihn mit der Schiebe-Schnalle (B) auf seine größte Länge ein.

2. Auswahl der Saugglocke/ Dichtmanschette

Ermitteln Sie mit der beigegeführten Meßschablone (7) Ihre passende Sauglockengröße. Ziehen Sie den nicht erigierten Penis vom Körper weg und messen Sie am Penischaft.




Die Glocke der Größe L (2c) ist mit der Dichtmanschette Größe L (2c) und der Zuggabel mit Zugfedereinrichtung im Set bereits verbunden.

Sollten Sie eine andere Größe benötigen, entfernen Sie die Zuggabel (3).

Nehmen Sie nun die für Sie passende Glocke und adaptieren Sie diese mit der Saugpumpe, diese rastet nur in der Stellung mit dem Pfeilsymbol (↕) ein. Die geeignete Dichtmanschette (2) wird über den Wulst der Glocke gestülpt und die Zuggabel (3) wieder angebracht.



Beim Anbringen an die Glocke ist unbedingt zu beachten, dass der Wulst der Glocke in die Nut der Dichtmanschette am dicken Ende der Dichtmanschette einrastet. Wird die Dichtmanschette zu weit über den Wulst der Glocke gezogen, reißt die Dichtmanschette.




Oben: Falsch, zu weit über die Glocke gestülpt und nicht eingepudert!

Unten: Richtig, und eingepudert.

Beachten Sie, dass die Dichtmanschette nach wenigen Tagen seine Beschichtung verliert. Sie sollten deshalb Babypuder erwerben und diesen auf der äußeren Fläche der Dichtmanschette anbringen. Es bildet sich eine Schutzschicht, die die Dichtmanschette vor Abrieb, Verkleben und Zerreißen schützt.

Klemmen Sie die Saugglocke zwischen Ihre Knie. Rollen Sie die Dichtmanschette vorsichtig unter leichtem Zug 1 cm bis zum Saug-Glockenrand und stülpen Sie dieses hinter den Wulst der Glocke. Seien Sie bitte vorsichtig und beschädigen Sie die Dichtmanschette nicht mit scharfen Fingernägeln, oder ähnlichem. Üben Sie keinen starken Zug beim Zurückrollen aus.



Besonderheiten der neuen PHALLOSAN® forte Dichtmanschette





Die PHALLOSAN® forte Dichtmanschetten bestehen aus medizinischem Silikon, somit sind

Reizungen oder allergische Reaktionen ausgeschlossen. Diese Innovation bietet Ihnen nicht nur einen besseren Komfort, die Dichtmanschette schmiegt sich einzigartig an das Glied an. Es ist an einer Stelle ca. 3 mm dick, dort wird es an der Glocke angebracht, an der dünnsten Stelle ist es 0,3 mm stark, um sich am Penischaft weich anzuschmiegen.

Die für Sie perfekte Saugglocke ist bereit für den Einsatz!

3. Protektor-Kappe

Bitte entnehmen Sie die Protektor-Kappe (4 oder 5), die für jede Penisgröße passt. Ziehen Sie die Protektor-Kappe mit Daumen und Finger beider Hände auseinander und stülpen diese über die Eichel. Sie sollte dabei eng anliegen.



Wichtig ist, dass sich nach dem Anbringen der Kappe möglichst wenig Luft an der Eichelspitze befindet. Von Vorteil ist es, wenn man die Protektor-Kappe am Penis im leicht erigierten Zustand anlegt. Die Protektor-Kappe soll die Eichel vor den Nebenwirkungen einer eventuell zu starken Zueinstellung schützen. Erfahrene Nutzer können auf die Protektor-Kappe nach einigen Wochen auch verzichten.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Anwendung sind nun abgeschlossen.

Anwendung:

1. Führen Sie nun den Penis mitsamt Protektor-Kappe in die Saugglocke ein und rollen Sie die Dichtmanschette vom Wulst der Glocke über dem Penis ab.



2. Drehen Sie die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Saug-Symbol und betätigen Sie die Saugpumpe, indem Sie diese mit dem Finger mehrmals eindrücken. Die Eichel wird dadurch noch weiter in die Glocke gesaugt. Die Dichtmanschette schmiegt sich sanft an den Penischaft.



3. Stellen Sie jetzt die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Schloss-Symbol, um das Mikrovakuum aufrecht zu erhalten.



4. Nehmen Sie nun den bereits vor sich ausgebreiteten Gurt und stülpen Sie den weißen Schaumstoff (A) über die gesamte Saugglockenvorrichtung bis dieser an der Penisbasis anliegt.
5. Führen Sie nun das Gurtende um die Hüfte herum.
6. Drehen Sie die Spange der Zuggabel (3) mit ihrem offenen Ende zum Körper hin und verbinden Sie die beiden Ösen (C).



7. Verstärken Sie die Gurtspannung mithilfe der Gürtel-Schiebe-Schnalle (B), bis Sie erkennen können, dass der Penis gedehnt wird und das Ampelsystem Grün anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Gurt in der Leistenbeuge schräg nach oben verläuft. Ziehen Sie den Gurt deshalb hinten am Gesäß nach oben in Richtung Taille. Ist der Gurt in der Höhe der Gesäßfalte angebracht, erhöht sich beim Sitzen die Zugspannung, was nicht sein sollte.



8. Sie können nun wie gewohnt ihrem normalen Alltag nachgehen oder PHALLOSAN® forte auch nachts während des Schlafs tragen, da die Blutzirkulation zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt ist.

Beenden der Anwendung:

Nehmen Sie zuerst den Gurt ab und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum entweicht. **Bitte ziehen Sie die Dichtmanschette NICHT mit Ihren Fingern auseinander, da dieses sonst sofort reißen wird!** Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Technische Besonderheiten:

Bitte bedenken Sie, dass es sich vereinfacht dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit die Dichtmanschette über den Penischaft reicht. Die Dichtmanschette ist nicht konstruiert, die Kraft auf den Penis zu übertragen. Die Kraftübertragung erfolgt einzig über das sich in der Glocke bildende Mikro-Vakuum.

Sollten Sie während der Tragezeit bemerken, dass das Vakuum etwas nachlässt und die Eichel eventuell zu weit aus der Glocke gleitet, kann das mehrere Ursachen haben. In jedem Fall tritt Luft ein. Dies kann über den Penischaft erfolgen, wenn die Intim-Behaarung nicht sorgsam entfernt wurde, oder eine zu weite Dichtmanschette gewählt wurde.

Entfernen Sie, soweit nötig, am Penis eventuelle Schamhaare. Dies kann durch Rasur, oder durch eine milde Enthaarungscreme erfolgen.

Abhilfe:

Drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe vom Schloss-Symbol weg zum Saugsymbol.

Saugen Sie die Eichel so wieder in die Glocke und verschließen Sie das Ventil, indem Sie die grüne Markierungsnase wieder in Richtung Schlosssymbol drehen.

Rutscht die Eichel immer noch aus der Glocke ist die Ursache eindeutig in der zu weiten Dichtmanschette zu finden.

Sie haben die Möglichkeit, diese individuell auf Ihre Größe selbst einzustellen, um somit höchste Effizienz zu erreichen. Wenn Sie z.B. empfinden, dass die M-Glocke die richtige Größe hat, die Dichtmanschette aber zu groß am Penischaft ist, können Sie die S-Dichtmanschette auf die M-Glocke setzen. Sie können das gleiche mit der L-Glocke und der M-Dichtmanschette machen.

Bitte in keinem Fall die S-Dichtmanschette auf die L-Glocke setzen. Das Material würde reißen.

Pflegeanleitung FORTE/PLUS:

Die Dichtmanschette darf und soll von der Glocke abgenommen werden und sollte aus hygienischen Gründen mit Seife handwarm gewaschen werden.

Bewahren Sie die Dichtmanschette abgerollt auf, bis Sie es wieder benutzen.

Bitte vergessen Sie nie, die Dichtmanschette nach Gebrauch im abgerollten Zustand außen mit Baby puder einzustäuben.

Auch die Saugglocke sollte wie oben beschrieben täglich gereinigt werden. Entfernen Sie aber vorher die Saugpumpe, indem Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Doppelpfeils bewegen. Ziehen Sie Saugpumpe vorsichtig aus der Saugglocke heraus. Die Saugpumpe darf nicht mit Wasser oder Fett in Berührung kommen, da die empfindlichen Ventile ansonsten nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Stufenplan zum exakten Anpassen der Zugstärke des Gurtes auf das Bindegewebe des Penis:



Vorwort:

Das Bindegewebe des Körpers ist abhängig von der jeweiligen Erbanlage. Wir entwickelten deshalb eine Ampelkonstruktion, die es Ihnen ermöglicht, die Gurtspannung auf Ihr Bindegewebe exakt anzupassen. Achten Sie in jedem Fall darauf, die Zugstärke Anfangs im unteren grünen Bereich zu halten. So erzielen Sie die optimalen Ergebnisse einer Penisvergrößerung in Länge und Umfang ohne Nebenwirkungen.

1. Tag

Stellen Sie die Zugspannung nur im unteren grünen Bereich ein und tragen Sie PHALLOSAN® bitte nur 1 Stunde. Entfernen Sie den Gurt und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Pfeilsymbols. Das Vakuum entweicht.

Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Begutachten Sie nun den Bereich am Penis, der zwischen der Öffnung der Harnröhre und dem Bändchen der Vorhaut (Frenulum) an der Unterseite der Eichel ist. Dieser Bereich ist die empfindlichste Gewebestelle am Penis. Hat sich diese Stelle rötlich gefärbt oder ist diese angeschwollen, war die Zugspannung des Gurtes zu stark. Beenden Sie die Anwendung an diesem Tag. Sollten Sie Veränderungen am Penis festgestellt haben, beginnen Sie erst wieder, wenn sich dies zurückgebildet hat.

2. Tag bis zum 8. Tag

Können Sie PHALLOSAN® forte am Vortag tragen ohne dass es zu Verfärbung oder Schwellung an der beschriebenen Stelle kam, können Sie PHALLOSAN® eine Stunde länger tragen.

Verlängern Sie die Tragezeit jeden Tag um eine Stunde. Nach 8 Tagen ist die Eingewöhnung abgeschlossen.

PHALLOSAN® kann nach der Eingewöhnungsphase auch nachts getragen werden. Sie werden bemerken, dass an den beiden Symbolen für das Pumpen und Verschließen fühlbare Noppen angebracht sind, um ein Pumpen oder Verschließen auch ohne Sichtkontakt zu ermöglichen. Die Dichtmanschette dehnt sich bei einer nächtlichen Erektion, die Durchblutung wird nicht beeinträchtigt, sie wird verbessert.

Sie werden PHALLOSAN® forte begeistert tragen, der Penis kann in wenigen Wochen messbar länger werden und an Umfang zunehmen. Sie werden positive Nebenwirkungen, wie stärkeren sexuellen Antrieb und Lust empfinden.

Anwendungsdauer:

PHALLOSAN® sollte täglich 8–10 Std., 6 Tage die Woche getragen werden, jederzeit aber auch länger!

Nebenwirkungen/Vorsichtsmaßnahmen:

Die Anwendung von PHALLOSAN® forte erfolgt auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es sollte jedoch, gerade in den ersten Anwendungswochen, kein zu starker Zug auf den Penis ausgeübt werden.

Treten Schwellungen und/oder Bläschen an der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die Gurtspannung zu stark eingestellt. Pausieren Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die Bläschen abgeheilt sind. Stellen Sie den Zug anschließend etwas leichter ein.

Bisweilen verspüren Sie am Penischaft einen Druckschmerz, dieser kann daraus resultieren, dass das wulstige Ende der Dichtmanschette auf dem Silikon Schaum-Ring aufliegt und so Schmerz auslöst.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Abhilfe:

Rollen Sie das Ende der Dichtmanschette etwas vom Silikon Schaum-Ring zurück, ein Druckschmerz wird nicht mehr auftreten.

Sie können auch die Zugspannung des Gurtes über den Körper verteilen, um Spannung von der Penisbasis zu reduzieren. Umfassen Sie den Gurt im Bereich der Verbindung an der Saugglocke

und führen Sie die Zugspannung um den Körper herum zur Entlastung der Penisbasis. Es klingt kompliziert, ist es aber nicht, die Zugspannung verteilt sich nun über dem gesamten Bereich des Gurtes.

Kontraindikationen:

Nach Alkoholgenuß, nach Einnahme von Drogen sowie schmerzstillenden Medikamenten, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da hiervon das natürliche Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann und Sie eventuell auf Schmerzen nicht zeitnah reagieren würden. Vermeiden Sie die Benutzung von PHALLOSAN® forte bei Infektionen oder offenen Wunden am Penis.

Wie messe ich exakt den Längenzuwachs des Penis?

Verwenden Sie bitte einen Zollstock. Ein Maßband ist nicht geeignet. Halten Sie den Penis im nicht erigierten Zustand gerade vom Körper weg (90 Grad). Legen Sie den Zollstock von oben betrachtet seitlich am Penis an. Drücken Sie den Zollstock gegen das Schambein.

Wichtig:

Ermitteln Sie zu Beginn der Anwendung Ihr genaues Körpergewicht ohne Kleidung. Bei einer eventuellen Gewichtszunahme bildet sich besonders im Schambereich der Intimbehaarung um den Penis eine Fettschicht. Diese Fettschicht verkürzt die Distanz von der Penisspitze zum Schambein und verfälscht (verkürzt) das Ergebnis. Mediziner bezeichnen diese als Fettschürze.

Nachbestellungen:

Alle Teile von PHALLOSAN® forte können einzeln bei uns nachbestellt werden. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zu den normalen Telefongebühren kostenfrei zur Verfügung.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten, die wir auch im Internet unter

www.phallosan.at, www.phallosan.de, www.phallosan-info.ch

veröffentlichen.

Kontakt:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo.–Fr. 9:30–12:00,
14:00–16:00 Uhr MEZ)
service@swissana.com

Für noch mehr Informationen:
www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® forte Team

GEBRAUCHSANWEISUNG PHALLOSAN® VERTICAL

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie PHALLOSAN® vertical verwenden. Dies ist ein Erweiterungsset für PHALLOSAN® forte und kann nur zusammen mit dem Paket PHALLOSAN® forte verwendet werden!

Bitte besuchen Sie für Anleitungen zu PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

- Verpackungsinhalt PHALLOSAN® vertical:**

 - A. Kniemanschette
 - B. Elastischer Gurt, der um die Kniemanschette geführt wird
- Verpackungsinhalt PHALLOSAN® forte:**

 - 2. Harte Kunststoffglocke mit angebrachtem Manschettenkondom
 - 3. Zuggabel mit Zugfedereinrichtung zum Einstellen der Zugstärke im Ampelsystem mit Adapter für den Gurt
 - 6. Integrierte Vakuumpumpe



Vorbereitung:
Auswahl der Saugglocke/Dichtmanschette
 Ermitteln Sie mit der beigelegten Maßschablone (7) Ihre passende Saugglockengröße. Ziehen Sie den nicht erigierten Penis vom Körper weg und messen Sie am Penischaft.




Die Glocke der Größe L (2c) ist mit der Dichtmanschette Größe L (2c) und der Zuggabel mit Zugfedereinrichtung im Set bereits verbunden.

Sollten Sie eine andere Größe benötigen, entfernen Sie die Zuggabel (3). Nehmen Sie nun die für Sie passende Glocke und adaptieren Sie diese mit der Saugpumpe, diese rastet nur in der Stellung mit dem Pfeilsymbol (↕) ein. Die geeignete Dichtmanschette (2) wird über den Wulst der Glocke gestülpt und die Zuggabel (3) wieder angebracht.



Beim Anbringen an die Glocke ist unbedingt zu

beachten, dass der Wulst der Glocke in die Nut der Dichtmanschette am dicken Ende der Dichtmanschette einrastet. Wird die Dichtmanschette zu weit über den Wulst der Glocke gezogen, reißt die Dichtmanschette.




Oben: Falsch, zu weit über die Glocke gestülpt und nicht eingepudert!

Unten: Richtig, und eingepudert.

Beachten Sie, dass die Dichtmanschette nach wenigen Tagen seine Beschichtung verliert. Sie sollten deshalb Babypuder erwerben und diesen auf der äußeren Fläche der Dichtmanschette anbringen. Es bildet sich eine Schutzschicht, die die Dichtmanschette vor Abrieb, Verkleben und Zerreißen schützt.

Klemmen Sie die Saugglocke zwischen Ihre Knie. Rollen Sie die Dichtmanschette vorsichtig unter leichtem Zug 1 cm bis zum Saug-Glockenrand und stülpen Sie dieses hinter den Wulst der Glocke. Seien Sie bitte vorsichtig und beschädigen Sie die Dichtmanschette nicht mit scharfen Fingernägeln, oder ähnlichem. Üben Sie keinen starken Zug beim Zurückrollen aus.




Besonderheiten der neuen PHALLOSAN® forte Dichtmanschette

Die PHALLOSAN® forte Dichtmanschetten bestehen aus medizinischem Silikon, somit sind Reizungen oder allergische Reaktionen ausgeschlossen. Diese Innovation bietet Ihnen nicht nur einen besseren Komfort, die Dichtmanschette schmiegt sich einzigartig an das Glied an. Es ist an einer Stelle ca. 3 mm dick, dort wird es an der Glocke angebracht, an der dünnsten Stelle ist es 0,3 mm stark, um sich am Penischaft weich anzuschmiegen.

Die für Sie perfekte Saugglocke ist bereit für den Einsatz!

Protektor-Kappe

Bitte entnehmen Sie die Protektor-Kappe (4 oder 5), die für jede Penisgröße passt. Ziehen Sie die Protektor-Kappe mit Daumen und Finger beider Hände auseinander und stülpen diese über die Eichel. Sie sollte dabei eng anliegen.



Wichtig ist, dass sich nach dem Anbringen der Kappe möglichst wenig Luft an der Eichelspitze befindet. Von Vorteil ist es, wenn man die Protektor-Kappe am Penis im leicht erigierten Zustand anlegt. Die Protektor-Kappe soll die

Eichel vor den Nebenwirkungen einer eventuell zu starken Zueinstellung schützen. Erfahrene Nutzer können auf die Protektor-Kappe nach einigen Wochen auch verzichten.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Anwendung sind nun abgeschlossen.

Anwendung PHALLOSAN® forte:

- Führen Sie nun den Penis samtams Protektor-Kappe in die Saugglocke ein und rollen Sie die Dichtmanschette vom Wulst der Glocke über dem Penis ab.



- Drehen Sie die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Saug-Symbol und betätigen Sie die Saugpumpe, indem Sie diese mit dem Finger mehrmals eindrücken. Die Eichel wird dadurch noch weiter in die Glocke gesaugt. Die Dichtmanschette schmiegt sich sanft an den Penischaft.




- Stellen Sie jetzt die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Schloss-Symbol, um das Mikrovakuum aufrecht zu erhalten.



Anwendung PHALLOSAN® vertical:


- Öffnen Sie den Klettverschluss der Kniemanschette (A). Legen Sie die Manschette unterhalb eines Knies (rechts oder links) an. Schließen Sie den Klettverschluss. Achten Sie darauf, dass das PHALLOSAN®-Logo nach vorne zeigt.



- Gurt befestigen: Nehmen Sie den verkürzten PHALLOSAN® vertical Gurt (B). Befestigen Sie ihn an der Innenseite der Kniemanschette, das Logo soll außen sichtbar sein.



- Zugstärke einstellen: Befestigen Sie den Adapter an der Zuggabel. Stellen Sie die Zugstärke mit dem länglichen Klettverschluss am Gurt ein, ohne in den roten Bereich der Zuggabel zu gelangen.



- Tragen im Alltag: PHALLOSAN® vertical kann nun bequem unter der Hose getragen werden.

Zum Beenden der Anwendung und weiteren Anwendungshinweisen:

Siehe PHALLOSAN® forte Gebrauchsanweisung.

Kontakt:

E-Mail: service@phallosan.com
 Für weitere Informationen:
www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® Team

GEBRAUCHSANWEISUNG PHALLOSAN® PLUS+

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie PHALLOSAN® plus+ verwenden. Dies ist ein Erweiterungsset für PHALLOSAN® forte und kann nur zusammen mit dem PHALLOSAN® forte verwendet werden!

Bitte besuchen Sie für Anleitungen zu PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Verpackungsinhalt PHALLOSAN® plus+:

1. C-Ring Adapter für die Verbindung zur Saugglocke
 - » anwendbar bei jeder Glockengröße
 - » flexibles Bewegen
 - » Sicherheitsclip
 - » einfaches Entfernen
 - » patentiert
2. Das Stangensystem mit weißem Basisring
 - » kann auf jede Penisgröße verlängert werden
 - » optimale Spannung
 - » optional hohe oder komfortable Kraft
3. Lange Hülse
 - » Für Penislängen von 12–22 cm

Verpackungsinhalt PHALLOSAN® forte:

4. Harte Kunststoffglocke mit angebrachtem Manschettenkondom
 - » bis zu 4 Größen für jede Männlichkeit
 - » transparente Sicherheit
 - » optionale Zwischengröße (große Glocke, mittlere Manschette)
 - » anti-allergisches Material
 - » 3-Wege-Ventil-System
 - » Komfort trifft auf Effektivität
5. Integrierte Vakuumpumpe
 - » generiert ein Mikro-Vakuum
 - » keine Schädigung von Gewebe/Schwellkörpern/Venen
 - » besseres Ergebnis
 - » maximale Leistung



Vorbereitung:

Anbringen der Saugglocke und der Protektor-Kappe

Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisung aus der Gebrauchsanweisung PHALLOSAN® forte „2. Auswahl der Saugglocke bis zu Anwendung Absatz 3.

1. Vorbereitung PHALLOSAN® plus+:


Verwenden Sie einen Meterstab, um zu ermitteln, welche der beiden transparenten Gewindehülsen Sie für den PHALLOSAN® plus+ benötigen. Ziehen Sie mit einer Hand den Penis hinter der Eichel in die Länge. Legen Sie den Meterstab mit der anderen Hand seitlich am Penis an, so können Sie die Maße besser ablesen.

MEDIUM – Penislänge 8–17 cm / 3–6.7 Inch, bereits montiert


LARGE – Penislänge 12–22 cm / 4.7–8.7 Inch, transparente Gewindehülsen, Position 3 in der Verpackung

2. Umbau von Medium zu Large (3):


- a. Ziehen Sie bitte zuvor die obere Adaptervorrichtung samt Clip ab. Entfernen Sie die kürzeren Gewindehülsen, indem Sie diese aus dem Kugelgelenk am weißen Basisring schräg nach vorne herausziehen. Entnehmen Sie die beiden längeren Hülsen aus der Verpackung (3).



- b. Nun schrauben Sie bei den kürzeren transparenten Hülsen das dickere grüne Gewinde ab und montieren dieses auf die längeren transparenten Gewindehülsen.




- c. Pressen Sie nun die Hülsen auf die Kugelgelenk-Fassung des weißen Basisrings (2). Versuchen Sie die Hülsen schräg auf das Gelenk anzuwinkeln und einzupressen, somit kann der Kopf des Kugelgelenks einfacher einrasten. Montieren Sie nun bitte wieder die Adapter-Vorrichtung (1) samt C Clip.



3. Anwendung PHALLOSAN® plus+:

- a. Nehmen Sie PHALLOSAN® plus+ und führen Sie den Penis durch den weißen Basisring, im Sitzen ist die Anwendung am einfachsten. PHALLOSAN® plus+ liegt nun am Penischaft mit dem weißen Basisring locker am Oberschenkel an.

Nehmen Sie nun die bereits vorbereitete Hartplastik-Glocke/mit adaptierter (aufgerollter) Manschette und Pumpe.




Platzieren Sie die Eichel soweit wie möglich in der Glocke, betätigen Sie die Pumpe 3–5-mal bis die Eichel in der Saugglocke gut innen liegt und drehen Sie das grüne Ventil auf das Verriegelung-Symbol.




Nun rollen Sie dann das Manschettenkondom über dem Penischaft ab.

- b. Drücken Sie zum Schluss die Adaptervorrichtung nach unten und befestigen Sie den C Clip an der Hartplastikglocke mit der Öffnung zum Bauch hin und lassen Sie los. Der Penis ist nun unter leichter Spannung.



- c. Sie können nun mit dem einzigartigen Gewindesystems die Zugkraft individuell einstellen. Bitte auf gleichmäßige Justierung achten, die Gewinde sollten auf beiden Seiten immer gleichlang sein. Zu keinem Zeitpunkt sollten Sie ein unangenehmes Gefühl am Penis verspüren.



4. Entfernen des PHALLOSAN® plus+:

Entfernen Sie als Erstes den C-Clip von der Hartplastik-Glocke.

Drehen Sie nun das grüne Ventil der Saugglocke auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum entweicht. Bitte rollen Sie die Manschette vorsichtig zurück in Richtung Hartplastik-Glocke, um das gesamte Manschettenkondom mit Saugglocke zu entfernen. Dehnen Sie die Manschette nicht mit den Fingern, da sie sonst reißen könnte. Sie kann problemlos entfernt werden, indem Sie die Manschette einfach vom Penischaft zurück rollen.

5. Nebenwirkungen/Vorsichtsmaßnahmen:

Die Anwendung von PHALLOSAN® plus+ erfolgt auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es sollte jedoch, gerade in den ersten Anwendungswochen, kein starker Zug auf den Penis ausgeübt werden. Treten Schwellungen und/oder Bläschen an der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die Einstellung zu stark. Pausieren Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die Bläschen abgeheilt sind.

Stellen Sie den Zug anschließend etwas leichter

ein. Haben Sie bitte Geduld, das Verfahren ist im Anwendungserfolg vergleichbar mit einer Kiefer-Regulierung. Die Kontinuität der Dehnung, nicht allein die Zugstärke, ist der Garant des Erfolgs!

Achtung: Die Verwendung von PHALLOSAN® plus+ ist während des Schlafens nicht geeignet!

Jetzt haben Sie die perfekte Kombination, egal für welchen Zweck:

Penisvergrößerung:

Verwenden Sie PHALLOSAN® plus+ mindestens 6 Stunden täglich an 5 Tagen pro Woche.

Es geht nicht um hohe Zugkraft, das Erreichen einer Zellstimulation hängt von der Kontinuität ab.

Dadurch werden neue Zellen stimuliert und eine mögliche Zunahme der Länge um 4,9 cm (1,9 Zoll) und des Umfangs von 2,5 cm (1,1 Zoll) sind möglich.

Erektionsstörung:

5 Stunden an 3 Tagen pro Woche führen zu stark verbesserter Durchblutung und stimulieren dadurch Ihre Prostata und das sexuelle Verlangen.

Die Schwellkörper werden mehr Blut aufnehmen können und Erektionen werden häufiger und dauerhafter sein.

IPP (Induratio penis Plastica),

Penisverkrümmung:

IPP/Penisverkrümmung kann durch eine Kombination aus PHALLOSAN® forte und PHALLOSAN® plus+ behandelt werden.

Wichtig: Kombinieren Sie PHALLOSAN® forte abwechselnd mit PHALLOSAN® plus+.

Durch die kontinuierliche Dehnung entstehen schmerzfrei Microfaserrisse im Plaquegewebe der Verkrümmung. In diese wird neues Zellgewebe eingebettet.

So kann der Penis begradigt werden.

Kontakt:

E-Mail: service@phallosan.com

Für weitere Informationen:
www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® Team

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — Phallosan_DE



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+
PHALLOSAN® vertical

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS.

WARNUNG: BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE ZUR SICHERHEIT.

Das Gerät darf **nicht** beim Wasserlassen, bei sportlichen Aktivitäten, beim Geschlechtsverkehr oder anderen anstrengenden körperlichen Aktivitäten getragen werden.

Es sollte auch **nicht** nach dem Konsum von Alkohol oder der Einnahme von Schmerz- oder Rauschmitteln getragen werden. Ebenso **nicht** bei:

- Wunden oder entzündeten Stellen am Penis oder an anderen Körperstellen, die mit dem PHALLOSAN®-Gürtel in Berührung kommen,
- Schmerz, Taubheitsgefühl oder Verfärbung an der Eichel,
- anderen unerwünschten Reaktionen. Tritt ein solcher Fall auf, muss das Gerät umgehend gelockert und entfernt werden.

Bei Verletzungen am Penis darf das Gerät erst dann getragen werden, wenn diese vollständig verheilt sind.

Tragen Sie PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical nach einer Operation erst, wenn Ihr Arzt dies genehmigt hat.

Verwenden Sie PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical **nicht**, wenn Sie unter Venenproblemen oder Bindegewebsschwäche leiden.

Verwenden Sie das Gerät **nicht** bei jeglicher Art von Piercing im Genitalbereich. Das Gerät darf **nicht** in Bereichen mit erhöhter Sturz- und Rutschgefahr getragen werden.

Besondere Vorsicht ist beim Treppensteigen oder beim Gehen auf rutschigem Untergrund geboten.

Das Gerät darf **nicht** beim Umgang mit Maschinen, Kraftfahrzeugen oder heißen Gegenständen sowie beim Radfahren oder Kochen getragen werden.

Verwenden Sie beim Tragen/Benutzen des Gerätes keine Cremes, Vaseline oder andere feuchtigkeitsspendende Substanzen.

Verwenden Sie das Gerät **nur so**, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Materialien. Wenden Sie keine anderen Tragetechniken an, als die in diesem Handbuch beschrieben.

Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch die Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen resultieren, die über diese Website erworben wurden. Dies gilt für alle direkten oder indirekten Schäden, Begleit- oder Folgeschäden (einschließlich, aber **nicht** ausschließlich, Schäden und Verluste durch Geschäftsausfall, entgangenem Gewinn, Unterbrechung oder dergleichen). Bei Fragen zu den hier aufgeführten Nutzungsbedingungen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Bei Risiken oder Nebenwirkungen
kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt
oder unsere PHALLOSAN Hotline



REF 5000



INSTRUCTIONS FOR USE

Congratulations on purchasing your PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte has been used around the world with much success for 18 years.

Purpose and indications:

- PHALLOSAN® forte is recommended as a treatment for
- » penis enlargement-penis extension
 - » congenital/acquired penile curvature and induratio penis plastica (IPP)
 - » erectile dysfunctions
 - » post-surgical follow-up treatment after prostate surgery
 - » training the cavernous body of the penis at any age


Package contents:

1. Elastic belt, which is strapped around the waist incl. foam-rubber ring (A), into which the penis is inserted all the way to the base. The buckle (B), with which you can adjust the length of the belt individually and adapter (C) on the belt, which is connected to the suction bell.
 2. a) Suction bell in size S with PHALLOSAN® forte – S-sleeve condom
 2. b) Suction bell in size M with PHALLOSAN® forte – M-sleeve condom
 2. c) Suction bell in size L with PHALLOSAN® forte – L-sleeve condom and assembled tension clip (3)
 3. Tension clip with tension spring attachment to adjust the intensity of the tension using a traffic light colour code system with adapter for the belt.
 - 4./5. Protector cap to protect glans against strong tension settings.
 6. Suction ball with 3-way valve
 7. Measuring template
- Instruction Guide
Traveller Bag with 4 extra sleeve condoms (1xS, 2xM, 1xL)



Preparation:


1. Belt



Spread the orthopaedic PHALLOSAN® forte belt out in front of you and adjust it to its longest length using the buckle (B).

2. Selection of the suction bell/sleeve

Determine your correct suction bell size using the enclosed measuring template (7). Pull the flaccid penis away from your body and take measurement on the penis shaft.



The bell in size M (2c) is already connected to the sleeve size M (2c) and the tension clip with tension spring attachment in the set.

Should you require a different size, please remove the tension clip (3).

Now, please take your appropriate bell and adapt it using the suction ball; it only snaps into the position with the arrow symbol (↕). The appropriate sleeve (2) is slipped over the bead of the bell and the tension clip (3) is reattached.



When attaching to the bell, it must be observed that the bead of the bell snaps into the groove on the sleeve on the thick end of the sleeve. If the sleeve is pulled too far over the bead of the bell, the sleeve can rupture.






Top: Wrong, pulled too far over the bell and not powdered!

Bottom: Right and powdered.

Please observe that the sleeve loses its coating after several days. Therefore, you should purchase baby powder and apply this to the outer surface of the sleeve. It forms a protective coat, which protects the sleeve against friction, adhesion and tearing.

Clamp it the suction bell between your knees. With a slight pull, carefully roll the sleeve condom 0.40 inch to the edge of the suction bell and pull it behind the bead of the suction bell. Please be careful and do not damage the sleeve with sharp fingernails or the like. Do not pull hard when rolling back.



Special features of the new PHALLOSAN® forte sleeves





The PHALLOSAN® forte sleeves consist of medical silicone, thus ruling out the risk of irritation or

allergic reactions. This innovation not only offers you more comfort but also provides a uniquely snug fit around the penis. A part of it is approx. 3 mm thick, that is where it is attached to the bell; its thinnest area is 0.3 mm thick, to smoothly adapt to the shaft of your penis.

Your perfect suction bell is now ready for use!

3. Protector cap

Please remove the protector cap (4/5), which fits any penis size. Pull the protector cap apart using both hands and slip it over the glans. It should fit snugly.



After fitting the cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans. It can be helpful to slip the protector cap over the penis when the latter is in a slightly erected state. The protector cap should protect the glans against the effects of possible excess tension.

Experienced users can usually do away with the protector cap after a few weeks.

All necessary preparations for the application have now been completed.

Application:

1. Now, insert the penis including the protector cap into the suction bell and roll the sleeve back from the bead of the bell over the penis.



2. Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the suction symbol and press the suction ball several times with your fingers. By doing so, the glans is drawn further into the bell. The sleeve smoothly adapts to the shaft of the penis.



3. Now, turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the lock symbol, to maintain the micro-vacuum.



4. Now, please take the belt previously spread out before you and slip the white foam-rubber ring (A) over the complete suction bell apparatus until it rests against the root of the penis.

5. Now, pull the end of the belt around your waist.

6. Turn the open end of the tension clip (3) towards your body and connect both eyelets (C).



7. Tighten the fit of the belt using the belt buckle (B) until you can feel that your penis is being stretched and the traffic light colour code system indicates green. Please make sure that the belt slants upwards in the groin area. To do this, pull the belt upwards around

the buttocks towards the waist. If the belt slips to the fold of the buttocks, i.e. parallel to the penis, the tension will be further increased when sitting, which may be unpleasant.



8. You can now carry on with your everyday business or also wear PHALLOSAN® forte while sleeping, given that your blood circulation is not restricted at any time.

Ending the application:

First, please take the belt off and turn the green valve of the suction ball to the arrow symbol. The vacuum escapes. Please roll the sleeve carefully back towards the hard plastic cup and remove the complete suction device. **Do not stretch the sleeve with your fingers, to remove the vacuum, as it will otherwise rip immediately!** It will be easily removed when simply rolling the sleeve upwards.

Special technical features:

Put simply, this apparatus is a suction bell with a seal. Therefore, it is not important how far the sleeve reaches over the penis shaft. The sleeve is not designed to transmit force to the penis. This solely takes place by the micro-vacuum formed in the bell.

Should you feel that the vacuum has slightly decreased while wearing the apparatus and the glans has possibly slipped too far out of the bell, this can be the result of several factors. In any case, air is penetrating. This can take place via the penis shaft if pubic hair was not diligently removed or a sleeve, which is too wide, was selected.

As far as necessary, please remove possible pubic hair from the penis. This can be done by shaving or using a mild hair removal cream.

Remedy

Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball away from the lock symbol to the suction symbol. In this manner, draw the glans back into the bell and close the valve by

turning the green protruding marker back towards the lock symbol.

If the glans is still slipping out of the bell, the cause is definitely the sleeve, which is apparently too wide.

You have the option of adjusting this individually to your size and in doing so, achieving optimum efficiency. For example, if you feel that the M bell is the correct size but the sleeve is too large for the penis shaft, you can place the S sleeve on the M bell. You can do the same with the L bell and the M sleeve.

Under no circumstances can you place the S sleeve on the L bell. This can cause the material to rupture.

Instructions for care FORTE/PLUS:

The sleeve can and should be detached from the bell and should be washed in lukewarm water for hygienic reasons.

Keep the sleeve rolled up until you need it again.

Please never forget to apply baby powder to the outside of the sleeve after use when rolled out.

The suction bell should also be cleaned daily as described above. Do not forget to remove the suction ball first by moving the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the double arrow. Carefully pull the suction ball out of the suction bell. The suction ball may not come in contact with water or oil because the sensitive valves would then no longer function efficiently.

Step-by-step plan for the precise adjustment of the tension of the belt to the connective tissue of the penis:



Preamble:

The body's connective tissue depends on the respective hereditary disposition. Therefore, we developed a traffic light colour code system, to enable you to adjust the belt tension precisely to your type of connective tissue. In any case,

please make sure that the tension is in the lower green range in the beginning. This will help you achieve optimum results for penis enlargement in length and width without any negative side-effects.

Day 1

Only set the tension in the lower green range and do not wear PHALLOSAN® for more than 1 hour. Remove the belt and turn the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the arrow symbol. The vacuum escapes.

Carefully roll the sleeve back towards the glans and remove the suction bell apparatus.

Now, examine the point on the penis between the opening of the urethra and the frenulum on the underside of the glans. This is the most sensitive tissue on the penis. If it is reddened or swollen, the belt tension was too tight. Suspend the application for today. If you detect changes on the penis, do not begin application again until these have subsided.

Day 2 to 8

If you were able to wear PHALLOSAN® forte on the previous day without suffering from discolouration or swelling on the points in question, you can wear PHALLOSAN® one hour longer.

Extend the period of wear every day by one hour. After 8 days you will have adjusted to wearing the apparatus.

After the adjustment period PHALLOSAN® can also be worn at night. You will notice that you can feel nubs on both symbols for pumping and locking, which enables pumping or locking without having visual contact. The sleeve expands during night-time erections; circulation is not impeded, it is improved.

You will wear PHALLOSAN® forte with enthusiasm. Your penis can become measurably longer and thicker in only a few weeks. You will experience positive side effects such as a stronger sex drive and greater pleasure.

Period of application:

PHALLOSAN® should be worn 8–10 hours per day, 6 days a week, and at any time even longer!

Side effects/Precautions:

PHALLOSAN® forte is used at your own risk however, it does not pose any risks if used according to the instructions. Particularly during the first weeks of application, excess tension on the penis should be avoided.

If swelling and/or blisters occur on the foreskin or on the glans, the belt will have been set too tight. It is imperative to discontinue use until the swelling or blisters have disappeared. Then set the tension somewhat looser.

Occasionally you can feel pressure pain on the penis shaft; this can result from the bulging end of the sleeve resting on the silicone rubber-foam ring and therefore, cause pain.

All serious incidents relating to the device must be notified to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Remedy:

Slightly roll the end of the sleeve back from the silicone rubber-foam ring; pressure pain will no longer occur.

You can also distribute the tension of the belt over the body, to reduce tension on the root of the penis. Take hold of the belt where the suction bell is connected to it and lead the tension around the body to relieve the root of the penis. It sounds complicated but it is not; the tension is now distributed throughout the entire area of the belt.

Contraindications:

After consuming alcohol, after taking drugs as well as painkillers, sleeping pills and tranquilizers because your natural perception of pain may be compromised and you may not be able to promptly react to pain. Avoid using PHALLOSAN® forte in the event of infections or open wounds on the penis.

How do I measure the exact increase in the length of my penis?

Please use a foot rule. A measuring tape is not suitable. Hold your penis in a flaccid state away from your body (90 degrees). Position the foot rule on the side of your penis (as seen looking

down). Press the rule against your pubic bone.

Important:

Before beginning with the application, determine your exact body weight without clothing. In the event of a possible weight gain, a layer of fat forms — in particular — in the pubic area of the pubic hair around the penis. This layer of fat reduces the distance between the tip of the penis and the pubic bone, thus falsifying (shortening) the result. Physicians call this an abdominal apron.

Repeat orders:

All parts for PHALLOSAN® forte can be reordered individually from us. Should you have any other questions or suggestions, feel free to contact our experts at any time free of charge. You merely have to pay the normal telephone charges. At all times, we reserve the right to make technical modifications, which we will also make available on the Internet at

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo–Fr 9:30–12:00,
14:00–16:00 TIME MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUCTIONS FOR USE PHALLOSAN® VERTICAL

Please read the instructions for use before using PHALLOSAN® vertical. This is an extension set for PHALLOSAN® forte and is only to be used together with the PHALLOSAN® forte package!

Please visit www.phallosan.info for instructions on PHALLOSAN® forte!

Package contents PHALLOSAN® vertical:

- A. Knee cuff
- B. Elastic strap that goes around the knee cuff

Package contents PHALLOSAN® forte:

- 2. Hard plastic bell with attached sleeve condom
- 3. Tension clip with tension spring attachment to adjust the intensity of the tension using a traffic light colour code system with adapter for the belt
- 6. Integrated vacuum pump



Preparation:

Selection of the suction bell/sleeve

Determine your correct suction bell size using the enclosed measuring template (7). Pull the flaccid penis away from your body and take measurement on the penis shaft.



The bell in size M (2c) is already connected to the sleeve size M (2c) and the tension clip with

tension spring attachment in the set.

Should you require a different size, please remove the tension clip (3).

Now, please take your appropriate bell and adapt it using the suction ball; it only snaps into the position with the arrow symbol (↕). The appropriate sleeve (2) is slipped over the bead of the bell and the tension clip (3) is reattached.



When attaching to the bell, it must be observed that the bead of the bell snaps into the groove on the sleeve on the thick end of the sleeve. If the sleeve is pulled too far over the bead of the bell, the sleeve can rupture.




Top: Wrong, pulled too far over the bell and not powdered!

Bottom: Right and powdered.

Please observe that the sleeve loses its coating after several days. Therefore, you should purchase baby powder and apply this to the outer surface of the sleeve. It forms a protective coat, which protects the sleeve against friction, adhesion and tearing.

Clamp it the suction bell between your knees. With a slight pull, carefully roll the sleeve condom 0.40 inch to the edge of the suction bell and pull it behind the bead of the suction bell. Please be careful and do not damage the sleeve with sharp fingernails or the like. Do not pull hard when rolling back.







Special features of the new PHALLOSAN® forte sleeves

The PHALLOSAN® forte sleeves consist of medical silicone, thus ruling out the risk of irritation or allergic reactions. This innovation not only offers you more comfort but also provides a uniquely snug fit around the penis. A part of it is approx. 3 mm thick, that is where it is attached to the bell; its thinnest area is 0.3 mm thick, to smoothly adapt to the shaft of your penis.

Your perfect suction bell is now ready for use!

Protector cap

Please remove the protector cap (4/5), which fits any penis size. Pull the protector cap apart using both hands and slip it over the glans. It should fit snugly.



After fitting the cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans. It can be helpful to slip the protector cap over the penis when the latter is in a slightly erected state. The protector cap should protect the glans against the effects of possible excess tension.

Experienced users can usually do away with the protector cap after a few weeks.

All necessary preparations for the application have now been completed.

Application of PHALLOSAN® forte:

- Now, insert the penis including the protector cap into the suction bell and roll the sleeve back from the bead of the bell over the penis.



- Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the suction symbol and press the suction ball several times with your fingers. By doing so, the glans is drawn further into the bell. The sleeve smoothly adapts to the shaft of the penis.




- Now, turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the lock symbol, to maintain the micro-vacuum.



Application of PHALLOSAN® vertical:


- Open the Velcro fastener on the knee cuff (A). Place the cuff underneath one knee below the knee (right or left). Close the Velcro fastener. Make sure that the PHALLOSAN® logo is facing forward.



- Attach the belt: Take the shortened PHALLOSAN® vertical strap (B). Attach it to the inside of the knee cuff, the logo should be visible on the outside.



- Adjust the pulling force: Attach the adapter to the tension clip. Adjust the pull strength using the long Velcro fastener on the strap without reaching the red area of the tension Clip.



- Wearing in everyday life: PHALLOSAN® vertical can now be worn comfortably under trousers.

To end the application and for further application instructions:

See PHALLOSAN® forte manual.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

More information at:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® Team

INSTRUCTIONS FOR USE PHALLOSAN® PLUS+

Please read the instructions for use before using PHALLOSAN® plus+.

This is an extension set for PHALLOSAN® forte and is only to be used together with the PHALLOSAN® forte package!

Please visit www.phallosan.info for instructions on PHALLOSAN® forte!

Package contents PHALLOSAN® plus+:

1. C-Ring adapter for the connection to the suction cup
 - » suitable for any bell size
 - » flexible movement
 - » safety clip
 - » easy removal
2. The rod system with white base ring
 - » extendable to any penis size
 - » optimal tension
 - » option of high or comfortable strength
3. Long tube
 - » for penis lengths from 12–22 cm / 4.7–8.7 inches

Package contents PHALLOSAN® forte:

4. Hard plastic bell with attached sleeve condom
 - » up to 4 sizes for each member type
 - » transparent safety
 - » optional intermediate size (large bell, medium sleeve)
 - » anti-allergic material
 - » 3-valve system
 - » comfort combines with effectiveness
5. Integrated vacuum pump
 - » generates a micro-vacuum
 - » no damage to tissue/erectile bodies/veins
 - » improved result
 - » maximum performance

Preparation

Attaching the suction cup and protector cap

Please observe and follow the instructions provided in PHALLOSAN® forte „2 instructions for use. Selection of the suction cup up to paragraph 3 in the instructions for use

1. Preparation of PHALLOSAN® plus+ rod device:


Use a meter ruler to determine which of the two transparent rod sizes you need for PHALLOSAN® plus+. Using one hand, pull the penis lengthwise behind the head of the penis. Place the meter ruler along the side of the penis with the other hand so that the measurements are easier to read.

MEDIUM – Penis length 8–17 cm / 3–6.7 inches, is already assembled.


LARGE – Penis length 12–22 cm / 4.7–8.7 inches, transparent threaded tubes, position 3 in the packaging.

2. Conversion from medium to large (3):


- a. Before doing so, pull off the upper adapter device together with the clip. Remove the shorter tubes by pulling them diagonally forwards, out of the thread on the white base ring. Remove the two longer tubes from the packaging (3).



- b. Now unscrew the thicker green tubes from the shorter transparent tubes and mount this on the longer transparent threaded tubes.




- c. Now press the tubes onto the ball joint socket of the white base ring (2). Try to angle the tubes onto the joint and press them in, this makes the engagement with the head of the ball joint easier. Now reassemble the adapter device (1) together with the C-clip.



3. Instructions for use PHALLOSAN® plus+:

- a. Hold PHALLOSAN® plus+ and insert the penis through the white base ring. It is easiest to use in a sitting position. PHALLOSAN® plus+ now lies loosely against the penis shaft with the white base ring resting against the thigh. Now take the ready-to-use hard plastic bell/with adapted (rolled up) sleeve and pump.




Place the head of the penis as far as possible in the bell, operate the pump 3-5 times until the head of the penis is well inside the bell and turn the green valve to the lock symbol.




Now unroll the sleeve condom over the shaft of the penis.

- b. Finally, push down the rods with the adapter device, attach the C-clip to the hard plastic bell with the opening facing the stomach and then release. The penis is now under tension.



- c. You are now able to adjust the pulling power individually with the unique thread. Please ensure even adjustment. You should ensure that no discomfort is felt by the penis at any time.



4. Removal of the PHALLOSAN® plus+:

First remove the C-clip from the hard plastic bell.

Now turn the green valve of the suction cup to the arrow symbol. The vacuum is released. Please roll the sleeve carefully back towards the hard plastic bell to remove the entire sleeve condom along with the suction bell. Avoid stretching the sleeve with your fingers as this could cause it to tear. It is removed without difficulty by simply rolling the sleeve back from the shaft of the penis.

5. Side effects/precautionary measures:

PHALLOSAN® plus+ is used at the user's own risk, but is safe if the instructions for use are followed. Nevertheless, strong pulling power should not be exerted on the penis, especially during the first few weeks of use. Should swelling and/or blisters appear on the foreskin or head of the penis, the setting is too strong. Be sure to take a break until the swelling or blisters have healed.

Adjust the pull to a slightly lighter setting afterwards. Please be patient, the procedure is comparable in its application success with an adjustment of the jaw. The continuity of stretching, not just the strength of the pull, is the guarantor of success!

Please note: The use of PHALLOSAN® plus+ is not suitable for use while you are sleeping!

Now you have the perfect combination, whatever the purpose:

Penis enlargement:

Use PHALLOSAN® plus+ at least 6 hours a day, 5 days a week. This is not about a high pulling power, achieving cell stimulation depends on continuity.

As a result, new cells are stimulated and an increase in length of 4.9 cm (1.9 inches) and circumference of 2.5 cm (1.1 inches) is possible.

Erectile dysfunction:

5 hours 3 days a week leads to greatly improved blood flow, stimulating your prostate and sexual desire.

The erectile tissue is then able to absorb more blood and erections are more frequent and longer lasting.

IPP (Induratio penis Plastica), curvature of the penis:

IPP/penile curvature is possible to treat with a combination set of PHALLOSAN® forte and PHALLOSAN® plus+.

Important: Combine PHALLOSAN® forte alternately with PHALLOSAN® plus+. The continuity of stretching creates painless microfibre tears in the plaque tissue of the curvature. This is where new cell tissue is embedded.

In doing so, it is possible to straighten the penis.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

More information at:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® Team



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN® forte
 PHALLOSAN® plus+
 PHALLOSAN® vertical

READ THE COMPLETE INSTRUCTION FOR USE BEFORE USING THE PRODUCT!

WARNING: THE FOLLOWING PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED

The device **must not** be worn during bowel movements, during sports activities, during intercourse or other strenuous physical activity. Neither should it be worn after consumption of alcohol or ingestion of pain-killers or euphorants or if there are

- any wounds or infected areas on the penis or where PHALLOSAN® is attached at the body.
- If pain, numbness or discoloration of the penis head,
- or any other untoward reaction occurs the device must be loosened and removed immediately.

In case of wounds on the penis the device **must not** be worn until these have healed entirely.

In the case of surgery, **do not** use PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ until your doctor tells you to.

Do not use PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ if you have problems with venous problems or connective tissue weaknesses.

Do not use the device when you have any kind of piercing at the genital area.

The device **should not** be worn while moving in areas where there is an

increased risk of falling and caution must be exercised when climbing stairs, walking on slippery floors etc.

The device **should not** be worn neither when handling any kind of machinery, motorized vehicles or hot objects nor when bycicle or cooking.

Do not use any creams, Vaseline and other moisture substances while wearing/using the device.

Use the device **only as we describe** in the manual, **do not** use any other materials then the ones we provide you or use other wearing techniques then the ones we tell you in the manual.

We **do not** take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of products or services purchased through this website, be it indirect, special, incidental or consequential damages (including but not limited to damages for loss of business, loss of profits, interruption or the like). If you have any questions regarding the terms of use outlined here, please do not hesitate to contact us at any time.



Swiss Sana AG
 Kirchstrasse 3
 9490 Vaduz
 FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In case of risks or side effects
 please contact your doctor
 or our PHALLOSAN hotline



REF 5000



MODE D'EMPLOI

Félicitations pour l'achat de votre PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte est utilisé dans le monde entier depuis 18 ans.

Objet et indications:

PHALLOSAN® forte est recommandé pour le traitement de

- » Agrandissement du pénis — allongement du pénis
- » Hypoplasie pénienne congénitale/acquise et Induratio penis plastica (IPP)
- » Troubles de l'érection et de la puissance
- » Traitement postopératoire des interventions sur la prostate
- » Développement du tissu érectile pénien à tout âge


Contenu de l'emballage:

1. Ceinture élastique, qui se fixe autour de la taille, avec anneau en mousse (A), dans lequel le pénis est inséré jusqu'à sa base. Boucle coulissante (B), pour le réglage de longueur de la ceinture et adaptateur (C) pour relier la ceinture à la cloche d'aspiration.
 2. a) Cloche d'aspiration taille S avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette S
 2. b) Cloche d'aspiration taille M avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette M
 2. c) Cloche d'aspiration taille L avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette L et patte de traction intégrée (3)
 3. Patte de traction avec dispositif de réglage à ressorts pour ajuster la force de traction dans le système d'aspiration avec adaptateur pour la ceinture.
 - 4./5. Capuchon de protection du gland, pour protéger celui-ci en cas de réglage de traction trop intense.
 6. Pompe aspirante avec vanne 3 voies
 7. Gabarit de mesure
- Mode d'emploi
Sac de voyage avec 4 gratuit Préservatif à manchette (1xS,2xM,1xL)



Préparation à l'utilisation:

1. Ceinture



Disposez la ceinture orthopédique PHALLOSAN® forte face à vous et réglez sa taille à la plus grande longueur au moyen de la boucle coulissante (B).

2. Choix de la cloche d'aspiration/du manchon d'étanchéité

A l'aide du gabarit de mesure (7) déterminez la taille de la cloche d'aspiration. Écartez le pénis du corps et mesurez la hampe du pénis flasque.



La cloche de taille M (2c) est déjà associée au manchon d'étanchéité de taille M (2c) et à la patte de traction dans le kit.

Si vous avez besoin d'une autre taille, enlevez la patte de traction (3).

Prenez la cloche d'aspiration correspondante et raccordez-la à la pompe d'aspiration, elle s'enclenche seulement en position avec le symbole flèche (↕). Le manchon d'étanchéité correspondant (2) doit recouvrir le bourrelet de la cloche puis remettre en place la patte de traction (3).



Lors de la mise en place, il faut impérativement s'assurer que le bourrelet de la cloche s'insère dans la rainure du manchon d'étanchéité à l'extrémité épaisse du manchon d'étanchéité. Si le manchon d'étanchéité est tiré plus loin que le bourrelet de la cloche, il peut se déchirer.





Haut: Faux, tiré trop loin sur la cloche et non poudré!

Bas: Correct, et poudré.

Veillez noter que le manchon d'étanchéité perd son revêtement après quelques jours. Nous vous recommandons d'acheter du talc pour bébé et de l'appliquer sur la surface externe du manchon d'étanchéité. Il formera une couche protectrice, qui protège le manchon d'étanchéité contre les frottements, les adhérences et les déchirures.

Fixez la ventouse il entre vos genoux. Déroulez délicatement le manchon d'étanchéité 1 cm à manchon jusqu'au bord de la cloche d'aspiration et tirez-le doucement par-dessus le bourrelet de la cloche. Faites attention de ne pas endommager le manchon d'étanchéité par exemple avec un ongle. Ne pas tirer trop fort en déroulant.



Particularités des nouveaux manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte




Les manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte sont en silicone médical, ce qui exclut les irritations ou

les réactions allergiques. Cette innovation vous offre un meilleur confort, le manchon d'étanchéité s'adapte parfaitement sur le pénis. Il a une épaisseur de 3 mm environ au niveau de la fixation sur la cloche, sa partie la plus fine fait 0,3 mm d'épaisseur, afin de bien mouler le pénis.

La cloche d'aspiration est maintenant prête à être posée!

3. Capuchon de protection

Prendre le capuchon de protection (4/5), adapté à toutes les tailles de pénis. Écartez le capuchon avec le pouce et l'index de chaque main et recouvrir le gland. Il doit être bien ajusté.



Important: après la mise en place du capuchon, il doit y avoir le moins d'air possible au bout du gland. Il est préférable de poser le capuchon sur le pénis légèrement en érection. Le capuchon protège le gland contre les effets secondaires d'une éventuelle traction trop forte.

Les utilisateurs expérimentés peuvent se passer du capuchon après quelques semaines.

Toutes les étapes de préparation à l'utilisation sont maintenant terminées.

Utilisation:

1. Insérer maintenant le pénis recouvert du capuchon de protection dans la cloche d'aspiration puis dérouler le manchon d'étanchéité du bourrelet de la cloche sur le pénis.



2. Tournez la marque verte de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) vers le symbole aspiration et activez la pompe d'aspiration, en la pressant plusieurs fois avec vos doigts. Le gland est aspiré plus loin dans la cloche. Le manchon d'étanchéité s'applique étroitement sur la hampe du pénis.



3. Placez maintenant le clapet vert de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) sur le symbole verrou, pour maintenir le micro-vide.



4. Prendre la ceinture que vous avez préparée et passer l'anneau en mousse blanche (A) sur l'ensemble de la cloche d'aspiration jusqu'à atteindre la base du pénis.
5. Enrouler la ceinture sur vos hanches.
6. Tourner l'agrafe de la patte de fixation (3) avec sa partie ouverte vers votre corps et relier les deux anneaux (C).



7. Renforcez le serrage de la ceinture au moyen de la boucle à poussoir (B), jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement du pénis et que le voyant devienne vert. Veiller à placer la ceinture dans l'aîne, en biais vers le haut. Tirer la

ceinture en haut des fesses vers la taille. Si la ceinture se trouve près de la raie des fesses, la tension va augmenter en position assise, ce qui n'est pas souhaitable.



8. Vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations quotidiennes ou même porter PHALLOSAN[®] forte pendant la nuit, car la circulation sanguine n'est à aucun moment entravée.

Fin de l'utilisation:

Retirez la ceinture puis tournez le la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration en position flèche. Le vide s'arrête. **Veuillez dérouler le manchon d'étanchéité avec douceur, en direction de la coupe en plastique dur, et enlever l'ensemble de l'appareil d'aspiration. Ne pas étirer le manchon d'étanchéité avec vos doigts pour éliminer le vide d'air, au risque de le déchirer immédiatement.** Roulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez le dispositif d'aspiration.

Spécificités techniques:

D'un point de vue simplifié, il s'agit d'une cloche d'aspiration avec une étanchéité. Il n'est donc pas important de remonter le manchon d'étanchéité très haut sur la hampe pénienne. Le manchon d'étanchéité n'est pas conçu pour transférer la force vers le pénis. La force est uniquement transmise par le micro-vidé formé dans la cloche d'aspiration.

Si vous constatez que le vide semble fuir et que le gland glisse hors de la cloche d'aspiration, ceci peut avoir plusieurs causes. Dans tous les cas il y a une entrée d'air. Elle peut se produire au niveau de la hampe, si la pilosité intime n'a pas été soigneusement retirée, ou si un manchon d'étanchéité trop grand a été choisi.

Si nécessaire, enlevez les poils du pubis. Vous pouvez utiliser un rasoir ou une crème dépilatoire douce.

Remèdes:

Tournez la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration du symbole verrou vers le symbole aspiration.

Placez le gland dans la cloche et fermez le clapet en tournant la marque verte vers le symbole verrou.

Si le gland glisse encore hors de la cloche, la cause est très certainement la taille trop grande du manchon d'étanchéité.

Vous pouvez adapter la taille vous-même, afin d'atteindre une efficacité maximale. Si vous sentez par ex. la cloche de M a la bonne taille, mais que le manchon d'étanchéité est trop grand dur la hampe pénienne, vous pouvez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche M. Vous pouvez faire la même chose avec la cloche L et le manchon d'étanchéité M.

En aucun cas, vous ne devez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche L. La matière se déchirerait.

Entretien FORTE/PLUS:

Le manchon d'étanchéité doit être enlevé de la cloche d'aspiration et pour des raisons d'hygiène, il faut le laver à la main avec de l'eau chaude et du savon.

Conservez le manchon d'étanchéité déroulé jusqu'à sa prochaine utilisation.

N'oubliez jamais de le saupoudrer de talc pour bébé après utilisation en position déroulée.

La cloche d'aspiration devrait également être nettoyée quotidiennement comme décrit ci-dessus. Enlever auparavant la pompe d'aspiration, en tournant la marque verte du clapet de la pompe vers la double flèche. Retirez délicatement la pompe de la cloche d'aspiration. La pompe ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau ou les matières grasses, ce qui endommagerait les clapets fragiles.

Crans de réglage pour adapter précisément la force de traction de la ceinture sur le tissu conjonctif du pénis:



Avant-propos:

Le tissu conjonctif du corps dépend de la disposition héréditaire de chaque individu. Pour cela, nous avons développé un système de couleurs qui vous permet d'adapter parfaitement la tension de la ceinture à votre tissu conjonctif. Veillez dans tous les cas à maintenir la traction dans la zone verte. Vous atteindrez ainsi les meilleurs résultats d'agrandissement du pénis en longueur et en diamètre, sans effets secondaires.

1er jour

Régler la tension de ceinture dans la zone inférieure verte et portez PHALLOSAN[®] seulement 1 heure. Enlevez la ceinture et tournez la marque verte du clapet vers le symbole flèche. Le vide s'atténue.

Enroulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez la cloche d'aspiration.

Examinez maintenant la zone située entre l'ouverture de l'urètre et le frein du prépuce (Frenulum) à la partie inférieure du gland. Cette zone contient le tissu conjonctif le plus sensible du pénis. Si elle est rouge ou gonflée, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation pour la journée. Si vous constatez des modifications sur le pénis, reprenez l'utilisation seulement après la disparition des symptômes.

2ème jour au 8ème jour

Si vous avez utilisé PHALLOSAN[®] forte la veille sans avoir de rougeur ni de gonflement de la zone décrite ci-dessus, vous pouvez porter PHALLOSAN[®] une heure de plus.

Augmentez la période d'utilisation d'une heure chaque jour. Après 8 jours l'habitude sera prise.

PHALLOSAN[®] peut être aussi porté pendant la nuit après la période d'adaptation. Vous remarquerez que des petites marques en relief sont placées près des symboles d'aspiration et de verrouillage, afin de permettre l'utilisation sans contact visuel. Le manchon d'étanchéité s'étire dans le cas d'une érection nocturne, la circulation sanguine n'est pas entravée, mais elle est améliorée.

Vous porterez PHALLOSAN[®] forte avec enthousiasme, votre pénis va augmenter en longueur et en volume au cours des semaines. Vous ressentirez des effets secondaires positifs, tels qu'une augmentation du désir et du plaisir sexuel.

Durée d'utilisation:

PHALLOSAN[®] devrait être porté 8 à 10 h par jour, 6 jours par semaine, voire plus longtemps!

Effets secondaires/

Précautions d'utilisation:

Vous utilisez PHALLOSAN[®] forte à vos risques et périls, cependant en respectant le mode d'emploi vous ne courez aucun danger. Il faut en particulier éviter l'excès de tension sur le pénis pendant les premières semaines d'utilisation.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou sur le gland, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation jusqu'à la disparition des rougeurs ou des cloques. Réglez la tension moins forte. Veuillez SVP être patient, le succès du processus est comparable à un alignement dentaire. La continuité de l'allongement est le garant de la réussite, non pas la force de traction! Si vous ressentez parfois une douleur de la hampe due à la pression, il est probable que la partie renflée du manchon d'étanchéité repose sur l'anneau en silicone et provoque une douleur.

Tout incident grave relatif au dispositif est notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Remède:

Roulez l'extrémité du manchon d'étanchéité hors de l'anneau en silicone, la douleur causée par la pression devrait disparaître.

Vous pouvez aussi répartir la tension de la ceinture sur le corps, afin de réduire la traction de la base du pénis. Entourez la ceinture à l'endroit de la liaison avec la cloche et passez la ceinture autour du corps pour soulager la base du pénis. Cela semble compliqué; mais ne l'est pas en réalité, la tension se répartit dans l'ensemble de la ceinture.

Contre-indications:

Après la consommation d'alcool, la prise de drogues ou de médicaments antidouleur, somnifères ou tranquillisants, car cela pourrait modifier la perception de la douleur et vous empêcher de réagir à temps. Renoncez à l'utilisation de PHALLOSAN[®] forte en cas d'infection ou de plaie ouverte du pénis.

Comment puis-je mesurer l'augmentation exacte de la longueur de mon pénis?

Utilisez une règle ou un mètre pliant. Un mètre souple ou à enrouleur n'est pas adapté. Maintenez le pénis flasque perpendiculairement à votre corps (90 degrés). placez la règle sur le côté du pénis vu de haut. Appuyez la règle contre l'os pubien.

Important:

Au début du traitement, vous devez mesurer votre poids corporel exact sans vêtements. En cas de prise de poids éventuelle, une couche de graisse se forme particulièrement dans la zone pubienne et du pénis. Cette couche adipeuse réduit la distance entre le bout du pénis et l'os pubien et fausse (diminue) le résultat de la mesure. Les médecins appellent cela un tablier abdominal.

Commandes d'appoint:

Toutes les pièces de PHALLOSAN[®] forte peuvent être commandées individuellement. Pour toute question ou suggestion, nos experts sont à votre disposition à tout moment et gratuitement, au tarif téléphonique en vigueur.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, qui seront publiées sur internet

www.phallosan.fr

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, du lundi au vendredi
9:30–12:00, 14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN[®] forte Team

MODE D'EMPLOI PHALLOSAN® VERTICAL

Veillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser PHALLOSAN® vertical. Il s'agit ici d'un kit d'extension pour PHALLOSAN® forte ne pouvant être utilisé qu'avec l'ensemble PHALLOSAN® forte!

Consultez www.phallosan.info pour obtenir des instructions concernant PHALLOSAN® forte

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® vertical:

- A. Manchette de genou
- B. Sangle élastique autour du genou

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® forte:

- 2. Cloche en plastique dur avec préservatif à manchette installé
- 3. Patte de traction avec dispositif de réglage à ressorts pour ajuster la force de traction dans le système d'aspiration avec adaptateur pour la ceinture
- 6. Pompe à vide intégré



Préparation:

Choix de la cloche d'aspiration/du manchon d'étanchéité


A l'aide du gabarit de mesure (7) déterminez la taille de la cloche d'aspiration. Ecartez le pénis du corps et mesurez la hampe du pénis flasque.



La cloche de taille M (2c) est déjà associée au manchon d'étanchéité de taille M (2c) et à la patte de traction dans le kit.

Si vous avez besoin d'une autre taille, enlevez la patte de traction (3).

Prenez la cloche d'aspiration correspondante et raccordez-la à la pompe d'aspiration, elle s'enclenche seulement en position avec le symbole flèche (↑↓). Le manchon d'étanchéité correspondant (2) doit recouvrir le bourrelet de la cloche puis remettre en place la patte de traction (3).



Lors de la mise en place, il faut impérativement s'assurer que le bourrelet de la cloche s'insère dans la rainure du manchon d'étanchéité à l'extrémité épaisse du manchon d'étanchéité. Si le manchon d'étanchéité est tiré plus loin que le bourrelet de la cloche, il peut se déchirer.




Haut: Faux, tiré trop loin sur la cloche et non poudré!

Bas: Correct, et poudré.

Veillez noter que le manchon d'étanchéité perd son revêtement après quelques jours. Nous vous recommandons d'acheter du talc pour bébé et de l'appliquer sur la surface externe du manchon d'étanchéité. Il formera une couche protectrice, qui protège le manchon d'étanchéité contre les frottements, les adhérences et les déchirures.

Fixez la ventouse il entre vos genoux. Déroulez délicatement le manchon d'étanchéité 1 cm à manchon jusqu'au bord de la cloche d'aspiration et tirez-le doucement par-dessus le bourrelet de la cloche. Faites attention de ne pas endommager le manchon d'étanchéité par exemple avec un angle. Ne pas tirer trop fort en déroulant.







Particularités des nouveaux manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte

Les manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte sont en silicone médical, ce qui exclut les irritations ou les réactions allergiques. Cette innovation vous offre un meilleur confort, le manchon d'étanchéité s'adapte parfaitement sur le pénis. Il a une épaisseur de 3 mm environ au niveau de la fixation sur la cloche, sa partie la plus fine fait 0,3 mm d'épaisseur, afin de bien mouler le pénis. La cloche d'aspiration est maintenant prête à être posée!

Capuchon de protection

Prendre le capuchon de protection (4/5), adapté à toutes les tailles de pénis. écartez le capuchon avec le pouce et l'index de chaque main et recouvrir le gland. Il doit être bien ajusté.



Important: après la mise en place du capuchon, il doit y avoir le moins d'air possible au bout du gland. Il est préférable de poser le capuchon sur le pénis légèrement en érection. Le capuchon protège le gland contre les effets secondaires d'une éventuelle traction trop forte.

Les utilisateurs expérimentés peuvent se passer du capuchon après quelques semaines.

Toutes les étapes de préparation à l'utilisation sont maintenant terminées.

Application de PHALLOSAN® forte:

1. Insérer maintenant le pénis recouvert du capuchon de protection dans la cloche d'aspiration puis dérouler le manchon d'étanchéité du bourrelet de la cloche sur le pénis.



2. Tournez la marque verte de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) vers le symbole aspiration et activez la pompe d'aspiration, en la pressant plusieurs fois avec vos doigts. Le gland est aspiré plus loin dans la cloche. Le manchon d'étanchéité s'applique étroitement sur la hampe du pénis.




3. Placez maintenant le clapet vert de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) sur le symbole verrou, pour maintenir le micro-vide.



Application de PHALLOSAN® vertical:



1. Ouvrez la fermeture Velcro de la manchette du genou (A). Placez la manchette sous un genou (droit ou gauche). Fermez la fermeture velcro. Veillez à ce que le logo PHALLOSAN® est orienté vers l'avant.



2. Attachez la ceinture: Prenez la sangle verticale PHALLOSAN® raccourcie (B). Attachez-la à l'intérieur de la manchette, le logo doit être visible à l'extérieur.



3. Ajustez la force de traction: Fixez l'adaptateur au clip de tension. Ajustez la force de traction à l'aide de la longue fermeture velcro de la sangle sans atteindre la zone rouge du clip de tension.



4. Le port au quotidien: PHALLOSAN® vertical peut maintenant être porté confortablement sous un pantalon.

Pour terminer l'application et pour d'autres instructions d'application:

Voir le manuel de PHALLOSAN® forte.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

Pour davantage d'informations: www.phallosan.info

Toute l'équipe PHALLOSAN®

MODE D'EMPLOI PHALLOSAN® PLUS+

Veillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser PHALLOSAN® plus+.
Il s'agit ici d'un kit d'extension pour PHALLOSAN® forte ne pouvant être utilisé qu'avec l'ensemble PHALLOSAN® forte!

Consultez www.phallosan.info pour obtenir des instructions concernant PHALLOSAN® forte!

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® plus+:

- Adaptateur à bague en C pour le raccord vers la cloche d'aspiration
 - » utilisable pour chaque dimension de cloche
 - » déplacements souples
 - » clip de sécurité
 - » facile à retirer
- Le système à tiges avec bague de base blanche
 - » peut être allongé pour s'adapter à toutes les tailles de pénis
 - » tension optimale
 - » force élevée ou agréable en option
- Douille longue
 - » Pour longueurs de pénis allant de 12 à 22 cm

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® forte:

- Cloche en plastique dur avec préservatif à manchette installé
 - » jusqu'à 4 tailles pour toutes les virilités
 - » sécurité transparente
 - » taille intermédiaire en option (grande cloche manchette moyenne)
 - » matériau anti-allergique
 - » système à 3 valves
 - » le confort allié à l'efficacité
- Pompe à vide intégrée
 - » crée un micro-vide
 - » pas de risque de lésion des tissus/tissus érectiles/veines
 - » résultat amélioré
 - » performance maximale

Préparation

Mise en place de la cloche d'aspiration et du cache de protection

Veillez tenir compte et respecter les instructions du mode d'emploi PHALLOSAN® forte 2. Sélection de la cloche d'aspiration jusqu'à utilisation Paragraphe 3.

1. Préparation de l'appareil à tiges PHALLOSAN® plus+:


Utilisez une règle afin de déterminer laquelle des deux dimensions de tiges transparentes il vous faut pour le PHALLOSAN® plus+. D'une main, étirez le pénis en longueur derrière le gland. De l'autre main, placez la règle latéralement sur le pénis afin de mieux pouvoir lire la taille

MEDIUM — Longueur de pénis 8–17 cm / 3–6,7 pouces, déjà monté


LARGE — Longueur de pénis 12–22 cm / 4,7 – 8,7 pouces, douilles filetées transparentes, position 3 dans l'emballage

2. Modification de Medium à Large (3):


- Tirez tout d'abord le dispositif adaptateur supérieur avec le clip. Retirez les douilles courtes en les extrayant en biais vers l'avant hors du filetage au niveau de la bague de base blanche. Sortez les deux douilles longues de l'emballage (3).



- Dévissez à présent l'épais filetage vert au niveau des douilles transparentes courtes et montez-le sur les longues douilles filetées transparentes.




- Pressez à présent les douilles sur la monture à articulation de la bague de base blanche (2). Essayez de placer les douilles en biais sur l'articulation et de presser vers l'intérieur. Ainsi, la tête d'articulation peut s'enclencher plus facilement. Remontez à présent le dispositif adaptateur (1) avec le clip en C.



3. Utilisation de PHALLOSAN® plus+:

- Saisissez PHALLOSAN® plus+ et introduisez le pénis au travers de la bague de base blanche. L'application est plus simple en position assise. PHALLOSAN® plus+ repose à présent sur le corps du pénis avec la bague de base blanche placée de manière lâche sur la cuisse. Saisissez à présent la cloche en plastique dur déjà préparée ainsi que la manchette ajustée (déroulée) et la pompe




Placez le gland dans la cloche la plus profondément possible, actionnez la pompe 3 à 5 fois jusqu'à ce que le gland soit bien placé dans la cloche d'aspiration et tournez la valve verte vers le symbole de verrouillage.




Déroulez à présent le préservatif à manchette par dessus le corps du pénis.

- Pour finir, pressez les tiges avec le dispositif adaptateur vers le bas, fixez le clip en C sur la cloche en plastique dur en orientant l'ouverture vers le ventre, et relâchez le tout. Le pénis est à présent sous tension.



- Le filetage unique vous permet maintenant d'ajuster la force d'étirement de manière individuelle. Veillez assurer un ajustement homogène. Veillez à ne ressentir à aucun moment une sensation de gêne au niveau du pénis.



4. Retirer le PHALLOSAN® plus+:

Retirez tout d'abord le clip en C de la cloche en plastique dur. Tournez à présent la valve verte de la cloche d'aspiration vers le symbole de flèche. Le vide se comble. Enroulez la manchette avec prudence vers l'arrière en direction de la cloche en plastique dur afin de retirer la totalité du préservatif à manchette ainsi que la cloche d'aspiration. N'étirez pas la manchette avec les doigts. Elle pourrait se déchirer. Elle peut être retirée sans problème. Enroulez-la simplement vers l'arrière le long du corps de pénis.

5. Effets secondaires/mesures de précaution:

L'utilisation de PHALLOSAN® plus+ s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur. Elle est cependant inoffensive si le mode d'emploi est respecté. Cependant, surtout lors des premières semaines d'utilisation, il est recommandé de ne pas exercer de traction trop forte sur le pénis. En cas d'apparitions de gonflements et/ou de cloques sur le prépuce ou le gland, le réglage est trop fort. Faites une pause jusqu'à ce que le gonflement voire les cloques aient disparues.

Ajustez ensuite la traction de manière moins forte. Ayez de la patience. Le succès de la méthode est

comparable à un alignement de la mâchoire. La continuité de l'étirement, et pas seulement la force de traction, est garant du succès !

Attention: L'utilisation de PHALLOSAN® plus+ n'est pas recommandée pendant le sommeil !

Vous détenez à présent la combinaison parfaite, pour tous les objectifs:

Agrandissement du pénis:

Utilisez PHALLOSAN® plus+ au moins 6 heures par jour 5 jours par semaine. L'important n'est pas une force de traction élevée. La stimulation des cellules dépend de la continuité. Ainsi, de nouvelles cellules sont stimulées et une accroissement possible de la longueur de 4,9 cm (1,9 pouces) et de la circonférence de 2,5 cm (1,1 pouces) sont possibles.

Perturbation de l'érection:

5 heures pendant 3 jours par semaine produisent une irrigation sanguine fortement améliorée et stimulent ainsi votre prostate et votre désir sexuel. Les tissus érectiles vont emmagasiner davantage de sang et les érections seront plus fréquentes et durables.

IPP (Induratio penis Plastica), maladie de La Peyronie:

L'IPP/la maladie de La Peyronie peut être traitée en associant PHALLOSAN® forte et PHALLOSAN® plus+. Important: Associez PHALLOSAN® forte en alternance avec PHALLOSAN® plus+. L'étirement en continu produit des micro-déchirures musculaires indolores dans le tissu de plaque de la courbure. Un nouveau tissu cellulaire y est intégré. Ceci permet de redresser le pénis.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

Pour davantage d'informations: www.phallosan.info

Toute l'équipe PHALLOSAN®



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT!

AVERTISSEMENT: VOUS DEVEZ PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous urinez, lors de la pratique des activités sportives, durant des rapports sexuels ou d'autres activités physiques intensives. Il ne doit pas non plus être porté après la consommation d'alcool, l'ingestion d'analgésiques ou de substances euphorisantes, ou encore:

- si vous constatez certaines zones blessées ou infectées sur le pénis ou toute autre zone où PHALLOSAN® est attaché au corps.
- si vous ressentez des douleurs, un engourdissement ou une décoloration sur la tête du pénis,
- si toute autre réaction indésirable apparaît, vous devez détacher et retirer immédiatement l'appareil.

Si des blessures se trouvent sur votre pénis, l'appareil ne doit pas être porté jusqu'à guérison complète de la zone abîmée.

Dans le cas d'une chirurgie, ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ avant l'autorisation de votre médecin.

Ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ si vous souffrez de problèmes veineux ou de faiblesse des tissus conjonctifs.

Ne pas utiliser l'appareil si vous avez toute sorte de piercing aux organes génitaux.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous vous déplacez dans des zones induisant un risque accru de chutes, et faire preuve de la plus grande prudence en montant des escaliers, en marchant sur des sols glissants etc.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous manipulez tout type de machine, véhicule motorisé ou objets chauds, ou lorsque vous faites du vélo ou la cuisine.

Ne pas utiliser de crème, vaseline ou autres substances hydratantes lorsque vous portez/utilisez l'appareil.

Utilisez exclusivement l'appareil comme décrit dans ce manuel, ne pas utiliser tout autre matériel que celui fourni, ou n'utilisez pas d'autres techniques de port que celles décrites dans ce manuel.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de produits et services achetés via ce site Internet, qu'il s'agisse de dommages indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (notamment, mais non exclusivement, les dommages tels qu'une perte d'activité, une perte de profit, une interruption d'activité ou tout dommage similaire). Pour toute question portant sur les conditions d'utilisation décrites ici, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

En cas de risques ou d'effets secondaires
veuillez contacter votre médecin
ou notre ligne d'assistance PHALLOSAN



REF 5000



INSTRUCCIONES DE USO

PHALLOSAN® forte se viene empleando con éxito en todo el mundo desde hace 18 años.

Propósito e indicaciones:

PHALLOSAN® forte está recomendado para los siguientes tratamientos:

- » Agrandamiento y/o alargamiento del pene
- » Desviación congénita y adquirida del pene o induración plástica del pene (IPP)
- » Problemas de impotencia o disfunción eréctil
- » Postratamiento después de una operación de próstata
- » Entrenamiento del tejido eréctil del pene a cualquier edad


Contenido:

1. Cinturón elástico para colocárselo rodeando la cintura. Incluye una arandela de gomaespuma (A) en la que se introduce el pene hasta la base, así como una hebilla deslizante (B) para regular la longitud del cinturón y un adaptador (C) para unir el cinturón a la campana succionadora.
 2. a) Campana succionadora de la talla S con condón PHALLOSAN® forte de la talla S.
 2. b) Campana succionadora de la talla M con condón PHALLOSAN® forte de la talla M
 2. c) Campana succionadora de la talla L con condón PHALLOSAN® forte de la talla L, Y tirador integrado (3)
 3. Tirador con resorte tensor para regular la tensión en el sistema de control tipo semáforo y adaptador para el cinturón.
 - 4./5. Capuchón protector para proteger el glande de una tensión excesiva.
 6. Bomba succionadora con válvula de 3 vías
 7. Plantilla de medición
- Instrucciones de uso
bolsa de viaje con 4 condones (1xS,2xM,1xL)



Preparativos:

1. Cinturón



Extienda el cinturón ortopédico PHALLOSAN® forte ante usted y desplace la hebilla deslizante (B) de tal forma que el cinturón quede lo más largo posible.

2. Selección de la campana succionadora y del manguito de estanqueidad

Utilice la plantilla de medición (7) adjunta para elegir la talla de campana succionadora más adecuada. Para ello, separe del cuerpo el pene en estado no erecto y mida el su grosor con la plantilla de medición.



La campana de la talla M (2c) va ya unida al manguito de la talla M (2c) y al tirador con resorte.

En el caso de que no coincidiera con su talla, retire el tirador (3).

Tome entonces la campana adecuada y adáptela con la bomba succionadora de forma que quede encajada en la posición marcada con el símbolo de la flecha (↓). Entonces, coloque el manguito (2) adecuado sobre la protuberancia de la campana y vuelva a colocar el tirador (3).



A la hora de colocar el manguito en la campana, es muy importante que la protuberancia de la campana quede encajada en la ranura del extremo grueso del manguito, ya que el manguito puede llegar a romperse se estira más allá de esta protuberancia.





Arriba: posición incorrecta, el manguito se ha estirado muy por encima de la protuberancia de la campana y, además, no se ha empolvado con polvos de talco.

Abajo: posición correcta, además, el manguito está empolvado con polvos de talco.

Tenga en cuenta que el manguito pierde su revestimiento a los pocos días de uso. Por eso, es necesario que empolve su cara exterior con polvos de talco, ya que así se forma una capa protectora que evita que el manguito se desgaste, se pegue a la piel o se rompa.

Sujete que la campana de succión entre las rodillas. Baje el manguito 1 cm enrollándolo cuidadosamente el borde de la campana y engánchelo por detrás de la protuberancia de la campana. Hágalo con mucho cuidado procurando no dañar el manguito, por ejemplo, por tener las uñas muy afiladas, y no tire mucho de él al bajarlo.



Características de los nuevos manguitos de estanqueidad PHALLOSAN® forte




Los manguitos PHALLOSAN® forte están fabricados

con silicona médica, por lo que no provocan irritaciones ni reacciones alérgicas. Esta innovación no solo le ofrece una mayor comodidad, sino que hace que el manguito se amolde perfectamente al pene. Los manguitos PHALLOSAN® forte poseen un extremo más grueso de unos 3 mm de grosor, que es por donde se engancha a la campana, y otro extremo más fino de 0,3 mm de grosor que se adapta perfectamente al cuerpo del pene.

Ahora, la campana succionadora ya está lista para ser usada.

3. Capuchón protector

Tome el capuchón protector (4/5) que más se adecúe al tamaño de su pene, separe los lados del capuchón con el dedo pulgar y el dedo índice de las dos manos y colóquelo sobre el glande. El capuchón protector debe quedar bien ceñido al glande.



Después de colocar el capuchón protector, es muy importante comprobar que apenas quede aire en la punta del glande. Por eso, es aconsejable colocar el capuchón en el pene ligeramente erecto. La función del capuchón protector es proteger el glande de un estiramiento excesivo. Ahora bien, los usuarios más experimentados pueden prescindir de este capuchón protector después de llevar

PHALLOSAN® forte durante algunas semanas.

Ahora, ya se ha concluido todos los preparativos necesarios antes de ponerse PHALLOSAN® forte y comenzar con el tratamiento.

Tratamiento:

1. Introduzca ahora el pene junto con el capuchón protector en la campana y suba el manguito desde la protuberancia de la campana hasta cubrir todo el pene.



2. Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo de succión y active la bomba succionadora presionando varias veces sobre ella con el dedo. Esto hace que el glande se adentre más en la campana, mientras que el manguito, por su parte, se adapta suavemente al contorno del pene.



3. Gire ahora la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo del condado para mantener así el microvacío.



4. Tome ahora el cinturón extendido ante usted y pase la arandela blanca de gomaespuma (A) por toda la campana succionadora hasta llegar a la base del pene.
5. Lleve ahora el extremo del cinturón a la cadera rodeando la cintura.
6. Gire el pasador del tirador (3) con su extremo abierto mirando hacia el cuerpo y, después, una los dos ojales (C).



7. Tense el cinturón con la ayuda de la hebilla deslizante (B) hasta que note que el pene está tenso y se encienda la luz verde del semáforo de control, teniendo en cuenta que, en la zona de la ingle, el cinturón tiene que ir hacia arriba en oblicua. Para eso, desde las nalgas, tire del cinturón hacia arriba en dirección a la cintura, ya que si el cinturón se queda a la altura del pliegue de las nalgas, aumenta la tirantez al estar sentado.



8. Usted puede llevar su vida diaria de forma completamente normal e incluso llevar también puesto PHALLOSAN® forte por las noches, ya que no obstaculiza en absoluto la circulación sanguínea.

Finalización del tratamiento:

Primero, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha. Esto hace que desaparezca el vacío. **Por favor, enrolle la funda con cuidado hacia atrás hacia la copa de plástico duro y retire todo el aparato de succión. No estire el manguito con los dedos para eliminar el vacío ya que se rasgará de inmediato.** Después, baje el manguito hacia el glande cuidadosamente y quite la campana.

Observaciones técnicas:

Tenga en cuenta que este dispositivo es, a fin de cuentas, una campana succionadora con una junta aislante. Por eso, no es tan importante hasta dónde llega el manguito. De hecho, este manguito no está diseñado para transmitir la fuerza al pene, sino que la fuerza se transmite exclusivamente mediante el microvacío que se forma en la campana. En caso de que mientras lleva puesto PHALLOSAN® forte notara que se ha perdido algo de vacío o que el glande se ha salido un poco de la campana, esto se puede deber a varias razones, pero en cualquier caso está entrando aire, quizás a través del pene, ya sea porque el vello de esta zona no se depiló lo suficientemente bien o porque se eligió un manguito demasiado ancho.

Por eso, es aconsejable quitar el vello de esta

zona, ya sea afeitándolo o depilándolo con una crema depilatoria suave.

Consejo:

Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora desde el símbolo del candado hacia el símbolo de succión. Succione, entonces, el glande hacia la campana y cierre la válvula volviendo a girar la punta verde hacia el símbolo del candado.

En caso de que el glande se vuelva a salir de la campana, es evidente que la causa se debe a que el manguito es demasiado ancho.

El manguito se puede regular para adaptarlo al tamaño de su pene y lograr así la máxima eficacia con el tratamiento. Por ejemplo, si usted nota que la campana de la talla M es la adecuada, pero el manguito es demasiado grande para el contorno del pene, entonces, puede utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla M. Asimismo, también puede combinar la campana de la talla L con el manguito de la talla M.

Lo que no puede hacer en ningún caso es utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla L, ya que el manguito se rompería.

Instrucciones de mantenimiento FORTE/PLUS:

El manguito puede y debe sacarse de la campana y, por motivos higiénicos, debe lavarse con jabón y agua templada. Conserve el manguito desenrollado hasta que vuelva a utilizarlo y no se olvide nunca de empolverar con polvos de talco la cara externa del manguito enrollado después de usarlo.

La campana succionadora también tiene que lavarla tal y como se describe arriba. Para ello, retire primero la bomba succionadora girando la punta verde de la válvula hacia el símbolo de la flecha doble y saque con cuidado la bomba succionadora de la campana. Tenga en cuenta que la bomba succionadora no puede entrar en contacto con agua o con grasa, ya que, de lo contrario, las válvulas dejarían de funcionar correctamente.

Plan de adaptación para regular con precisión la fuerza de tracción del cinturón sobre el tejido conjuntivo del pene:



Introducción:

El tejido conjuntivo del cuerpo humano está influido por la genética de cada uno. Por eso, nosotros hemos desarrollado un sistema de control de tipo semáforo que hace posible adaptar con precisión la fuerza de tracción del cinturón hacia el tejido conjuntivo de su pene. Por ello, en cualquier caso, tiene que tener siempre en cuenta que, al principio, la fuerza de tracción del cinturón debe estar siempre en la zona de la luz verde, ya que solo de esta forma podrá obtener unos resultados óptimos en el aumento y el alargamiento de su pene sin sufrir ningún efecto secundario adverso.

1º día

Regule la fuerza de tracción del cinturón manteniéndose siempre en la zona de la luz verde y lleve PHALLOSAN® durante solo 1 hora. Entonces, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha para que salga el vacío.

A continuación, enrolle cuidadosamente el manguito en dirección al glande y retire la campana.

Controle la zona del pene que está situada entre el orificio de la uretra y el frenillo del prepucio en la parte inferior del glande. Esta parte es la zona más sensible de pene. Por eso, si ve que esta zona está enrojecida o inflamada, es que la fuerza de tracción del cinturón era excesiva, por lo que se recomienda finalizar el tratamiento por este día. Asimismo, en el caso de que notara algún cambio significativo en el pene, no vuelva a retomar el tratamiento hasta que todo haya vuelto a la normalidad.

Entre el 2º y el 8º día

Si el primer día del tratamiento ha podido llevar PHALLOSAN® forte sin que la zona descrita se haya enrojecido o inflamado, entonces, el 2º día puede llevar PHALLOSAN® forte una hora más.

A partir de ahora, lleve PHALLOSAN® forte una hora más por cada día transcurrido y a los 8 días puede dar por finalizada la fase de adaptación.

Después de la fase de adaptación, PHALLOSAN® se puede empezar a llevar también por las noches. Fíjese en que, en los dos símbolos para abrir y cerrar la bomba, hay unos puntitos que permiten abrir y cerrar la bomba sin mantener ningún contacto visual. Por otra parte, el manguito se extiende ante cualquier erección nocturna, por lo que no se obstaculiza la circulación sanguínea, sino que la mejora.

Ya verá cómo le gusta llevar PHALLOSAN® forte, y es que a las pocas semanas de uso ya podrá notar cómo el pene va aumentando de largo y de grosor. Y no solo eso: también podrá disfrutar de otros efectos positivos como lo es el aumento del deseo sexual.

Duración del tratamiento:

PHALLOSAN® debe ser llevado entre 8 y 10 horas diarias durante 6 días a la semana, aunque también puede ser llevado durante más tiempo.

Efectos secundarios y precauciones:

El tratamiento con PHALLOSAN® forte se sigue por propia cuenta y riesgo. No obstante, si se siguen las instrucciones de uso, es un tratamiento que no conlleva riesgo alguno, siempre y cuando se tenga muy en cuenta que no se debe ejercer demasiada tracción sobre el pene, sobre todo, durante las primeras semanas del tratamiento.

Si aparecen zonas inflamadas y/o ampollas en el prepucio o en el glande, es que el cinturón está demasiado tenso. En ese caso, es necesario interrumpir temporalmente el tratamiento hasta que la inflamación o las ampollas hayan desaparecido y, cuando vuelva a retomar el tratamiento, no tense tanto el cinturón. Sea paciente, puesto que el éxito de este tratamiento, al igual que en un tratamiento de corrección de mandíbula, está en la constancia y, de hecho, aquí el éxito radica, más que en la fuerza de tracción del cinturón, en la continuidad de la tracción. Puede ser que en alguna ocasión note dolor o una presión en el cuerpo del pene. Esto se puede deber a que el extremo grueso del manguito está sobre la arandela de gomaespuma y desencadena ese dolor.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto serán notificados al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el

que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Consejo:

En ese caso, retire el extremo del manguito de la arandela de silicona enrollándolo un poco y ya verá cómo este dolor desaparece.

También puede distribuir por todo el cuerpo la fuerza de tracción que ejerce el cinturón para reducir así la tracción que se ejerce sobre la base del pene. Para ello, tome el cinturón desde la zona que lo une a la campana y rodee el cuerpo con él para aliviar así la base del pene. Parece complicado, pero no lo es y, de esta manera se puede distribuir la fuerza de tracción por todo el cuerpo.

Contraindicaciones:

Después de haber ingerido alcohol, drogas o analgésicos, ya que esto puede influir en la percepción del dolor y evitar que se pueda reaccionar pronto a cualquier dolor provocado por una excesiva tracción del cinturón hacia el pene. Asimismo, tampoco se debe llevar PHALLOSAN® forte cuando existen infecciones o heridas abiertas en el pene.

¿Cómo puedo medir con precisión el aumento del pene?

Para ello, es recomendable utilizar un metro plegable, no una cinta métrica. Separe del cuerpo el pene en estado no erecto y manténgalo en posición recta a 90° con relación al cuerpo. Entonces, apoye el metro plegable en el pene lateralmente visto desde arriba y empuje el metro plegable hacia el pubis.

¡Importante!

Pésese desnudo antes de iniciar el tratamiento para saber lo que pesa exactamente, ya que un eventual aumento de peso haría que se formara una capa de grasa en la zona del vello púbico rodea el pene y esta capa de grasa acorta la distancia entre la punta del pene y el pubis, falseando (reduciendo) el resultado. Esta capa de grasa se conoce en medicina como epiplón o „delantal de grasa“.

Pedidos:

Todas las piezas de PHALLOSAN® forte pueden adquirirse en cualquier momento en unidades sueltas. Ante cualquier pregunta o consulta, puede dirigirse a nuestros expertos llamando por teléfono a una línea regular que no conlleva recargo alguno.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada también en las siguientes direcciones de Internet:

www.phallosan.es

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, lunes a viernes 9:30–12:00, 14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUCCIONES DE USO PHALLOSAN® VERTICAL

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar PHALLOSAN® vertical.

Se trata de un set adicional para PHALLOSAN® forte y sólo puede utilizarse en combinación con el paquete PHALLOSAN® forte.

Para instrucciones sobre PHALLOSAN® forte, consulte www.phallosan.info

Contenido del paquete PHALLOSAN® vertical:

- A. Rodillera
- B. Correa elástica que rodea el puño de la rodilla

Contenido del paquete PHALLOSAN® forte:

2. Campana de plástico duro con condón adjunto
3. Forcella di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura
6. Bomba succionadora integrada



Preparazione all'uso:

Selezione della campana di aspirazione/ del manicotto di tenuta


Utilice la plantilla de medición (7) adjunta para elegir la talla de campana succionadora más adecuada. Para ello, separe del cuerpo del pene en estado no erecto y mida el su grosor con la plantilla de medición.




La campana de la talla M (2c) va ya unida al manguito de la talla M (2c) y al tirador con resorte.

En el caso de que no coincidiera con su talla, retire el tirador (3).

Tome entonces la campana adecuada y adapte la con la bomba succionadora de forma que quede encajada en la posición marcada con el símbolo de la flecha (↑↓). Entonces, coloque el manguito (2) adecuado sobre la protuberancia de la campana y vuelva a colocar el tirador (3).



A la hora de colocar el manguito en la campana, es muy importante que la protuberancia de la campana quede encajada en la ranura del extremo grueso del manguito, ya que el manguito puede llegar a romperse si estira más allá de esta protuberancia.




Arriba: posición incorrecta, el manguito se ha estirado muy por encima de la protuberancia de la campana y, además, no se ha empolvado con polvos de talco!

Abajo: posición correcta, además, el manguito está empolvado con polvos de talco.

Tenga en cuenta que el manguito pierde su revestimiento a los pocos días de uso. Por eso, es necesario que empolve su cara exterior con polvos de talco, ya que así se forma una capa protectora que evita que el manguito se desgaste, se pegue a la piel o se rompa.

Sujete que la campana de succión entre las rodillas. Baje el manguito 1 cm enrollándolo cuidadosamente el borde de la campana y engánchelo por detrás de la protuberancia de la campana. Hágalo con mucho cuidado procurando no dañar el manguito, por ejemplo, por tener las uñas muy afiladas, y no tire mucho de él al bajarlo.







Características de los nuevos manguitos de estanqueidad PHALLOSAN® forte

Los manguitos PHALLOSAN® forte están fabricados con silicona médica, por lo que no provocan irritaciones ni reacciones alérgicas. Esta innovación no solo le ofrece una mayor comodidad, sino que hace que el manguito se amolde perfectamente al pene. Los manguitos PHALLOSAN® forte poseen un extremo más grueso de unos 3 mm de grosor, que es por donde se engancha a la campana, y otro extremo más fino de 0,3 mm de grosor que se adapta perfectamente al cuerpo del pene.

Ahora, la campana succionadora ya está lista para ser usada.

Capuchón protector

Tome el capuchón protector (4/5) que más se adecúe al tamaño de su pene, separe los lados del capuchón con el dedo pulgar y el dedo índice de las dos manos y colóquelo sobre el glande. El capuchón protector debe quedar bien ceñido al glande.



Después de colocar el capuchón protector, es muy importante comprobar que apenas quede aire en la punta del glande. Por eso, es aconsejable colocar el capuchón en el pene ligeramente erecto. La función del capuchón protector es proteger el glande de un estiramiento excesivo. Ahora bien,

los usuarios más experimentados pueden prescindir de este capuchón protector después de llevar PHALLOSAN® forte durante algunas semanas.

Ahora, ya se ha concluido todos los preparativos necesarios antes de ponerse PHALLOSAN® forte y comenzar con el tratamiento.

Aplicación de PHALLOSAN® forte:

1. Introduzca ahora el pene junto con el capuchón protector en la campana y suba el manguito desde la protuberancia de la campana hasta cubrir todo el pene.



2. Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo de succión y active la bomba succionadora presionando varias veces sobre ella con el dedo. Esto hace que el glande se adentre más en la campana, mientras que el manguito, por su parte, se adapta suavemente al contorno del pene.




3. Gire ahora la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo del candado para mantener así el microvacío.



Aplicación de PHALLOSAN® vertical:


1. Abra el cierre de velcro de la rodillera (A). Coloque la rodillera por debajo de una rodilla (derecha o izquierda). Cierre el cierre de velcro. Asegúrese de que el logotipo de PHALLOSAN® esté orientado hacia delante.



2. Coloque el cinturón: Caja la correa vertical PHALLOSAN® acortada (B). Fijela a la parte interior del manguito de la rodilla, el logotipo debe ser visible en el exterior.



3. Ajuste la fuerza de tracción: Fije el adaptador al clip de tensión. Ajuste la fuerza de tracción utilizando el cierre de velcro largo de la correa sin llegar a la zona roja del clip de tensión.



4. Uso en la vida cotidiana: PHALLOSAN® vertical puede llevarse ahora cómodamente debajo de los pantalones.

Para finalizar la aplicación y para más instrucciones de aplicación:

Consulte el manual de PHALLOSAN® forte.

Contacto:

Correo electrónico: service@phallosan.com

Más información en: www.phallosan.info

El equipo de PHALLOSAN®

MANUAL DE INSTRUCCIONES PHALLOSAN® PLUS+

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar PHALLOSAN® plus+. Se trata de un set adicional para PHALLOSAN® forte y sólo puede utilizarse en combinación con el paquete PHALLOSAN® forte.

Para instrucciones sobre PHALLOSAN® forte, consulte www.phallosan.info

Contenido del paquete PHALLOSAN® plus+:

1. Adaptador con anillo en C para la conexión a la campana succionadora
 - » aplicable a todos los tamaños de campana
 - » movimiento flexible
 - » clip de seguridad
 - » fácil extracción
2. Sistema de varillas con anillo de base blanco
 - » se extiende para cada tamaño de pene
 - » tensión óptima
 - » potencia alta o confortable opcional
3. Casquillo largo
 - » para penes de 12 a 22 cm de longitud

Contenido del paquete PHALLOSAN® forte:

4. Campana de plástico duro con condón adjunto
 - » hasta 4 tamaños para cada miembro viril
 - » protección transparente
 - » tamaño medio opcional (campana grande, condón mediano)
 - » material hipoalérgico
 - » sistema de 3 válvulas
 - » confort y eficacia
5. Bomba succionadora integrada
 - » crea un microvacío
 - » no daña los tejidos/cuerpos esponjosos/venas
 - » mejor resultado
 - » máximo rendimiento

Preparación

Colocación de la campana succionadora y del capuchón protector

Por favor, siga las instrucciones del prospecto de PHALLOSAN® forte «2. Selección de campana succionadora» hasta «Aplicación», punto 3.

1. Preparación del sistema de varillas de PHALLOSAN® plus+:


Utilice una regla métrica para determinar cuál de los dos tamaños de varilla transparente necesita para PHALLOSAN® plus+. Con una mano, tire del pene longitudinalmente por detrás del glande. Coloque la regla métrica en el lateral del pene con la otra mano. De este modo podrá leer mejor las medidas.

MEDIANO — Longitud del pene 8–17 cm / 3–6,7 pulgadas, ya montado

GRANDE — Longitud del pene 12–22 cm / 4,7–8,7 pulgadas, casquillos roscados transparentes, posición 3 en el paquete

2. Conversión de mediano a grande (3):


- a. Antes de hacerlo, extraiga la palanca de ajuste superior junto con el clip. Retire los casquillos más cortos tirando de ellos para sacarlos de la rosca del anillo de base blanca en diagonal hacia delante. Saque los dos casquillos más largos del paquete (3).



- b. Ahora, desenrosque la rosca verde más gruesa de los casquillos transparentes más cortos y móntela en los casquillos roscados transparentes más largos.




- c. Presione ahora los casquillos sobre el soporte de la rótula pivotante del anillo de base blanco (2). Intente colocar los casquillos en ángulo sobre la rótula y presiónelos para facilitar que la cabeza de la rótula pivotante encaje mejor. Ahora vuelva a montar la palanca de ajuste (1) junto con el clip en C.



3. Aplicación de PHALLOSAN® plus+:

- a. Agarre PHALLOSAN® plus+ e introduzca el pene a través del anillo de base blanco. Resulta más fácil cuando se hace sentado. Seguidamente, coloque PHALLOSAN® plus+ sin apretar contra el cuerpo del pene, con el anillo de base blanco sobre el muslo. Ahora agarre la campana de plástico duro ya preparada, el condón (enrollado) y la bomba.




Coloque el glande lo más adentro posible en la campana, accione la bomba de 3 a 5 veces hasta que el glande esté bien dentro de la campana succionadora y gire la válvula verde hasta el símbolo de bloqueo.




A continuación, desenrolle el condón sobre el cuerpo del pene.

- b. Por último, empuje hacia abajo las varillas con ayuda de la palanca de ajuste, fije el clip en C a la campana de plástico duro con la abertura hacia el vientre y suelte. El pene está ahora tensionado.



- c. Ahora puede ajustar la fuerza de tensión mediante la rosca según desee. Asegúrese de que el ajuste sea uniforme. Debe asegurarse de que el pene no se sienta incómodo en ningún momento.



4. Extracción de PHALLOSAN® plus+:

En primer lugar, retire el clip en C de la campana de plástico duro. Ahora gire la válvula verde de la campana succionadora hacia el símbolo de la flecha. Se liberará el vacío. Enrolle el condón con cuidado hacia atrás, en dirección a la campana de plástico duro, para retirar seguidamente todo el condón junto con la campana succionadora. No estire el condón con los dedos, ya que podría rasgarse. Puede retirarlo fácilmente con tan solo sacar el condón del cuerpo del pene.

5. Efectos secundarios / Precauciones:

PHALLOSAN® plus+ se utiliza bajo la responsabilidad del usuario, pero es seguro si se siguen las instrucciones de uso. Sin embargo, especialmente durante las primeras semanas de uso, no se debe tensionar el pene con demasiada fuerza. Si aparecen hinchazones y/o ampollas en el prepucio o el glande, significa que se ha ajustado demasiado fuerte. Haga una pausa hasta que la hinchazón o las ampollas se hayan curado.

A continuación, ajuste la tensión un poco más suave. Por favor, tenga paciencia, el éxito del procedimiento es comparable a un ajuste de mandíbula. ¡La continuidad del estiramiento, y no sólo la fuerza de tensión, es la garantía del éxito!

Atención: El uso de PHALLOSAN® plus+ no es adecuado durante el sueño.

Ahora cuenta con la combinación perfecta. No importa el fin para el que lo use:

Alargamiento de pene:

Utilice PHALLOSAN® plus+ al menos 6 horas al día, 5 días a la semana. No se trata de ejercer gran tensión, sino que depende de la continuidad para lograr la estimulación de las células. De este modo se estimulan nuevas células, pudiendo lograr un alargamiento de 4,9 cm (1,9 pulgadas) y un ensanchamiento de 2,5 cm (1,1 pulgadas).

Disfunción eréctil:

Con 5 horas, 3 días por semana logrará una mejor circulación sanguínea y, por lo tanto, estimulará su próstata y apetito sexual. Los cuerpos esponjosos serán capaces de recoger más sangre y, de este modo, las erecciones serán más frecuentes y duraderas.

IPP (Induración plástica del pene), desviación de pene:

La IPP/desviación de pene puede tratarse combinando PHALLOSAN® forte y PHALLOSAN® plus+. Importante: Combine PHALLOSAN® forte alternativamente con PHALLOSAN® plus+. El estiramiento continuo produce desgarros indolores de microfibras en el tejido de placa de la zona desviada. En ellos se implanta tejido celular nuevo. Así se puede enderezar el pene.

Contacto:

Correo electrónico: service@phallosan.com

Más información en:
www.phallosan.info

El equipo de PHALLOSAN®



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN[®] forte
PHALLOSAN[®] plus⁺

¡LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

ADVERTENCIA: DEBEN OBSERVARSE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

El dispositivo no debe usarse durante la micción, durante las actividades deportivas, durante las relaciones sexuales u otras actividades físicas extenuantes. Tampoco debe usarse después del consumo de alcohol o de la ingesta de analgésicos o estupefacientes o:

- Si hay heridas o áreas infectadas en el pene u otras áreas donde PHALLOSAN[®] se adhiera al cuerpo.
- Si hay dolor, entumecimiento o decoloración del glande.
- En caso de que se produzca cualquier otra reacción adversa, en cuyo caso debe aflojarse el dispositivo y retirarse inmediatamente.

En caso de heridas en el pene, el dispositivo no debe llevarse puesto hasta que hayan cicatrizado por completo.

En caso de cirugía, no utilice PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus+ hasta que su médico lo autorice.

No utilice PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus+ si tiene problemas venosos o debilidad del tejido conjuntivo.

No utilice el dispositivo si tiene algún tipo de perforación en el área genital.

El dispositivo no debe llevarse puesto mientras se mueve por áreas donde hay un mayor riesgo de caídas y se debe tener cuidado al subir escaleras, caminar sobre suelos resbaladizos, etc.

El dispositivo no debe usarse cuando se manipula cualquier tipo de maquinaria, vehículos motorizados u objetos calientes, o cuando se monta en bicicleta o se cocina.

No utilice cremas, vaselina ni otras sustancias hidratantes mientras use el dispositivo.

Utilice el dispositivo solo como se describe en este manual, no utilice ningún otro material que no sea el suministrado ni utilice otras técnicas de uso distintas a las descritas en el manual.

No asumimos ninguna responsabilidad ni nos hacemos responsables de los daños causados por el uso de productos o servicios adquiridos a través de este sitio web, ya sean daños indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes (incluyendo pero no exclusivamente, daños por pérdidas comerciales, pérdidas de beneficios, interrupciones o similares). Si tiene alguna pregunta relacionada con los términos de uso aquí descritos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

En caso de riesgos o efectos secundarios
por favor, contacte con su médico
o nuestra línea directa de PHALLOSAN



REF 5000



ISTRUZIONI PER L'USO

Congratulazioni per l'acquisto del suo PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte viene utilizzato con successo in tutto il mondo da 18 anni.

Scopo e indicazioni:

PHALLOSAN® forte è consigliato per il trattamento di

- » Ingrossamento-allungamento del pene
- » Pene curvo congenito/ereditario e induratio penis plastica (IPP)
- » Disturbi erettili e impotenza
- » Trattamento post-operatorio in seguito a operazione alla prostata
- » Esercizi per i corpi cavernosi del pene a qualsiasi età


Contenuto della confezione:

1. Cintura elastica da passare intorno alla vita, inclusi Anello in materiale espanso (A), in cui viene inserito il pene fino alla base. Fibbia scorrevole (B) con cui potete regolare la lunghezza della cintura, e adattatore (C) sulla cintura, che viene collegato con l'unità della capsula di aspirazione.
 2. a) Campana di aspirazione di misura S con preservativo isolante S PHALLOSAN® forte
 2. b) Campana di aspirazione di misura M con preservativo isolante M PHALLOSAN® forte
 2. c) Campana di aspirazione di misura L con preservativo isolante L PHALLOSAN® forte e forcilla di trazione (3)
 3. Forcilla di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura.
 - 4./5. Calotta protettiva per il glande, per proteggerlo in caso di regolazione eccessiva della trazione.
 6. Pompa di aspirazione con triplo distributore
 7. Sagoma di misurazione
- Istruzioni per l'uso
Borsa da viaggio



Preparazione all'uso:

1. Cintura



Stendete la cintura ortopedica PHALLOSAN® forte davanti a voi e regolatela con la fibbia scorrevole (B) sulla parte più lunga.

2. Selezione della campana di aspirazione/del manicotto di tenuta


Con la sagoma di misurazione (7) determinate la misura della campana di aspirazione adatta a voi. Allontanate il pene non eretto dal corpo e misurate il tronco del pene.



La campana di misura M (2c) è già collegata nel kit al manicotto di tenuta di misura M (2c) e alla forcilla di trazione con dispositivo a molla di trazione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un'altra misura, rimuovete la forcilla di trazione (3).

Prendete ora la campana adatta a voi e adattatela alla pompa di aspirazione, che scatta solo nella posizione con il simbolo della freccia (↕). Il manicotto di tenuta adatto (2) viene ripiegato sul rigonfiamento della campana e la forcilla di trazione (3) viene rimontata.



Fare grande attenzione a che il rigonfiamento della campana si innesti nella scanalatura del manicotto di tenuta nella parte più grossa del manicotto. Se il manicotto di tenuta viene tirato troppo sul rigonfiamento della campana, si romperà.





Sopra: Sbagliato: tirato troppo sulla campana e senza talco!

Sotto: Posizione giusta, e con talco.

Fare attenzione: dopo alcuni giorni il manicotto di tenuta perde il suo strato esterno. Per questo motivo dovete procurarvi del talco per bambini e applicarlo sulla superficie esterna del manicotto di tenuta. Si crea uno strato protettivo, che protegge il manicotto di tenuta da attrito, adesioni esterne e strappi.

Bloccare la campana di aspirazione tra le ginocchia. Con attenzione fate scorrere con una leggera trazione il manicotto 1 cm isolante fino al bordo della campana di aspirazione, e infilatelo dietro il rigonfiamento della campana. Fate attenzione a non danneggiare il manicotto di tenuta con unghie aguzze o simili. Nello srotolare il manicotto non tirate con troppa forza.



Caratteristiche dei nuovi manicotti di tenuta PHALLOSAN®




I manicotti di tenuta PHALLOSAN® forte sono composti da silicone medico, per escludere irritazioni o

reazione allergica. Questa innovazione non solo vi offre un miglior comfort: il manicotto aderisce perfettamente al membro. In un punto è spesso circa 3 mm: lì viene applicato alla campana; nel punto più sottile misura 0,3 mm di spessore, per potere aderire in modo delicato al tronco del pene.

La campana di aspirazione perfetta per voi è pronta per l'uso!

3. Calotta protettiva

Rimuovete la calotta protettiva (4/5), adatta per qualsiasi misura del pene. Tiratelo con i polli e gli indici di entrambe le mani e infilatelo sul glande. Deve aderire in modo stretto.



È importante che dopo aver applicato la calotta ci sia sulla punta del glande la minor quantità possibile di aria. È di aiuto applicare la calotta protettiva quando il pene è leggermente eretto. La calotta protettiva deve proteggere il glande dagli effetti indesiderati di una possibile situazione di eccessiva trazione. Gli utenti esperti, dopo qualche settimana, possono anche fare a meno della calotta protettiva.

Tutti i preparativi per l'utilizzo sono stati ora completati.

Utilizzo:

1. Inserite ora il pene, con la calotta protettiva, nella campana di aspirazione, e srotolate il manicotto di tenuta sul pene partendo dal rigonfiamento della campana.



2. Girate il nottolino della valvola sulla pompa di aspirazione (6) sul simbolo di aspirazione e attivate la pompa di aspirazione schiacciandola ripetutamente con le dita. In tal modo il glande viene aspirato ancora più a fondo nella campana. Il manicotto di tenuta aderisce morbidamente al tronco del pene.



3. Impostate ora il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione (6) sul simbolo di chiusura per mantenere correttamente la situazione sottovuoto.



4. Prendete ora la cintura che avete già steso davanti a voi e infilate l'anello bianco in materiale espanso (A) sull'intero dispositivo della campana di aspirazione fino a fargli raggiungere la base del pene.

5. Passate ora l'estremità della cintura intorno ai fianchi.

6. Girate ora la clip della forcilla di trazione (3) con l'estremità aperta verso il corpo, e collegate i due occhielli (C).



7. Aumentate la tensione della cintura con l'aiuto della fibbia scorrevole (b) fino a quando sentite che il pene viene allungato e il sistema di segnalazione indica verde. Fate in modo

che la cintura passi sull'inguine diagonalmente verso l'alto. A tal fine tirate la cintura da dietro verso l'alto in direzione della vita. Se la cintura rimane all'altezza del solco intergluteo, quando vi sedete la forza di trazione aumenterà: cosa che non deve succedere.



8. Ora potete dedicarvi normalmente alle vostre attività quotidiane, oppure indossare PHALLOSAN® forte anche durante il sonno, poiché la circolazione del sangue non subisce mai nessuna costrizione.

Terminare l'utilizzo:

Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto. **Rimuovere attentamente il guanto arrotolandolo all'indietro verso la coppetta in plastica dura ed estrarre completamente il dispositivo. Non allargare il guanto con le dita per rimuovere il vuoto d'aria; in caso contrario si strapperebbe immediatamente.** Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Caratteristiche tecniche:

Vi preghiamo di tenere a mente che si tratta, in modo semplificato, di una campana di aspirazione con tenuta isolante. Quindi non è importante il punto che il manicotto di tenuta raggiunge sul tronco del pene. Il manicotto di tenuta non è fatto per trasmettere la trazione al pene: la trasmissione della forza di trazione avviene esclusivamente attraverso il sottovuoto che si crea nella campana.

Se indossando il dispositivo doveste notare che il sottovuoto diminuisce leggermente e il glande, eventualmente, si sposta troppo all'interno della campana, ciò può avere diverse cause. In qualsiasi caso significa che sta entrando dell'aria. Ciò può avvenire dal tronco del pene, se i peli pubici non sono stati rimossi con attenzione, oppure se si è scelto un manicotto di tenuta troppo grande.

Se necessario rimuovete gli eventuali peli pubici dal pene. Potete farlo utilizzando un rasoio o con una crema depilatoria delicata.

Rimedio:

Girate il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione dal simbolo di chiusura a quello di aspirazione.

Aspirate così nuovamente il glande nella campana e chiudete la ventola ruotando nuovamente il nottolino verde in direzione del simbolo di chiusura.

Se il glande continua a scivolare dalla campana, la causa è chiaramente il manicotto di tenuta troppo grande.

Avete la possibilità di adattarli autonomamente alla vostra misura, al fine di ottenere la massima efficienza. Se per esempio sentite che la campana M è della giusta misura per voi, ma che il manicotto di tenuta M è troppo largo sul pene, potete fissare il manicotto di tenuta S sulla campana M. Potete fare lo stesso con la campana L e il manicotto di tenuta M.

Evitate assolutamente di mettere il manicotto di tenuta S sulla campana L. Il materiale si strapperebbe.

Indicazioni per la manutenzione FORTE/PLUS:

Il manicotto di tenuta può e deve essere rimosso dalla campana, e per motivi igienici deve essere lavato a mano con acqua tiepida e sapone.

Conservate il manicotto di tenuta srotolato fino al nuovo utilizzo.

Non dimenticate mai di polverizzare con boro-talco il manicotto di tenuta srotolato dopo averlo usato.

Anche la campana di aspirazione deve essere pulita giornalmente come descritto sopra. Rimuovete però come prima cosa la pompa di aspirazione muovendo il nottolino verde della valvola della pompa in direzione della doppia freccia. Tirando con attenzione, rimuovete la pompa aspirante dalla campana di aspirazione. La pompa aspirante non deve venire in contatto con acqua o grasso, perché altrimenti le valvole, che sono sensibili, non funzionano più liberamente.

Piano graduale per adattare con esattezza l'intensità di trazione della cintura al tessuto connettivo del pene:



Premessa:

Il tessuto connettivo del corpo dipende dalla disposizione ereditaria di ciascuno. Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema di regolazione che vi permette di adattare perfettamente la tensione della cintura al vostro tessuto connettivo. Fate comunque attenzione, all'inizio, a mantenere l'intensità di trazione nel settore inferiore verde. In tal modo otterrete i risultati ottimali di un ingrossamento del pene in lunghezza e circonferenza, senza effetti collaterali.

1. Giorno

Impostate la tensione di trazione solo nel settore inferiore verde e indossate PHALLOSAN® solo per un'ora. Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto.

Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Valutate ora la zona intorno al pene tra l'uretra e quel sottile lembo del prepuzio (frenulo) che si trova nella parte inferiore del glande. Questa zona è il punto del pene in cui il tessuto è più sensibile. Se questa zona è arrossata o si è gonfiata, la tensione della cintura era troppo forte. Per questa giornata interrompete l'utilizzo. Nel caso in cui abbiate rilevato cambiamenti nel pene, ricominciate con l'uso solo quando questi cambiamenti sono rientrati.

2. Dal 2° all'8° giorno Giorno

Se il giorno precedente avete potuto indossare PHALLOSAN® forte senza subire arrossamenti o rigonfiamento nella zona descritta, potete indossare PHALLOSAN® per un'ora in più.

Ogni giorno prolungate di un'ora il periodo in cui lo indossate. Dopo 8 giorni il periodo di

adattamento è concluso.

Dopo la fase di adattamento PHALLOSAN® può essere indossato anche di notte. Noterete che su entrambi i simboli per pompare e chiudere sono applicati due nottolini in rilievo, per poter pompare o chiudere anche senza vedere il dispositivo. Il manicotto di tenuta si allunga in caso di erezione notturna: l'irrorazione sanguigna non viene impedita, quanto invece migliorata.

Sarete entusiasti di indossare PHALLOSAN® forte: in poche settimane il pene può diventare più lungo, tanto da poter misurare la differenza, e aumentare la circonferenza. Sentirete effetti secondari positivi, come maggior impulso e desiderio sessuale.

Durata dell'utilizzo:

PHALLOSAN® deve essere indossato giornalmente 8-10 ore al giorno, sei giorni alla settimana, a volte anche più a lungo!

Effetti indesiderati/misure precauzionali:

L'utilizzo di PHALLOSAN® forte avviene a proprio rischio, ma non è pericoloso se ci si attiene alle istruzioni per l'uso. Bisogna comunque evitare, in particolare nelle prime settimane di utilizzo, di applicare eccessiva trazione al pene.

In caso di rigonfiamenti e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, significa che la tensione della cintura è eccessiva. Dovete sospendere immediatamente, fino a quando il gonfiore o le vesciche non guariscono. In seguito impostate una trazione leggermente inferiore. Abbiate un po' di pazienza: il procedimento, per il successo di utilizzo, può essere paragonato a un allineamento ortodontico: non solo la forza di trazione, ma anche la continuità della tensione sono garanzia di successo! A volte potreste sentire un dolore alla pressione sul tronco del pene: ciò può essere causato dal fatto che il rigonfiamento del manicotto di tenuta appoggia sull'anello di schiuma di silicone, provocando dolore.

Tutti gli incidenti gravi relativi al dispositivo devono essere notificati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente sono stabiliti.

Rimedio:

Arrotolate una parte dell'estremità del manicotto di tenuta liberando l'anello di schiuma di silicone: il dolore alla pressione scomparirà.

Potete anche distribuire la tensione di trazione della cintura sul corpo, per ridurre la tensione alla base del pene. Afferrate la cintura nell'area di collegamento alla campana di aspirazione, e indirizzate la tensione di trazione intorno al corpo per alleggerire la base del pene. Sembra complicato, ma non lo è: la tensione di trazione si distribuisce sull'intera area della cintura.

Controindicazioni:

Dopo consumo di alcol, droghe e farmaci antiodorifici, sonniferi e tranquillanti, perché la naturale percezione del dolore può essere influenzata da queste sostanze, e voi potreste non reagire tempestivamente ai dolori. Evitate l'utilizzo di PHALLOSAN® forte in caso di infezioni o ferite vive sul pene.

Come misuro esattamente l'incremento di lunghezza del pene?

Utilizzate un metro pieghevole. Un metro a nastro non è adatto. Tenete il pene non eretto perpendicolarmente al corpo (90 gradi). Guardando dall'alto, mettete il metro pieghevole di fianco al pene. Premete il metro pieghevole contro il pube.

Importante:

All'inizio dell'uso misurate il vostro peso esatto senza vestiti. Quando si ingrassa, nella zona pubica, in particolare nell'area pelosa intorno al pene, si crea uno strato di grasso. Questo strato di grasso accorcia la distanza della punta del pene dal pube, e altera (accorciandola) la misurazione. I medici chiamano questo fenomeno addome pendulo.

Ordini supplementari:

Tutte le parti di PHALLOSAN® forte possono essere ordinate singolarmente qui da noi. In caso di ulteriori domande o curiosità, i nostri esperti sono a vostra disposizione gratuitamente per telefono, alle normali tariffe telefoniche.

Riserva di modifiche tecniche, che pubblichiamo anche sui siti web www.phallosan.it

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, lun-ven 9:30–12:00,
14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

ISTRUZIONI PER L'USO PHALLOSAN® VERTICAL

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso PHALLOSAN® vertical. Questo è un set di estensione per PHALLOSAN® forte e può essere usato solamente con il pacchetto PHALLOSAN® forte!

Si prega di consultare le istruzioni per l'uso di PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Contenuto della confezione PHALLOSAN® vertical:

- Polsino del ginocchio
- Cinghia elastica che passa intorno al polsino del ginocchio

Contenuto della confezione PHALLOSAN® forte:

- Campana di plastica dura con preservativo attaccato
- Forcella di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura
- Pompa a vuoto integrata



Preparazione:

Selezione della campana di aspirazione/ del manicotto di tenuta

Con la sagoma di misurazione (7) determinate la misura della campana di aspirazione adatta a voi. Allontanate il pene non eretto dal corpo e misurate il tronco del pene.



La campana di misura M (2c) è già collegata nel kit al manicotto di tenuta di misura M (2c) e alla forcella di trazione con dispositivo a molla di trazione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un'altra misura, rimuovete la forcella di trazione (3). Prendete ora la campana adatta a voi e adattatela alla pompa di aspirazione, che scatta solo nella posizione con il simbolo della freccia (↑↓). Il manicotto di tenuta adatto (2) viene ripiegato sul rigonfiamento della campana e la forcella di trazione (3) viene rimontata.



Fare grande attenzione a che il rigonfiamento della campana si innesti nella scanalatura del manicotto di tenuta nella parte più grossa del manicotto. Se il manicotto di tenuta viene tirato troppo sul rigonfiamento della campana, si romperà.




Sopra: Sbagliato: tirato troppo sulla campana e senza talco!

Sotto: Posizione giusta, e con talco

Fare attenzione: dopo alcuni giorni il manicotto di tenuta perde il suo strato esterno. Per questo motivo dovete procurarvi del talco per bambini e applicarlo sulla superficie esterna del manicotto di tenuta. Si crea uno strato protettivo, che protegge il manicotto di tenuta da attrito, adesioni esterne e strappi.

Bloccare la campana di aspirazione tra le ginocchia. Con attenzione fate scorrere con una leggera trazione il manicotto 1 cm isolante fino al bordo della campana di aspirazione, e infilatelo dietro il rigonfiamento della campana. Fate attenzione a non danneggiare il manicotto di tenuta con unghie aguzze o simili. Nello srotolare il manicotto non tirate con troppa forza.




Caratteristiche dei nuovi manicotti di tenuta PHALLOSAN®

I manicotti di tenuta PHALLOSAN® forte sono composti da silicone medico, per escludere irritazioni o reazione allergica. Questa innovazione non solo vi offre un miglior comfort: il manicotto aderisce perfettamente al membro. In un punto è spesso circa 3 mm: lì viene applicato alla campana; nel punto più sottile misura 0,3 mm di spessore, per potere aderire in modo delicato al tronco del pene.

La campana di aspirazione perfetta per voi è pronta per l'uso!

Calotta protettiva

Rimuovete la calotta protettiva (4/5), adatta per qualsiasi misura del pene. Tiratela con i pollici e gli indici di entrambe le mani e infilatela sul glande. Deve aderire in modo stretto.



È importante che dopo aver applicato la calotta ci sia sulla punta del glande la minor quantità possibile di aria. È di aiuto applicare la calotta protettiva quando il pene è leggermente eretto. La calotta protettiva deve proteggere il glande dagli effetti indesiderati di una possibile situazione di eccessiva trazione. Gli utenti esperti, dopo qualche settimana, possono anche fare a meno della calotta protettiva. Tutti i preparativi per l'utilizzo sono stati ora completati.

Applicazione di PHALLOSAN® forte:

- Inserite ora il pene, con la calotta protettiva, nella campana di aspirazione, e srotolate il manicotto di tenuta sul pene partendo dal rigonfiamento della campana.



- Girate il nottolino della valvola sulla pompa di aspirazione (6) sul simbolo di aspirazione e attivate la pompa di aspirazione schiacciandola ripetutamente con le dita. In tal modo il glande viene aspirato ancora più a fondo nella campana. Il manicotto di tenuta aderisce morbidamente al tronco del pene.




- Impostate ora il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione (6) sul simbolo di chiusura per mantenere correttamente la situazione sottovuoto.



Applicazione di PHALLOSAN® vertical:


- Aprire la chiusura in velcro sul gambale (A). Posizionare il gambale sotto un ginocchio (destra o sinistra). Chiudere la chiusura in velcro. Assicurarsi che il logo PHALLOSAN® sia rivolto in avanti.



- Collegare la cintura: Prendere la cinghia verticale PHALLOSAN® accorciata (B). Attaccarla all'interno del polsino del ginocchio, il logo deve essere visibile all'esterno.



- Regolare la forza di trazione: Collegare l'adattatore alla clip di tensione. Regolare la forza di trazione utilizzando il velcro lungo della cinghia senza raggiungere l'area rossa della clip di tensione.



- Indossare nella vita quotidiana: PHALLOSAN® vertical può essere indossato comodamente sotto i pantaloni.

Per terminare l'applicazione e per ulteriori istruzioni di applicazione:

Vedere il manuale di PHALLOSAN® forte.

Contatti:

E-Mail: service@phallosan.com

Per ulteriori informazioni:
www.phallosan.info

Il team di PHALLOSAN®

ISTRUZIONI PER L'USO PHALLOSAN® PLUS+

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso PHALLOSAN® plus+. Questo è un set di estensione per PHALLOSAN® forte e può essere usato solamente con il pacchetto PHALLOSAN® forte!

Si prega di consultare le istruzioni per l'uso di PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Contenuto della confezione PHALLOSAN® plus+:

1. Adattatore C-ring per il collegamento con l'aspiratore pneumatico
 - » utilizzabile con aspiratori di tutte le dimensioni
 - » movimento flessibile
 - » clip di sicurezza
 - » rimozione semplice
2. Il sistema di prolungha con anello di base bianco
 - » può essere allungato su ogni dimensione di pene
 - » tensione ottimale
 - » potenza opzionalmente alta o confortevole
3. Guaina lunga
 - » Per lunghezze di pene da 12 a 22 cm

Contenuto della confezione PHALLOSAN® forte:

4. Campana di plastica dura con preservativo attaccato
 - » fino a 4 dimensioni per ogni mascolinità
 - » sicurezza trasparente
 - » dimensioni intermedie opzionali (campana grande, manico medio)
 - » materiale antiallergico
 - » sistema a 3 valvole
 - » il comfort incontra l'efficacia
5. Pompa a vuoto integrata
 - » genera un microvuoto
 - » nessun danneggiamento di tessuti/ corpi cavernosi/vene
 - » risultato migliorato
 - » massima prestazione

Preparazione:

Applicazione dell'aspiratore pneumatico e del coperchio di protezione

Si prega di osservare e seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso PHALLOSAN® forte „2. Selezione dell'aspiratore pneumatico fino all'utilizzo, paragrafo 3.

1. Preparazione della prolungha PHALLOSAN® plus+:


Determinate con un metro quale delle due misure delle prolungha trasparenti vi occorre per PHALLOSAN® plus+. Tirate il pene in lunghezza con una mano dietro il glande. Posizionare il metro lateralmente al pene con l'altra mano in modo da poter leggere meglio le misurazioni

MEDIUM — lunghezza del pene da 8 a 17 cm / da 3 a 6.7 Inch, già montato

LARGE — lunghezza del pene da 12 a 22 cm / da 4.7 a 8.7 Inch, tubi filettati trasparenti, posizione 3 nella confezione

2. Conversione da medium a large (3):


- a. Innanzitutto rimuovere il dispositivo adattatore superiore inclusa la clip. Rimuovere le guaine più corte tirandole in avanti diagonalmente dal filetto sull'anello di base bianco. Estrarre entrambe le guaine più lunghe dalla confezione (3).



- b. Svitare ora il filetto verde più spesso dai tubi trasparenti più corti e montarlo sui tubi filettati trasparenti più lunghi.




- c. Ora premere le guaine sul supporto del giunto sferico dell'anello di base bianco (2). Provare a piegare le guaine in diagonale sul giunto e premerle in modo che la testa del giunto sferico possa scattare in posizione più facilmente. Rimontare ora il dispositivo adattatore (1) inclusa la clip.



3. Utilizzo di PHALLOSAN® plus+:

- a. Prendere il PHALLOSAN® plus+ e inserire il pene attraverso l'anello di base bianco. Da seduti, l'applicazione è più semplice. PHALLOSAN® plus+ si trova ora sulla lunghezza del pene con l'anello di base bianco allentato sulla coscia. Prendere ora la campana di plastica dura già preparata/con il manico e la pompa adattati (arrotolati)




Posizionare il glande il più avanti possibile nella campana, azionare la pompa da 3 a 5 volte finché il glande è ben posizionato all'interno dell'aspiratore pneumatico e ruotare la valvola verde verso il simbolo di chiusura.




Ora srotolare il preservativo per manico sulla lunghezza del pene.

- b. Infine, premere le prolungha verso il basso con il dispositivo adattatore, fissare la clip a C sulla campana di plastica dura con l'apertura verso lo stomaco e rilasciare. Il pene ora è sotto tensione.



- c. Ora è possibile regolare individualmente la forza di trazione con il filetto unico. Si prega di osservare la regolazione uniforme. Ci si deve assicurare di non sentire fastidio al pene in nessun momento.



4. Rimozione del PHALLOSAN® plus+:

Innanzitutto rimuovere la C-clip dalla campana di plastica dura. Ruotare ora la valvola verde dell'aspiratore pneumatico verso il simbolo con freccia. Il vuoto fuoriesce. Si prega di ruotare con attenzione il manico indietro verso la campana di plastica dura per rimuovere l'intero preservativo per manico con aspiratore pneumatico. Non ruotare il manico con le dita, altrimenti potrebbe strapparsi. Può essere rimosso senza problemi semplicemente srotolando il manico dalla lunghezza del pene.

5. Effetti collaterali/misure di sicurezza:

L'impiego di PHALLOSAN® plus+ avviene a proprio rischio e pericolo, tuttavia, se si osservano le istruzioni per l'uso, è sicuro. Tuttavia, proprio nelle prime settimane di utilizzo, non si dovrebbe esercitare una forte trazione sul pene. Qualora comparissero gonfiore e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, la regolazione è troppo forte. È assolutamente necessario effettuare una pausa finché il gonfiore o le vesciche non saranno guariti. Successivamente regolare la trazione in modo che risulti più leggera. Si prega di avere pazienza, la procedura, per quel che riguarda il successo dell'applicazione, è paragonabile alla regolazione della mascella. La continuità dell'allungamento

è la garanzia del successo e non solo la forza di trazione!

Attenzione: non è indicato l'utilizzo di PHALLOSAN® plus+ durante il sonno!

Adesso si ha la combinazione perfetta, non importa a quale scopo:

Ingrandimento del pene:

Utilizzare PHALLOSAN® plus+ almeno 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Non è una questione di elevata forza di trazione, il raggiungimento della stimolazione cellulare dipende dalla continuità. Ciò stimola nuove cellule e rende fattibile un possibile aumento della lunghezza di 4,9 cm (1,9 pollici) e della circonferenza di 2,5 cm (1,1 pollici).

Disturbo di erezione:

5 ore, 3 giorni alla settimana portano ad una circolazione sanguigna notevolmente migliorata e quindi stimolano la prostata e il desiderio sessuale. I corpi cavernosi saranno in grado di assorbire più sangue e le erezioni saranno più frequenti e durature.

IPP (Induratio Penis Plastica):

La induratio penis plastica può essere trattata mediante la combinazione di PHALLOSAN® forte e PHALLOSAN® plus+. Importante: combinare PHALLOSAN® forte alternativamente con PHALLOSAN® plus+. L'allungamento continuo crea lacerazioni indolori di microfibrilla nel tessuto della placca della induratio. In esse viene incorporato nuovo tessuto cellulare. Ecco come è possibile raddrizzare il pene.

Contatti:

E-Mail: service@phallosan.com

Per ulteriori informazioni:
www.phallosan.info

Il team di PHALLOSAN®



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN[®] forte
PHALLOSAN[®] plus⁺

SI PREGA DI LEGGERE COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO!

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SEGUENTI PRECAUZIONI

Il dispositivo non deve essere indossato quando si urina, durante le attività sportive, durante i rapporti sessuali o altre attività fisiche faticose.

Non dovrebbe essere indossato neanche dopo aver consumato alcol o ingerito antidolorifici o euforizzanti o:

- se vi sono ferite o zone infette sul pene o altre zone dove PHALLOSAN[®] è adiacente al corpo.
- se vi è dolore, intorpidimento o dislocazione del glande,
- o se avviene qualsiasi altra reazione imprevista, il dispositivo deve essere allentato e rimosso immediatamente.

In caso di ferite sul pene, il dispositivo non deve essere indossato fintanto che esse non siano guarite completamente.

In caso di intervento chirurgico, non usare PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus⁺ finché il medico non ne dà l'autorizzazione.

Non usare PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus⁺ se si soffre di problemi venosi o di debolezza del tessuto connettivo.

Non usare il dispositivo se si ha qualsiasi genere di piercing nell'area genitale.

Il dispositivo non deve essere indossato quando ci si muove in zone in cui vi è un elevato rischio di cadere e deve essere prestata cautela salendo le scale, camminando su pavimenti scivolosi ecc.

Il dispositivo non dovrebbe essere indossato quando si maneggia qualsiasi tipo di macchinario, veicolo motorizzato o oggetto ardente o andando in bicicletta o cucinando.

Non applicare alcuna crema, vasellina o altre sostanze idratanti quando si indossa/usa il dispositivo.

Usare il dispositivo solo come descritto in questo manuale, non usare alcun altro materiale rispetto a quello fornito o usare altre tecniche di vestizione rispetto a quelle descritte nel manuale.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non siamo responsabili per alcun danno causato dall'uso di prodotti o servizi acquistati attraverso questo sito internet, che si tratti di danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali (inclusi ma non limitati a danni per perdita di affari, perdita di profitti, interruzioni o simili). Se vi sono domande relative ai termini d'uso riportati qui, non si esiti a contattarci in qualsiasi momento.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In caso di rischi o effetti collaterali
si prega di contattare il proprio medico
o la nostra hotline PHALLOSAN



REF 5000



INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns pela compra do seu PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte é utilizado em todo o mundo com sucesso há 18 anos.

Finalidade e indicações:

PHALLOSAN® forte é recomendado para o tratamento para:

- » aumento e engrossamento do pênis
- » Encurvamento peniano de nascença/adquirido e doença de peyronie (IPP)
- » Problemas de ereção e potência
- » Pós-tratamento pós-operatório de operação de próstata
- » Treinamento do tecido erétil do pênis em todas as idades


Conteúdo da embalagem:

1. Cinto elástico, que é colocado na cintura. Incluindo anel de espuma plástica (A) no qual o pênis é colocado até a base. Segurador (B), que permite que o cinto seja colocado no tamanho desejado e Adaptador (C) no cinto, no qual é ligada a unidade ventosa.
 2. a) Ventosa com o tamanho S com PHALLOSAN® forte – Camisinha S
 2. b) Ventosa com o tamanho M com PHALLOSAN® forte – Camisinha M
 2. c) Ventosa com o tamanho L com PHALLOSAN® forte – Camisinha L e forquilha de tração (3)
 3. Forquilha de tração com equipamento elástico para ajustar e força de tração no sinal com adaptador para o cinto.
 - 4./5. Capa protetora para a glândula, para protegê-la em caso de maior tensão.
 6. Bomba de sucção com válvulas de 3-caminhos
 7. Gabarito de medidas
- Instruções de uso
Mala de viagem com 4 Camisinha (1xS, 2xM, 1xL)



Preparo e utilização:

1. Cinto



Abra o cinto ortopédico PHALLOSAN® forte perto de você e posicione-o com o segurador (B) com o seu tamanho máximo.

2. Escolha da ventosa/Camisinha


Determine, com o gabarito de medidas (7) incluído no kit, o tamanho da ventosa. Separe o pênis sem ereção do corpo e tire a medida no pênis.



A ventosa de tamanho M (2c) já vem relacionada, no kit, com a Camisinha M (2c) e a forquilha de tração com equipamento elástico.

Caso precise de um outro tamanho, separe a forquilha de tração (3).

Escolha a ventosa correta e adapte esta com a bomba de sucção, esta somente fica na posição com seta de indicação (↕). A camisinha de punho correta (2) será virada sobre o talão da ventosa e a forquilha de tração (3) será colocada novamente



Ao se colocar na ventosa, é importante ter atenção para que o anel da ventosa fique preso na abertura final grossa da camisinha. A camisinha será rasgada caso seja posta mais além do anel da ventosa.






Em cima: falso, posta muito para dentro da ventosa e não pulverizada!

Em baixo: correta, e pulverizada!

Tenha em conta que a camisinha perde revestimento depois de poucos dias. É importante adquirir talco de bebê e aplicá-lo na parte de fora da camisinha. É criada uma camada de proteção que protege a camisinha contra abrasão, rasgos e grudes.

Apertá-lo o sino de sucção entre os joelhos. Role a camisinha 1 cm com cuidado até a extremidade da ventosa e vire esta atrás do talão da ventosa. Tenha especial cuidado para não danificar a camisinha com a unha, ou semelhantes.

Não exerça pressão forte na hora de rolar a camisinha.



Características da nova camisinha PHALLOSAN® forte



As camisinhas PHALLOSAN® forte são feitas de silicone medicinal, não havendo portanto a

ocorrência de irritações e reações alérgicas. Esta inovação oferece não somente um maior conforto, a camisinha acopla-se também perfeitamente ao membro. Ela tem cerca de 3 mm de grossura em uma parte, que é levada à ventosa, e na parte mais fina tem 0,3 mm, para se acoplar com suavidade ao pênis.

A sua ventosa perfeita está preparada para utilização!

3. Capa protetora

Por favor, retire a capa protetora (4/5) que está preparada para todos os tamanhos de pênis. Retire a capa protetora com o dedo e dedos das duas mãos e vire esta sobre a glândula. Esta deve acoplar-se bem justa.



É importante que haja, depois de colocada a capa, menos ar na ponta da glândula possível. Uma leve ereção pode ajudar na hora de colocar a capa protetora com no pênis. A capa protetora deve proteger a glândula contra efeitos secundários de uma sucção demasiado forte. Pessoas mais experientes também podem renunciar à capa protetora depois de algumas semanas.


Todas as preparações necessárias para a utilização estão agora finalizadas.

Utilização:


1. Coloque o pênis com a capa protetora na ventosa e role a camisinha do talão da ventosa sobre o pênis.




2. Gire a parte verde da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo de sucção e acione a bomba, pressionando esta com o dedo várias vezes. A glândula será assim puxada mais para dentro da ventosa. A camisinha acopla-se suavemente no pênis.



3. Coloque a parte verde da ponta da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo indicando que está fechado, para fazer com que o microvácuo seja permanente.



4. Pegue o cinto já aberto em sua frente e passe o anel de espuma plástica (A) sobre todo o equipamento de sucção até que este chegue à base do pênis.
5. De a volta com o cinto através da cintura.
6. Gire o fecho da forquilha de tração (3) com a sua extremidade aberta em direção ao corpo e ligue os dois anéis (C).



7. Aumente a tensão do cinto com a ajuda do segurador de cinto (B), até reconhecer que o pênis seja alongado e o sinal torne-se verde. Tenha atenção para que o cinto fique inclinado para cima na virilha. Para isso, puxe o

cinto das nádegas para cima em direção à parte superior da cintura. Estando o cinto na dobra das nádegas, a tensão aumenta quando sentado, o que não deve ocorrer.



8. Você pode agora voltar ao seu dia a dia normal, ou utilizar o PHALLOSAN® forte de noite durante o sono, já que a circulação sanguínea não é bloqueada em nenhum momento.

Finalizando a utilização:

Primeiramente, retire o cinto e gire a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção sobre a seta de indicação. O vácuo é liberado. Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glânde e separe o equipamento de sucção.

Características técnicas:

Tenha atenção para o fato de que a ventosa com vedação mostrada aqui é só um exemplo para facilitar a visualização. Por isso, não é importante o quanto a camisinha deve ser colocada no corpo do pênis. A camisinha não está construída para transferir a força sobre o pênis. A transferência de força ocorre somente através do vácuo criado na ventosa.

Caso perceba durante a utilização que o vácuo diminuiu e que a glânde deslizou muito para fora da ventosa, isto pode estar ocorrendo por várias causas. O ar entra, em todos os casos. Isto pode ocorrer no pênis quando os pelos pubianos não foram separados com cuidado, ou uma camisinha demasiado grande foi escolhida.

Retire do pênis, o mais fundo possível, os pelos pubianos, caso haja algum. Isto pode ser feito raspando, ou através de um creme de depilação.

Ajuda:

Gire a ponta verde de marcação da válvula da bomba de sucção a partir do símbolo de fechamento para o símbolo de sucção.

Faça sucção da glânde, desta forma, novamente na ventosa, e vede a válvula girando novamente a ponta verde de marcação na direção do símbolo

de fechamento.

Caso a glânde ainda deslize para fora da ventosa, a causa pode ser claramente encontrada na camisinha demasiado grande.

Você tem a possibilidade de escolher o tamanho desejado individualmente, para alcançar assim a maior eficiência. Caso perceba, por exemplo, que a ventosa tamanho M tem o tamanho correto, mas que a camisinha é demasiado grande no pênis, então você pode colocar a camisinha S sobre a ventosa M. Você pode fazer o mesmo com a ventosa L e a camisinha M.

Não colocar, sob nenhuma hipótese, a camisinha S sobre a ventosa L. O material se rasgará.

Instrução de cuidados FORTE/PLUS:

A camisinha deve e tem que ser tirada da ventosa e deve ser lavada à mão com sabão, por questões de higiene.

Guarde a camisinha desenrolada até que esta seja utilizada novamente.

Nunca esqueça de colocar, depois do uso, talco de bebê na parte de fora da camisinha desenrolada.

A ventosa também deve ser limpa como descrito acima. Separe antes a bomba de sucção, movendo a ponta de marcação verde da válvula da bomba na direção da seta dupla. Retire a bomba de sucção da ventosa com cuidado. A bomba de sucção não deve entrar em contato com água ou gordura, já que as válvulas, frágeis, não funcionarão mais normalmente.

Plano por etapas para ajuste exato da tensão do cinto sobre o tecido conjuntivo do pênis:



Prefácio:

O tecido conjuntivo do corpo depende de cada hereditariedade. Nós desenvolvemos, por isso, uma construção de sinal que permite um ajuste exato da tensão do cinto sobre o seu tecido conjuntivo. Em todo caso, tenha atenção para manter a força de aperto no campo baixo verde. Desta forma é alcançado o resultado ideal de um aumento

do pênis no tamanho e na grossura, sem efeitos secundários.

1º dia

Ajuste a tensão somente no campo mais baixo verde e utilize PHALLOSAN® somente por 1 hora. Separe o cinto e mova a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção na direção do símbolo da seta. O vácuo é liberado.

Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glânde e separe o equipamento de sucção.

Avalie a parte do pênis entre a uretra e a tirinha da pele do prepúcio (frenulum) na parte inferior da glânde. Esta é a parte é o local de tecido mais sensível no pênis. Caso esta parte estiver vermelha ou inchada, quer dizer que a tensão do cinto foi demasiado forte. Finalize a utilização neste dia. Caso veja modificações no pênis, inicie novamente somente quando este volte ao normal.

2º dia até o 8º dia

Caso tenha utilizado PHALLOSAN® forte no dia anterior sem ocorrência de coloração ou inchaço no local descrito, você pode utilizar PHALLOSAN® por mais uma hora.

Aumente todo dia em uma hora o tempo de uso. Depois de oito dias, o aumento do tempo de uso está finalizado.

PHALLOSAN® também pode ser utilizado durante a noite depois da fase de adaptação. Você perceberá que, ao lado dos dois símbolos da bomba e vedação, são colocados relevos perceptíveis para permitir bombear ou vedar, mesmo sem o contato visual. A camisinha se estica durante uma ereção noturna, a circulação sanguínea não será prejudicada, será melhorada.

Você utilizará PHALLOSAN® forte com entusiasmo, o pênis pode em poucas semanas ficar maior, por medida, e ganhar em grossura. Você sentirá efeitos secundários positivos, como energia sexual mais forte e tesão.

Tempo de utilização:

PHALLOSAN® deve ser utilizado diariamente entre 8 e 10 horas, 6 dias na semana, podendo sem problemas ser utilizado também por mais tempo!

Efeitos secundários/ Medidas de segurança:

A utilização de PHALLOSAN® forte ocorre sobre risco próprio, não apresentando quaisquer problemas caso utilizado dentro das instruções de uso. Não devem, porém, ser feita muita tensão sobre o pênis, principalmente nas primeiras semanas.

Caso apareçam inchaços e/ou bolhas no prepúcio ou na glânde, a tensão no cinto deve ter sido ajustada demasiado forte. Faça uma pausa, sem falta, até que o inchaço ou as bolhas estiver curado/a. Volte a utilizá-lo com uma tensão um pouco mais fraca. Tenha um pouco de paciência, a técnica é comparável ao uso de aparelho dental. A continuidade do alongamento é importante, não somente a tensão é a garantia do sucesso! Às vezes, você pode sentir uma dor no corpo do pênis. Esta pode resultar por causa da extremidade grossa da camisinha esteja sobre o anel de silicone, e cause dor por isto.

Todos os incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser notificados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.

Ajuda:

Volte a enrolar a extremidade da camisinha um pouco para fora do anel de silicone, uma dor causada pela pressão não aparecerá mais.

Você também pode distribuir a tensão do cinto sobre o corpo, para reduzir a tensão da base do pênis. Agarre o cinto no campo da ligação na ventosa e aumente a tensão em volta do corpo para tirar tensão da base do pênis. Parece complicado, mas não é, a tensão se distribui, desta forma, ao longo de todo o cinto.

Contra-indicações:

Depois do uso de bebida alcoólicas, de drogas bem como medicamentos contra a dor, remédios para o sono ou calmantes, já que estes prejudicam a sensibilidade normal à dor e você possa eventualmente não reagir no tempo correto a dores. Evite o uso do PHALLOSAN® forte no caso de infecções ou feridas abertas no pênis.

Como posso medir, com exatidão, o aumento do pênis?

Utilizar um metro. Uma fita métrica não é apropriada. Segure o pênis na condição não

ereta, reto em relação ao corpo (90 graus). Coloque o metro, visto de cima, ao lado do pênis. Pressione o metro contra a púbis.

Importante:

Determine no começo da utilização o peso do seu corpo com exatidão, sem roupas. No caso de um aumento eventual do peso, forma-se uma camada de gordura, principalmente perto do campo da púbis dos pelos pubianos, em volta do pênis. Esta camada de gordura diminui a distância entre a ponta do pênis e a púbis e falsifica (diminui) o resultado. Os médicos chamam-na de gordura pubiana.

Pedidos separados:

Todas as peças do PHALLOSAN® forte podem ser pedidas em separado. Caso tenha mais perguntas ou sugestões, nossos especialistas estão a todo momento e sem custos telefônicos à disposição.

Mudanças técnicas sempre são reservadas, que nós publicamos também nos sites

www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, de segunda a sexta-feira
9:30–12:00, 14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUÇÕES DE USO PHALLOSAN® VERTICAL

Ler o manual de instruções antes de utilizar PHALLOSAN® vertical. Este é um conjunto de extensão para PHALLOSAN® forte e só pode ser usado em conjunto com o pacote PHALLOSAN® forte!

Por favor, visite as instruções para PHALLOSAN® forte
www.phallosan.info

Conteúdo da embalagem PHALLOSAN® vertical:

- A. Joelheira
- B. Banda elástica que é enrolada à volta da joelheira

Conteúdo da embalagem PHALLOSAN® forte:

- 2. Harte Kunststoffglocke mit angebrachtem Manschettenkondom
- 3. Forquilha de tração com equipamento elástico para ajustar e força de tração no sinal com adaptador para o cinto
- 6. Integrierte Vakuumpumpe



Preparo e utilização:

Escolha da ventosa/Camisinha

Determine, com o gabarito de medidas (7) incluído no kit, o tamanho da ventosa. Separe o pênis sem ereção do corpo e tire a medida no pênis



A ventosa de tamanho M (2c) já vem relacionada, no kit, com a Camisinha M (2c) e a forquilha de tração com equipamento elástico.

Caso precise de um outro tamanho, separe a forquilha de tração (3). Escolha a ventosa correta e adapte esta com a bomba de sucção, esta somente fica na posição com seta de indicação (↑). A camisinha de punho correta (2) será virada sobre o talão da ventosa e a forquilha de tração (3) será colocada novamente.



Ao se colocar na ventosa, é importante ter atenção para que o anel da ventosa fique preso na

abertura final grossa da camisinha. A camisinha será rasgada caso seja posta mais além do anel da ventosa.




Em cima: falso, posta muito para dentro da ventosa e não pulverizada!

Em baixo: correto, e pulverizada!

Tenha em conta que a camisinha perde revestimento depois de poucos dias. É importante adquirir talco de bebê e aplicá-lo na parte de fora da camisinha. É criada uma camada de proteção que protege a camisinha contra abrasão, rasgos e grudes.

Apertá-lo o sino de sucção entre os joelhos. Role a camisinha 1 cm com cuidado até a extremidade da ventosa e vire esta atrás do talão da ventosa. Tenha especial cuidado para não danificar a camisinha com a unha, ou semelhantes.

Não exerça pressão forte na hora de rolar a camisinha.



Características da nova camisinha PHALLOSAN® forte





As camisinhas PHALLOSAN® forte são feitas de silicone medicinal, não havendo portanto a

ocorrência de irritações e reações alérgicas. Esta inovação oferece não somente um maior conforto, a camisinha acopla-se também perfeitamente ao membro. Ela tem cerca de 3 mm de grossura em uma parte, que é levada à ventosa, e na parte mais fina tem 0,3 mm, para se acoplar com suavidade ao pênis.

A sua ventosa perfeita está preparada para utilização!

Capa protetora

Por favor, retire a capa protetora (4/5) que está preparada para todos os tamanhos de pênis. Retire a capa protetora com o dedo e dedos das duas mãos e vire esta sobre a glândula. Esta deve acoplar-se bem justa.



É importante que haja, depois de colocada a capa, menos ar na ponta da glândula o possível. Uma leve ereção pode ajudar na hora de colocar a capa protetora com o pênis. A capa protetora deve proteger a glândula contra efeitos secundários de uma sucção demasiado forte. Pessoas mais experientes também podem renunciar à capa protetora depois de algumas semanas.

Todas as preparações necessárias para a utilização estão agora finalizadas.

Aplicação de PHALLOSAN® forte:

1. Coloque o pênis com a capa protetora na ventosa e role a camisinha do talão da ventosa sobre o pênis.



2. Gire a parte verde da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo de sucção e acione a bomba, pressionando esta com o dedo várias vezes. A glândula será assim puxada mais para dentro da ventosa. A camisinha acopla-se suavemente no pênis.




3. Coloque a parte verde da ponta da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo indicando que está fechado, para fazer com que o microvácuo seja permanente.




Aplicação de PHALLOSAN® vertical:


1. Abrir o fecho de velcro da bainha do joelho (A). Colocar a braçadeira por baixo de um joelho (direito ou esquerdo). Feche o fecho de velcro. Certifique-se de que o logótipo PHALLOSAN® está virado para a frente.



2. Colocar o cinto: Pegar na cinta vertical PHALLOSAN® encurtada (B). Fixe-a no interior da bainha do joelho, o logótipo deve ser visível no exterior.



3. Ajustar a força de tração: Fixar o adaptador na barra de tração. Ajustar a força de tração utilizando o fecho de velcro comprido no cinto, sem atingir a área vermelha do garfo de tração.



4. Uso quotidiano: PHALLOSAN® vertical pode agora ser usado confortavelmente por baixo das calças.

Para terminar a aplicação e para mais notas de aplicação:

Ver instruções de utilização do PHALLOSAN® forte.

Contacto:

e-mail: service@phallosan.com

Para mais informações:
www.phallosan.info

Sua equipa PHALLOSAN®

MANUAL DE INSTRUÇÕES PHALLOSAN® PLUS+

Ler o manual de instruções antes de utilizar PHALLOSAN® plus+.

Este é um conjunto de extensão para PHALLOSAN® forte e só pode ser utilizado em conjunto como pacote PHALLOSAN® forte!

Por favor, visite para instruções sobre PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Conteúdo da embalagem PHALLOSAN® plus+:

1. Adaptador de anel em C para a ligação à ventosa
 - » aplicável a qualquer tamanho de pênis
 - » movimento flexível
 - » Clipe de segurança
 - » remoção simples
2. O sistema de haste com anel de base branco
 - » pode ser alargado a qualquer tamanho de pênis
 - » tensão ótima
 - » potência elevada ou confortável opcional
3. Manga comprida
 - » Para pênis de 12 a 22 cm de comprimento

Conteúdo da embalagem PHALLOSAN® forte:

4. Sino de plástico rígido com preservativo de punho
 - » até 4 tamanhos para cada homem
 - » segurança transparente
 - » tamanho intermédio facultativo (punho grande em forma de sino-médio)
 - » material anti-alérgico
5. Sistema de 3 válvulas
 - » O conforto alia-se à eficácia
6. Bomba de vácuo integrada
 - » gera um micro-vácuo
 - » Sem danos nos tecidos/inchaços/veias
 - » melhor resultado
 - » potência máxima

Preparação:

Colocar a ventosa e a tampa protetora

Por favor, observe e siga as instruções no PHALLOSAN® forte "2. Seleção da ventosa até ao ponto de aplicação 3.

1. Preparação PHALLOSAN® plus+ unidade de barra:


Utilize uma régua métrica para determinar qual dos dois tamanhos de haste transparente é necessário para o PHALLOSAN® plus+. Com uma mão, puxe o pênis longitudinalmente atrás da glândula. Com a outra mão, coloque a régua do metro no lado do pênis, para poder ler melhor as medidas.

MEDIUM – Comprimento do pênis 8–17 cm / 3–6,7 polegadas, já montado


GRANDE – Comprimento do pênis 12–22 cm / 4,7–8,7 polegadas, mangas de rosca transparentes, posição 3 na embalagem.

2. Conversão de Médio para Grande (3):


a. Antes de o fazer, retire o dispositivo adaptador superior juntamente com o clipe. Retire as mangas mais curtas puxando-as para fora da rosca do anel de base branco na diagonal para a frente. Retirar os dois casquilhos mais compridos da embalagem (3).



b. Desaperte agora o fio verde mais grosso das mangas transparentes mais curtas e monte-o nas mangas rosçadas transparentes mais longas.




c. Pressionar agora os casquilhos no encaixe da junta esférica do anel de base branco (2). Tente colocar os casquilhos em ângulo na junta e pressione-os para dentro, o que facilitará o encaixe da cabeça da junta esférica. Voltará a montar o dispositivo adaptador (1) juntamente com o clipe C.



3. Aplicação PHALLOSAN® plus+:

a. Pegue em PHALLOSAN® plus+ e introduza o pênis através do anel branco da base, a forma mais fácil de o utilizar é sentado. PHALLOSAN® plus+ fica agora solto contra o eixo do pênis com o anel branco da base na coxa. Agora pegue na campânula de plástico duro já preparada/com o punho adaptado (enrolado) e bombeie




Colocar a glândula o mais possível na campânula, acionar a bomba 3-5 vezes até a glândula estar bem dentro da campânula de sucção e rodar a válvula verde para o símbolo de bloqueio.




Agora, desenrole o preservativo de punho sobre o eixo do pênis.

b. Por fim, empurre os postes para baixo com o dispositivo adaptador, prenda o clipe em C ao sino de plástico rígido com a abertura virada para a barriga e solte-o. O pênis está agora sob tensão.



c. Agora é possível ajustar a tração individualmente com a rosca única. Assegurar um ajuste uniforme. Deve certificar-se de que o pênis não se sente desconfortável em nenhum momento.



4. Remoção do PHALLOSAN® plus+:

Primeiro, retire o clipe em C da campânula de plástico rígido. Agora, rode a válvula verde da ventosa para o símbolo da seta. O vácuo escapa-se. Enrole cuidadosamente a braçadeira para trás em direção à campânula de plástico rígido para retirar todo o preservativo da braçadeira com campânula de sucção. Não esticar a braçadeira com os dedos, pois pode rasgar-se. Pode ser removido sem problemas basta enrolar a braçadeira para trás do eixo do pênis.

5. Efeitos secundários/cauções:

PHALLOSAN® plus+ é utilizado por conta e risco do utilizador, mas é seguro se as instruções de utilização forem respeitadas. No entanto, especialmente nas primeiras semanas de utilização, não deve ser exercida uma tração forte sobre o pênis. Se aparecerem inchaços e/ou bolhas no prepúcio ou na glândula, a aplicação é demasiado forte. Não se esqueça de fazer uma pausa até que o inchaço ou as bolhas tenham sarado.

Ajustar depois a corrente de ar um pouco mais leve. Por favor, tenha paciência, o procedimento é comparável no seu sucesso de aplicação com uma regulação do maxilar. A continuidade do alongamento, e não apenas a força da tração, é a garantia do sucesso!

Atenção: O uso de PHALLOSAN® plus+ não é adequado durante o sono!

Agora tem a combinação perfeita, qualquer que seja o objetivo:

Aumento do pênis:

Utilizar PHALLOSAN® plus+ pelo menos 6 horas por dia, 5 dias por semana. Não se trata de alta tração, a estimulação celular depende da continuidade. Isto estimula novas células e é possível um aumento do comprimento de 4,9 cm (1,9 polegadas) e da circunferência de 2,5 cm (1,1 polegadas).

Disfunção erétil:

5 horas, 3 dias por semana, melhora consideravelmente o fluxo sanguíneo, estimulando a próstata e o desejo sexual. O tecido erétil será capaz de absorver mais sangue e as ereções serão mais frequentes e duradouras.

IPP (Induratio penis Plastica), curvatura do pênis:

A IPP/torção peniana pode ser tratada com uma combinação de PHALLOSAN® forte e PHALLOSAN® plus+. Importante: Combinar PHALLOSAN® forte alternadamente com PHALLOSAN® plus+. O alongamento contínuo cria rasgos de microfibras indolores no tecido de placa da curvatura. O novo tecido celular é incorporado nestes. É assim que o pênis pode ser endireitado.

Contacto:

e-mail: service@phallosan.com

Para mais informações:
www.phallosan.info

Sua equipa PHALLOSAN®



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



LEIA AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO NA INTEGRA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

AVISO: TENHA EM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA.

PHALLOSAN[®] forte
PHALLOSAN[®] plus⁺

O aparelho não deve ser utilizado ao urinar, durante atividades desportivas, durante a relação sexual ou outras atividades físicas que requeiram esforço.

Não deve ainda ser utilizado após o consumo de álcool ou após ingestão de analgésicos ou substâncias tóxicas. Nem tão pouco em caso de:

- feridas ou áreas inflamadas no pénis ou outras partes do corpo que entrem em contacto com o cinto PHALLOSAN[®],
- dor, entorpecimento ou descoloração da glândula
- outras reações adversas. Neste caso, o aparelho deve ser imediatamente alargado e removido.

No caso de ferimentos no pénis, o aparelho não deve ser utilizado até que os mesmos estejam completamente cicatrizados.

Não utilize o PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus⁺ após uma operação até que o seu médico o tenha aprovado.

Não utilize PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus⁺ se sofrer de problemas venosos ou fraqueza do tecido conjuntivo.

Não utilize o aparelho caso tenha piercings na zona genital

O dispositivo não deve ser utilizado em áreas com maior risco de queda. Devem ser tomados cuidados especiais ao subir escadas ou caminhar em terreno escorregadio.

O aparelho não deve ser utilizado ao manusear máquinas, veículos motorizados ou objetos quentes, nem ao andar de bicicleta ou ao cozinhar.

Não utilize cremes, vaselina ou outras substâncias hidratantes quando utilizar o aparelho.

Utilize o aparelho apenas conforme descrito no presente manual. Utilize apenas os materiais fornecidos juntamente com o aparelho. Não recorra a outras técnicas de uso além das descritas neste manual.

Não assumimos qualquer tipo responsabilidade ou obrigação por danos resultantes da utilização de produtos ou serviços adquiridos através deste website. Isto aplica-se a todos os danos diretos ou indiretos, danos colaterais ou danos resultantes (incluindo, mas não se limitando a, danos e perdas resultantes de interrupção da atividade, perda de lucros, interrupção ou similares). Em caso de dúvidas referentes aos termos e condições aqui descritos, não hesite em contactar-nos.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Em caso de riscos ou efeitos colaterais
por favor contacte o seu médico
ou a nossa linha directa PHALLOSAN



REF 5000



GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk gefeliciteerd met de koop van uw PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wordt wereldwijd sinds 18 jaar met succes gebruikt.

Doel en aanwijzingen:

PHALLOSAN® forte wordt aanbevolen voor de behandeling

- » Penisvergroting-penisverlenging
- » Aangeboren/verworven penisverkrumming en induratio penis plastica (IPP/ziekte van Peyronie)
- » Erectie- en potentiestoornis
- » Postoperatieve nabehandeling na een prostaatoperatie
- » Zwellichaamtraining van de penis bij iedere leeftijdsgroep


Verpakkingsinhoud:

1. Elastische riem, die om de taille wordt aangebracht incl. schuimplastic ring (A), waarin de penis tot aan de basis wordt ingevoerd. Clip (B), waarmee u de riem qua lengte individueel in kunt stellen en adapter (C) aan de riem, waaraan de zuigstolpeenheid verbonden is.
 2. a) Zuigstolp in maat S met PHALLOSAN® forte – S-manchetcondoom
 2. b) Zuigstolp in maat M met PHALLOSAN® forte – M-manchetcondoom
 2. c) Zuigstolp in maat L met PHALLOSAN® forte – L-manchetcondoom en gemonteerd koppelstuk (3)
 3. Koppelstuk met trekveerinstallatie voor het instellen van de trekkracht in een stoplichtsysteem met adapter voor de riem.
 - 4./5. Protectordop voor de eikel, om deze bij een te hoge kracht te beschermen.
 6. Zuigbal met 3-weg ventiel
 7. Maatsjabloon
- Gebruiksaanwijzing
- Travellertas met 4 extra manchetcondooms (1xS, 2xM, 1xL)



Vorbereiding voor het gebruik:

1. Riem



Leg de orthopedisch PHALLOSAN® forte riem voor u neer en stel hem met de clip (B) op de juiste lengte in.

2. Keuze van de zuigstolp/manchetcondoom

Stel met behulp van de meegeleverde maatsjabloon (7) de juiste zuigstolpmaat vast. Trek de niet-geërecteerde penis weg van het lichaam en meet aan de penisschacht.



De stolp met maat M (2c) is reeds met het manchetcondoom maat M (2c) en het koppelstuk met trekveerinstallatie in het set verbonden.

Mocht u een andere maat nodig hebben, dient u het koppelstuk (3) te verwijderen.

Neem nu de voor u passende stolp en verbind deze met de zuigbal, deze klikt alleen vast in de positie met het pijlsymbool (↑). Het geschikte manchetcondoom (2) wordt over de rand van de stolp gestulpt en het koppelstuk (3) wordt weer bevestigd.



Tijdens het aanbrengen van de stolp dient u er per sé op te letten, dat de rand van de stolp in de groef van het manchetcondoom aan het dikke uiteinde van het manchetcondoom vastzit. Als het manchetcondoom te ver over de rand van de stolp wordt getrokken, scheurt het manchetcondoom.




Boven: Fout, te ver over de stolp gestulpt en niet gepoederd!

Beneden: Juist, en gepoederd

Denk eraan, dat het manchetcondoom na enkele dagen zijn coating verliest. Daarom dient u baby-poeder te kopen en dit op de buitenkant van het manchetcondoom aan te brengen. Hierdoor ontstaat een beschermende laag, die het manchetcondoom tegen slijtage, vastplakken en scheuren beschermt.

Klem de zuigstolp tussen uw knieën. Rol het manchetcondoom voorzichtig met een lichte trek tot aan de rand van de zuigstolp en stulp deze achter de rand van de stolp. Wees voorzichtig en beschadig het manchetcondoom niet met scherpe vingernagels of dergelijke. Oefen niet te veel kracht uit bij het terugrollen.



Bijzonderheden van het nieuwe PHALLOSAN® forte manchetcondoom




De PHALLOSAN® forte manchetcondoomen bestaan uit medisch silicone, zodoende zijn irritaties of

allergische reacties uitgesloten. Deze innovatie biedt u niet alleen een beter comfort, het manchetcondoom sluit zich op een unieke manier om het lid. Het is op een plek ca. 3 mm dik, daar waar het over de stolp wordt aangebracht, en op de dunste plek is het 0,3 mm dik, om zich soepel om de penisschacht te sluiten.

De voor u perfecte zuigstolp is gereed voor gebruik!

3. Protectordop

Haal alstublieft de protectordop (4/5), die voor iedere penismaat past, eruit. Trek de protectordop met duim en vingers van beide handen uit elkaar en stulp deze over de eikel. Deze dient hierbij strak te zitten.



Het is belangrijk, dat er zich na het aanbrengen van de dop zo min mogelijk lucht rondom de eikel bevindt. Het is van voordeel, als u de protectordop aanbrengt als de penis licht geërecteerd is. De protectordop dient de eikel tegen de bijwerkingen van een eventueel te groot ingestelde kracht te beschermen. Ervaren gebruikers kunnen na enkele weken de protectordop weglaten.

Alle noodzakelijke voorbereidingen voor het gebruik zijn hiermee afgerond.

Gebruik:

1. Steek vervolgens de penis, samen met de protectordop in de zuigstolp en rol het manchetcondoom van de rand van de stolp over de penis.



2. Draai de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) naar het zuig-symbool en gebruik de zuigbal, door deze enkele malen met de vingers in te drukken. De eikel wordt hierdoor nog verder in de stolp gezogen. Het manchetcondoom ligt nu soepel om de penisschacht.



3. Plaats nu de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) op het slot-symbool, om het microvacuüm te handhaven.



4. Neem vervolgens de reeds voor u uitgebreide riem en stulp de witte schuimplastic ring (A) over de complete zuigstolp-installatie totdat deze tegen de basis van de penis ligt.

5. Plaats nu het uiteinde van de riem om uw heupen.

6. Draai de beugel van het koppelstuk (3) met het open uiteinde richting uw lichaam en verbindt de beide ogen (C)



7. Versterkt de riemspanning met behulp van de schuif-clip (B), totdat u merkt, dat de penis gerekt wordt en het stoplichtsysteem op groen staat. Let erop, dat de riem bij uw lies schuin naar boven loopt. Trek de riem daarom aan de

achterkant naar boven, richting uw taille. Als de riem zich ter hoogte van de plooi van uw zitvlak bevindt, verhoogt u tijdens het zitten de spanning, wat niet de bedoeling is.



8. U kunt nu, zoals u het gewend bent, uw normale dagverloop volgen of PHALLOSAN® forte ook 's nachts tijdens het slapen dragen, omdat de bloedcirculatie op geen enkel tijdstip wordt belemmerd.

Beëindigen van het gebruik:

Verwijder eerst de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal richting het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm. Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpininstallatie.

Technische bijzonderheden:

Denk er alstublieft aan, dat het, vereenvoudigd weergegeven, om een zuigstolp met dichting gaat. Daarom is het niet belangrijk hoe ver het manchetcondoom om de penis schacht zit. Het manchetcondoom is er niet voor ontworpen, om de kracht op de penis over te dragen. De krachtverdracht geschiedt uitsluitend via het microvacuüm dat in de stolp ontstaat.

Mocht u tijdens het dragen merken, dat het vacuüm minder wordt en de eikel eventueel te ver uit de stolp glijdt, kan dat meerdere oorzaken hebben. In ieder geval komt er lucht in de stolp. Dit kan via de penis schacht gebeuren, als het schaamhaar niet zorgvuldig werd verwijderd, of als er een te breed manchetcondoom wordt gebruikt.

Verwijder, indien nodig, eventueel aanwezig schaamhaar aan de penis. Dit kan met behulp van scheren, maar ook met behulp van ontharingscrème gebeuren.

Oplossing:

Draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal weg van het slot-symbool naar het zuig-symbool.

Zuig de eikel op deze manier weer in de stolp en sluit het ventiel, door de groene neus weer in richting van het slot-symbool te draaien.

Als de eikel nog steeds uit de stolp glijdt, is de oorzaak hiervan een te breed manchetcondoom.

U hebt de mogelijkheid, dit individueel op uw maat af te stellen, om zo de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. Als u bijv. het gevoel hebt, dat de M-stolp de juiste maat heeft, het manchetcondoom echter te groot rondom de penis schacht is, kunt u het S-manchetcondoom op de M-stolp plaatsen. Hetzelfde kunt u met de L-stolp en het M-manchetcondoom doen.

Gebruik echter nooit het S-manchetcondoom samen met de L-stolp. Het materiaal zal dan scheuren.

Verzorgingsinstructies FORTE/PLUS:

Het manchetcondoom mag en moet van de stolp worden verwijderd en dient uit hygiënisch oogpunt met zeep en lauwwarm water gewassen te worden.

Bewaar het manchetcondoom opgerold, totdat u het weer gebruikt.

Vergeet alstublieft nooit, het manchetcondoom na gebruik in afgerolde toestand van buiten met babypoeder te poederen.

Ook de zuigstolp dient zoals boven beschreven dagelijks gereinigd te worden. Verwijder vooraf echter de zuigbal, door de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van de dubbele pijl te bewegen. Trek de zuigbal voorzichtig uit de zuigstolp. De zuigbal mag niet in contact met water of vet komen, omdat de gevoelige ventielen anders niet meer feilloos werken.

Stappenplan voor het exact aanpassen van de kracht van de riem op het bindweefsel van de penis:



Voorwoord:

Het bindweefsel van het lichaam is afhankelijk van de genen. Wij hebben daarom een stoplichtconstructie ontwikkeld, die het mogelijk maakt, de riemspanning exact op uw bindweefsel aan te passen. Let er in ieder geval op, dat de kracht zich in het begin in het onderste groene gedeelte

bevindt. Zo bereikt u optimale resultaten voor een penisvergroting qua lengte en omvang, zonder bijwerkingen.

Dag 1

Stel de kracht alleen in het onderste groene gedeelte in en draag PHALLOSAN® slechts 1 uur. Verwijder de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm.

Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpininstallatie.

Bekijk vervolgens het gedeelte van de penis, dat tussen de opening van de urinebuis en het bandje van de voorhuid (frenulum) aan de onderkant van de eikel zit. Dit gedeelte is het meest gevoelige weefsel aan de penis. Als dit gedeelte rood is geworden of opgezwollen is, was de kracht van de riem te sterk. Stop deze dag met het gebruik. Mocht u veranderingen aan uw penis constateren, begint u pas weer, als deze zijn verdwenen.

Dag 2 tot en met dag 8

Als u PHALLOSAN® forte de dag tevoren zonder een verkleuring of zwelling op de beschreven plek hebt gedragen, kunt u PHALLOSAN® een uur langer dragen.

Verleng de draagtijd iedere dag met een uur. Na 8 dagen is de gewenning afgerond.

PHALLOSAN® kan na de gewenning ook 's nachts worden gedragen. U zult merken, dat er op beide symbolen voor het pompen en sluiten noppen zijn aangebracht, om het pompen of sluiten ook zonder zichtcontact mogelijk te maken. Het manchetcondoom rekt tijdens een nachtelijke erectie, de doorbloeding wordt niet beïnvloed, hij wordt verbeterd.

U zult PHALLOSAN® forte met enthousiasme dragen, de penis kan in enkele weken meetbaar langer worden en de omvang toenemen. U zult positieve bijwerkingen, zoals een groter libido en lust bemerken.

Duur van het gebruik:

PHALLOSAN® dient dagelijks 8–10 uur, 6 dagen per week gedragen te worden, maar dit mag ook graag langer!

Bijwerkingen/voorzorgsmaatregelen:

Het gebruik van PHALLOSAN® forte geschiedt op eigen risico, maar is, als u de gebruiksaanwijzing

in acht neemt, onbedenklijk. Er mag echter, vooral tijdens de eerste gebruiksweken, geen te sterke kracht op de penis worden uitgeoefend.

Als er zwellingen en/of blaasjes op de voorhuid of de eikel ontstaan, is de riemspanning te sterk ingesteld. Las een pauze in, totdat de zwelling c.q. de blaasjes weer zijn verdwenen. Stel de kracht vervolgens minder sterk in. Wees geduldig, het proces is qua succes vergelijkbaar met een behandeling van een orthodontist. De continuïteit van de rek, en niet allen de kracht vormen de basis van het succes! Soms voelt u aan de penisschacht een pijn die door druk wordt veroorzaakt, dit kan ontstaan, omdat de rand van het manchet-condoom op de silicone schuimring ligt en zo pijn veroorzaakt.

Alle ernstige incidenten in verband met het hulpmiddel worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Oplossing:

Rol het uiteinde van het manchetcondoom een stukje terug van de silicone schuimring, waarna geen pijn door druk meer mag ontstaan.

U kunt ook de kracht van de riem over het lichaam verdelen, om de spanning rondom de basis van de penis te verminderen. Pak de riem rondom de verbinding met de zuigstolp vast en leid de kracht om het lichaam, om de basis van de penis te ontlasten. Het klinkt gecompliceerd, maar dat is het niet, de kracht verdeelt zich vervolgens over de complete riem.

Contra-indicaties:

Na de consumptie van alcohol, drugs alsook pijnstillende medicijnen, slaap- of kalmeringsmiddelen, omdat deze de natuurlijke pijntolerantie kunnen beïnvloeden en u hierdoor eventueel niet op tijd op pijn reageert. Vermijd het gebruik van PHALLOSAN® forte bij infecties of open wonden aan de penis.

Hoe meet ik nauwkeurig de toegenomen lengte van de penis?

Gebruik alstublieft een duimstok. Een meetlint is niet geschikt. Houd de penis, als deze niet erecteerd is, in een recht hoek van uw lichaam (90 graden). Leg de duimstok van boven gezien zijdelings langs de penis. Druk de duimstok tegen het schaambeen.

Belangrijk:

Stel, voordat u met het gebruik begint, uw lichaamsgewicht zonder kleding vast. Bij een eventuele gewichtstoename ontstaan namelijk rondom het schaambeen en het schaamhaar rondom de penis een vetlaag. Deze vetlaag verkort de afstand van de eikel tot het schaambeen en vervalst (verkort) zodoende het resultaat. Medici noemen dit een vetchort.

Bijbestellen:

Alle onderdelen van PHALLOSAN® forte kunnen individueel bij ons worden bijbesteld. Mocht u nog verdere vragen of voorstellen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze experts, de kosten hiervoor bedragen uitsluitend de telefoonkosten.

Technische veranderingen te allen tijde onder voorbehoud, die wij ook online via www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch publiceren.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Ma-Vr 9:30–12:00, 14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com
For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

GEBRUIKSAANWIJZING PHALLOSAN® VERTICAL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u PHALLOSAN® vertical gebruikt. Dit is een uitbreidingsset voor PHALLOSAN® forte en kan enkel samen met het pakket PHALLOSAN® forte worden gebruikt.

Ga naar de handleidingen voor PHALLOSAN® forte op www.phallosan.info

Inhoud van de verpakking PHALLOSAN® vertical:

- A. Kniemanchet
- B. Elastische band die rond de kniemanchet loopt

Inhoud van de verpakking PHALLOSAN® forte:

2. Harde plastic klok met aangehecht manchetcondoom
3. Koppelstuk met trekveerinstallatie voor het instellen van de trekkracht in een stoplichtsysteem met adapter voor de riem
6. Geïntegreerde vacuümpomp



Voorbereiding voor het gebruik:

Keuze van de zuigstolp/manchetcondoom

Stel met behulp van de meegeleverde maatsjabloon (7) de juiste zuigstolpmaat vast. Trek de niet-geërecteerde penis weg van het lichaam en meet aan de penisschacht.



De stolp met maat M (2c) is reeds met het manchetcondoom maat M (2c) en het koppelstuk met trekveerinstallatie in het set verbonden.

Mocht u een andere maat nodig hebben, dient u het koppelstuk (3) te verwijderen.

Neem nu de voor u passende stolp en verbind deze met de zuigbal, deze klikt alleen vast in de positie met het pijlsymbool (↑). Het geschikte manchetcondoom (2) wordt over de rand van de stolp gestulpt en het koppelstuk (3) wordt weer bevestigd.



Tijdens het aanbrengen van de stolp dient u er per sé op te letten, dat de rand van de stolp in de groef van het manchetcondoom aan het dikke uiteinde van het manchetcondoom vastzit. Als het manchetcondoom te ver over de rand van de stolp wordt getrokken, scheurt het manchetcondoom.




Boven: Fout, te ver over de stolp gestulpt en niet gepoederd!

Unten: Juist, en gepoederd ichtig, und eingepudert.

Denk eraan, dat het manchetcondoom na enkele dagen zijn coating verliest. Daarom dient u baby-poeder te kopen en dit op de buitenkant van het manchetcondoom aan te brengen. Hierdoor ontstaat een beschermende laag, die het manchetcondoom tegen slijtage, vastplakken en scheuren beschermt.

Klem de zuigstolp tussen uw knieën. Rol het manchetcondoom voorzichtig met een lichte trek tot aan de rand van de zuigstolp en stulp deze achter de rand van de stolp. Wees voorzichtig en beschadig het manchetcondoom niet met scherpe vingernagels of dergelijke. Oefen niet te veel kracht uit bij het terugrollen.







Bijzonderheden van het nieuwe PHALLOSAN® forte manchetcondoom

De PHALLOSAN® forte manchetcondoom bestaat uit medisch silicone, zodoende zijn irritaties of allergische reacties uitgesloten. Deze innovatie biedt u niet alleen een beter comfort, het manchetcondoom sluit zich op een unieke manier om het lid. Het is op een plek ca. 3 mm dik, daar waar het over de stolp wordt aangebracht, en op de dunste plek is het 0,3 mm dik, om zich soepel om de penisschacht te sluiten.

De voor u perfecte zuigstolp is gereed voor gebruik!

Protectordop

Haal alstublieft de protectordop (4/5), die voor iedere penismaat past, eruit. Trek de protectordop met duim en vingers van beide handen uit elkaar en stulp deze over de eikel. Deze dient hierbij strak te zitten.



Het is belangrijk, dat er zich na het aanbrengen van de dop zo min mogelijk lucht rondom de eikel bevindt. Het is van voordeel, als u de protectordop aanbrengt als de penis licht geërecteerd is. De protectordop dient de eikel tegen de bijwerkingen van een eventueel te groot ingestelde

kracht te beschermen. Ervaren gebruikers kunnen na enkele weken de protectordop weglaten.

Alle noodzakelijke voorbereidingen voor het gebruik zijn hiermee afgerond.

Toepassing van PHALLOSAN® forte:

1. Steek vervolgens de penis, samen met de protectordop in de zuigstolp en rol het manchetcondoom van de rand van de stolp over de penis.



2. Draai de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) naar het zuig-symbool en gebruik de zuigbal, door deze enkele malen met de vingers in te drukken. De eikel wordt hierdoor nog verder in de stolp gezogen. Het manchetcondoom ligt nu soepel om de penisschacht.




3. Plaats nu de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) op het slot-symbool, om het microvacuüm te handhaven.




Toepassing van PHALLOSAN® vertical:

1. Open de klittenbandsluiting op de kniemanchet (A). Plaats de manchet onder een knie (rechts of links). Sluit de klittenbandsluiting. Zorg ervoor dat het PHALLOSAN®-logo naar voren wijst.




2. Maak de riem vast: Neem de verkorte PHALLOSAN® verticale riem (B). Bevestig het

aan de binnenkant van de kniemanchet, het logo moet zichtbaar zijn aan de buitenkant.



3. Pas de trekkracht aan: Bevestig de adapter aan de trekclip. Pas de trekkracht aan met de lange klittenbandsluiting op de band zonder het rode gebied van de spanclip te bereiken.



4. Dragen in het dagelijks leven: PHALLOSAN® vertical kan nu comfortabel onder een broek worden gedragen.

Om de toepassing te beëindigen en voor verdere toepassingsinstructies:

Zie de PHALLOSAN® forte handleiding.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

Voor meer informatie:

www.phallosan.info

Uw PHALLOSAN® team

GEBRUIKSAANWIJZING PHALLOSAN® PLUS+

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u PHALLOSAN® plus+ gebruikt. Dit is een uitbreidingsset voor PHALLOSAN® forte en kan enkel samen met het pakket PHALLOSAN® forte worden gebruikt.

Ga naar de handleidingen voor PHALLOSAN® forte op www.phallosan.info

Inhoud van de verpakking PHALLOSAN® plus+:

1. C-ring adapter voor de aansluiting op de zuignap
 - » bruikbaar met elke kloksgrootte
 - » flexibel bewegen
 - » Veiligheidsclip
 - » eenvoudig verwijderen
2. Het staafstelsysteem met witte basisring
 - » kan worden uitgebreid tot elke penisgrootte
 - » optimale spanning
 - » optionele hoogte of comfortabele kracht
3. Lange huls
 - » Voor penislengten van 12–22 cm

Inhoud van de verpakking PHALLOSAN® forte:

4. Harde plastic klok met aangehecht manchetcondoom
 - » tot 4 maten voor elke mannelijkheid
 - » transparante veiligheid
 - » optionele tussenmaat (grote klok-middenmanchet)
 - » anti-allergisch materiaal
 - » 3-kleppensysteem
 - » Comfort ontmoet efficiëntie
5. Geïntegreerde vacuumpomp genereert een micro-vacuüm
 - » geen schade aan weefsel/zwellichamen/aderen
 - » beter resultaat
 - » maximaal vermogen

Vorbereitung:

Bevestiging van de zuignap en beschermkap

Gelieve de instructies in de PHALLOSAN® forte “2.” in acht te nemen en op te volgen. Selectie van de zuignap tot en met toepassingsparagraaf 3.

1. Vorbereiding staafapparaat PHALLOSAN® plus+:


Gebruik een meetlat om te bepalen welke van de twee transparante staafmaten u nodig hebt voor de PHALLOSAN® plus+. Trek met één hand de penis in de lengte achter de eikel. Plaats de meetlat met de andere hand op de zijkant van de penis, zodat u de metingen beter kunt aflezen.

MEDIUM – Penislengte 8–17 cm, al gemonteerd

LARGE – Penislengte 12–22 cm / 4,7–8,7 inch, transparante hulzen met schroefdraad, positie 3 in verpakking

2. Omzetting van middelgroot naar groot (3):


- a. Voordat u dit doet, moet u de bovenste adapter samen met de clip verwijderen. Verwijder de kortere hulzen door ze schuin naar voren uit de draad op de witte basisring te trekken. Haal de twee langere hulzen uit de verpakking (3).



- b. Schroef nu de dickere groene draad uit de kortere transparante hulzen en monteer deze op de langere transparante draadhulzen.




- c. Druk nu de hulzen op de kogelgewichtshuls van de witte basisring (2). Probeer de hulzen schuin op het gewicht te drukken, zodat de kop van het kogelgewicht gemakkelijker vastklikt. Monteer nu het adapterapparaat (1) weer samen met de C-clip.



3. Gebruik van PHALLOSAN® plus+:

- a. Neem PHALLOSAN® plus+ en breng de penis in door de witte basisring, zittend is de makkelijkste manier om het te gebruiken. PHALLOSAN® plus+ ligt nu losjes tegen de penisschacht met de witte basisring op de dij. Neem nu de reeds geprepareerde hard-plastic klok/met aangepaste (opgerolde) manchet en pomp




Plaats de eikel zo ver mogelijk in de bel, laat de pomp 3-5 keer draaien totdat de eikel goed in de zuigbel zit en draai de groene klep naar het vergrendelsymbool.




Rol nu het manchetcondoom af over de schacht van de penis.

- b. Duw ten slotte de staven naar beneden met het adapterapparaat, bevestig de C-clip aan de harde plastic klok met de opening naar de buik gericht en laat los. De penis staat nu onder spanning.



- c. U kunt nu de tractie individueel aanpassen met de unieke schroefdraad. Zorg voor een gelijkmatige afstelling. Zorg ervoor dat de penis op geen enkel moment ongemakkelijk aanvoelt.



4. De PHALLOSAN® plus+ verwijderen:

Verwijder eerst de C-clip van de harde plastic klok. Draai nu de groene klep van de zuignap naar het pijlsymbool. Het vacuüm ontsnapt. Rol de manchet voorzichtig terug naar de harde plastic klok om de hele condoom met zuignap te verwijderen. Rek de manchet niet uit met uw vingers, want dan kan hij scheuren. Het kan zonder problemen worden verwijderd door de manchet terug te rollen van de penisschacht.

5. Bijwerkingen/voorzorgsmaatregelen:

Het gebruik van PHALLOSAN® plus+ is op eigen risico, maar is veilig als de gebruiksaanwijzing wordt nageleefd. Vooral in de eerste paar weken van het gebruik mag er echter geen sterke trekkracht op de penis worden uitgeoefend. Als er zwelling en/of blaren op de voorhuid of eikel verschijnen, is de instelling te sterk. Neem een pauze totdat de zwelling of blaasjes zijn genezen.

Stel de trek daarna iets lichter in. Wees geduldig, het proces is vergelijkbaar in zijn toepassingssucces met een kaakregulering. De continuïteit van de stretch, niet alleen de trekkracht, is de garantie voor succes!

Let op: Het gebruik van PHALLOSAN® plus+ is niet geschikt tijdens het slapen!

Nu hebt u de perfecte combinatie, wat het doel ook is:

Penisvergroting:

Gebruik PHALLOSAN® plus+ minstens 6 uur per dag, 5 dagen per week. Het gaat niet om hoge trekkracht, het bereiken van celstimulatie is afhankelijk van continuïteit. Dit stimuleert nieuwe cellen en een mogelijke toename in lengte van 4,9 cm (1,9 inch) en omtrek van 2,5 cm (1,1 inch) is mogelijk.

Erectiestoornissen:

5 uur 3 dagen per week leidt tot een sterk verbeterde doorbloeding, waardoor uw prostaat en seksueel verlangen gestimuleerd worden. De erectiele weefsels meer bloed kunnen opnemen en de erecties zullen vaker optreden en langer aanhouden.

IPP (Induratio penis Plastica), kromming van de penis:

IPP/kromming van de penis kan worden behandeld met een combinatie van PHALLOSAN® forte en PHALLOSAN® plus+. Belangrijk: Combineer PHALLOSAN® forte afwisselend met PHALLOSAN® plus+. De voortdurende rek creëert pijnloze microvezelscheuren in het plaqueweefsel van de kromming. Hierin wordt nieuw celweefsel ingebed. Zo kan de penis rechtgezet worden.

Contact:

E-mail: service@phallosan.com

Voor meer informatie:
www.phallosan.info

Uw PHALLOSAN® team



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.


Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

WAARSCHUWING: LET OP DE VOLGENDE OPMERKINGEN OMTRENT DE VEILIGHEID.

Het apparaat mag niet worden gedragen tijdens het plassen, tijdens sportieve activiteiten, tijdens de geslachtsgemeenschap of andere veeleisende lichamelijke activiteiten.

Het mag ook niet worden gedragen na het drinken van alcohol of het innemen van pijnstillers of bedwelmende middelen. Ook niet bij:

- wonden of ontstoken plekken op de penis of andere delen van het lichaam die in contact komen met de PHALLOSAN®-riem,
- pijn, gevoelloosheid of verkleuring van de eikel
- andere ongewenste reacties. In dergelijke gevallen moet het apparaat onmiddellijk worden losgemaakt en verwijderd.

Bij verwondingen aan de penis mag het apparaat pas dan worden gedragen als deze volledig zijn genezen.

Draag PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ na een operatie pas dan als uw arts het heeft goedgekeurd.

Gebruik PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ niet als u aderproblemen of een zwak bindweefsel hebt.

Gebruik het apparaat niet bij genitale piercings. Het apparaat mag niet worden gedragen op plaatsen met een verhoogd risico op vallen.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het traplopen of het lopen op een gladde ondergrond.

Het apparaat mag niet worden gedragen tijdens de omgang met machines, motorvoertuigen of hete voorwerpen of tijdens het fietsen of koken.

Gebruik bij het dragen/gebruiken van het apparaat geen crèmes, vaseline of andere hydraterende substanties.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde materialen. Gebruik geen andere draagtechnieken dan die in deze handleiding zijn beschreven.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van producten of diensten die via deze website zijn gekocht. Dit geldt voor alle directe of indirecte schade, neven- of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot schade en verlies door bedrijfsuitval, gederfde winst, onderbreking of dergelijke). Als u vragen hebt over de hier vermelde gebruiksvoorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.

PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swisssana.com

In geval van risico's of bijwerkingen
neem contact op met uw arts
of onze PHALLOSAN-hotline



REF 5000



BRUKSANVISNING

Grattis till köpet av din PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte används sedan 18 år tillbaka över hela världen.

Doel en aanwijzingen:

PHALLOSAN® forte rekommenderas för behandling av

- » Penisförstoring-penisförlängning
- » Medfödd/peniskrökning och induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- och potensstörning
- » Postoperative efterbehandling efter prostata-operation
- » Erektionsträning för alla åldrar

Förpackningsinnehåll:

1. En elastisk rem, som placeras kring midjan inkl. skumgummiring (A), i vilken penisen förs in till roten. Skjutsparne (B), med vilket remmen kan ställas in på längden och adapter (C), som ansluts till sugklockan.
2. a) Sugklocka i storlek S med PHALLOSAN® forte – S-manschett kondom
2. b) Sugklocka i storlek M med PHALLOSAN® forte – M-manschett kondom
2. c) Sugklocka i storlek M med PHALLOSAN® forte – L-manschett kondom och sammansatt spännclip (3)
3. Spännclip med spännfjäder för att justera spänningens intensitet med hjälp av ett trafikljus kod-system med adapter till bältet.
- 4./5. Skyddslock för att skydda ollonet mot stark inställning av spänningen.
6. Sugboll med 3-vägsventil
7. Mätmall


Bruksanvisning

Transportväska med 4 extra manchett kondomer (1 x S, 2 x M, 1 x L)



Förberedelse till användning:

1. Rem



Bred ut den ortopediska PHALLOSAN® forte remmen framför dig och ställ in den på största möjliga längden med hjälp av skjutsparnet (B).

2. Val av sugklocka/manschett-kondom

Beräkna den storlek på sugklockan som passar dig med medföljande mätmodell (7). Dra undan den icke erigerade penis från kroppen och mät på penisskaffet.



Klockan storlek M (2c) är redan ansluten till manchett-kondomen storlek M (2c) och dragstängens med dragfjädern, som tillhör detta set.

Skulle du behöva en annan storlek, måste du ta bort dragstängens (3).

Ta nu en klocka som passar dig och anslut den till sugpumpen, denna klickar endast fast när den befinner sig i läget med pilensymbolen (↑). Den lämpliga manchett-kondomen (2) dras över klockans vulst och dragstängens (3) sätts åter på plats.



När klockan sätts på plats måste du förvisa dig om, att klockans vulst klickar fast i manchett-kondomens spår på kondomens tjocka ände. Dras manchett-kondomen för långt över klockans vulst, går kondomen sönder.





Ovan: Fel, dragen för långt över klockan och inte pudrad!

Nedan: Rätt, och pudrad.

Beakta, att manchett-kondomen förlorar sin beläggning efter endast några dagar. Köp därför barnpuder och strö detta på manchett-kondomens yttre ytor. Det bildas ett skyddande lager, som skyddar manchett-kondomen mot slitage, mot att klistra igen och mot att slitas sönder.

Kläm fast sugklockan mellan dina knä. Rulla manchett-kondomen försiktigt med ett lätt drag fram till sugklockans kant och dra den över klockans vulst. Var försiktig och skada ej manchett-kondomen med skarpa fingernaglar, eller liknande. Dra inte för hårt när du rullar av den.



De nya PHALLOSAN® forte manchett-kondomernas – speciella egenskaper




PHALLOSAN® forte manchett-kondomerna består av medicinskt silikon, därmed är retnings- eller allergiska reaktioner uteslutna. Denna

innovation ger inte bara en bättre komfort, utan manchett-kondom följer lemman på ett enastående sätt. På ett ställe är den ca 3 mm tjock, där ansluts den till klockan, det tunnaste stället är 0,3 mm tjockt, för att kunna vara mjuk och följsam kring penisskaffet.

Den för dig perfekta sugklockan är klar för användning!

3. Skyddshätta

Ta ut skyddshättan (4/5), som passar till varje penisstorlek. Dra isär skyddshättan med båda händernas tummar och fingrar och dra den över ollonet. Den bör sitta åt.



Det är viktigt, att så lite luft som möjligt tränger in till ollonspetsen när skyddshättan är på. Det är fördelaktigt att sätta fast skyddshättan när penis är något erigerad. Skyddshättan ska skydda ollonet mot biverkningar som förorsakas av en för stark draginställning. Erfarna användare kan efter några veckor klara sig utan skyddshätta.

Alla nödvändiga förberedelser för användning är nu avslutade.

Användning:

1. För nu in penisen med skyddshättan i sugklockan och rulla ned manchett-kondomen från klockans vulst över penisen.



2. Vrid den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på sugsymbolen och använd sugpumpen genom att trycka på denna upprepade gånger med ett finger. Ollonet sugs på detta sätt ännu längre in i klockan. Manchett-kondomen följer mjukt längs penisskaffet.



3. Ställ nu in den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på slottsymbolen, för att upprätthålla det uppnådda mikro vakuum.



4. Ta nu den rem du brett ut framför dig och dra den vita skumgummiringen (A) över hela sugklockans anordning tills den ligger an mot penisroten.
5. Placera nu remmens ände kring din höft.
6. Dra nu dragstängens (3) spärr med den öppna änden mot kroppen och koppla ihop de båda öglorna (C).



7. Öka remmens spänning med hjälp av skjutsparnet (B), tills du märker, att penisens sträcks och trafikljussystemet visar grönt. Förvisa dig om, att remmen går snett uppåt vid ljumskarna. Där bak drar du därför remmen uppåt i riktning mot midjan. När remmen har

satts fast i höjd med bakdelens skära, ökar spänningen när du sätter dig, vilket inte är meningen.



8. Du kan nu göra allt som du normalt brukar göra under dagen eller även använda PHALLOSAN® forte på natten när du sover, då blodcirkulationen inte begränsas på något som helst sätt.

Användningens avslutning:

Ta först av remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil på pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner. Rulla nu manschett-kondomen försiktigt tillbaka i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Tekniska besynnerligheter:

Tänk på, att det egentligen handlar om en sugklocka med en tätning. Därför är det inte viktigt hur långt manschett-kondomen kan dras över penisstämningen. Manschett-kondomen har inte konstruerats för att överföra kraften på penis. Kraftöverföringen utförs endast över det mikro vakuum som bildas i klockan.

Märker du under användningen, att nämnda vakuum blir mindre och ollonet eventuellt glider för långt ut ur klockan, kan detta ha flera orsaker. I alla fall tränger luft in. Detta kan hända via penisstämningen, om alla hår inte avlägsnats ordentligt, eller på grund av att man valt en för stor manschett-kondom.

Vid behov avlägsna håren på din penis. Detta kan utföras genom rakning eller med hjälp av en mild hårborttagningskräm.

Åtgärd:

Dra den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil bort från slottssymbolen och fram till sugsymbolen.

Sug på detta sätt tillbaka ollonet in i klockan och stäng ventilen, genom att åter vrida den gröna "näsan" (markeringen) i riktning mot slottssymbolen.

Om ollonet fortfarande glider ut ur klockan är orsaken, att manschett-kondomen är för stor.

Du har möjlighet att själv ställa in den på din egen storlek, för att uppnå högsta effektivitet. Tycker du t.ex., att M-klockan har rätt storlek, men manschett-kondomen är för stor kring penisstämningen, kan du placera S-manschett-kondomen på M-klockan. Du kan göra likadant med L-klockan och M-manschett-kondomen.

Sätt under inga omständigheter S-manschett-kondomen på L-klockan. Materialet kommer att brytas.

Skötselinstruktion FORTE/PLUS:

Manschett-kondomen bör och ska tas loss från klockan och bör av hygieniska skäl tvättas med tvål och ljummet vatten.

Förvara manschett-kondomen avrullad, tills du använder den igen.

Glöm aldrig att pudra in barnpuder på manschett-kondomens utsida när den är avrullad efter användning.

Även sugklockan bör rengöras dagligen enligt beskrivningen ovan. Ta tag först bort sugpumpen, genom att flytta den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot den dubbla pilen. Dra försiktigt ut sugpumpen ur sugklockan. Sugpumpen får inte komma i beröring med vatten eller fett, då känsliga ventiler i annat fall slutar fungera felfritt.

Plan för exakt anpassning av remmens dragstyrka till penisens bindvävnad:



Förord:

Kroppens bindväv beror på resp. arvsanlag. Vi har därför utvecklat ett trafikljussystem, som gör det möjligt för dig, att exakt anpassa remmens spänning till din bindvävnad. Se alltid till, att dragstyrkan till en början hålls i det nedre gröna området. På detta sätt uppnår du optimala resultat när det gäller penisförstoring i längd och omfång utan biverkningar.

Dag 1

Dragspänningen får endast ställas in i det nedre gröna området. Använd PHALLOSAN® endast 1 timme. Ta loss remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner.

Rulla nu manschett-kondomen försiktigt i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Kontrollera nu det område på din penis, som befinner sig mellan urinrörets öppning och förhudens sträng (frenulum) på ollonets undersida. Detta område är det mest känsliga stället på penis när det gäller vävnad. Har du ställt färgats rött eller svullnat, har remmens dragspänning varit för stor. Avsluta användningen för denna dag. Har du upptäckt förändringar på din penis, måste du vänta med användningen tills dessa försvunnit.

Dag 2 till dag 8

Har du kunnat använda PHALLOSAN® forte dagen innan, utan att missfärgningar eller svullnader bildats på det ovan beskrivna området, kan du nu använda PHALLOSAN® en timme längre.

Förläng användningstiden med en timme varje dag. Efter 8 dagar har du vant dig.

Efter det att du vant dig kan du använda PHALLOSAN® även på natten. Du kommer att märka, att det finns kännbara nabbar på de båda symbolerna för pumpning och lösning. Därmed är det möjligt att pumpa eller lösa utan siktkontakt. Manschett-kondomen töjs vid nattlig erektion, genomblödningen försämras inte, utan förbättras.

Du kommer att använda PHALLOSAN® forte med begeistring. Din penis kommer på endast några veckor växa både när det gäller omfång och längd. Du kommer att känna positiva biverkningar, som starkare sexuell drift och lust.

Användningstid:

PHALLOSAN® bör användas 8–10 timmar, 6 dagar i veckan, men gärna också längre!

Biverkningar/försiktighetsåtgärder:

Användning av PHALLOSAN® forte sker på egen risk. Vid beaktande av bruksanvisningen är användningen dock helt ofarlig. Särskilt de första veckorna bör man inte utsätta penis för en alltför stor dragkraft.

Bildas svullnader och/eller blåsor på förhuden eller ollonet, är remmens spänning för hårt inställd. Gör uppehåll tills svullnaden resp. blåsan har läkts. Ställ därefter in ett svagare drag. Ha tålmod, användningens framgång kan jämföras med reglering av en kake. Kontinuiteten när det gäller att töja ut är lika viktig för framgången som dragstyrkan! Ibland känner du en tryckande smärta på penisstämningen, detta kan bero på, att manschett-kondomens vulst ligger an mot ringen av silikoniskum och därmed utlöser smärtan.

Varje allvarlig händelse som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

Åtgärd:

Rulla tillbaka slutet av manschett-kondomen från ringen av silikoniskum, den tryckande smärtan kommer att utebli.

Du kan också fördela remmens dragspänning över hela kroppen, för att reducera spänningen på penisroten. Ta tag om remmen vid kopplingen till sugklockan och för dragspänningen kring din kropp för att avlasta penisroten. Det låter komplicerat, men är det inte, dragspänningen fördelas nu över hela remmen.

Kontra:

När du druckit alkohol, använt narkotika eller tagit smärtstillande medikament, sömnbatter och lugnande medel, då detta reducerar den naturliga förmågan att känna smärta, vilket innebär, att du kanske inte kommer att reagera på smärta snabbt nog. Undvik att använda PHALLOSAN® forte vid infektioner och öppna sår på penis.

Hur mäter jag exakt längdtillväxten på min penis?

Använd en tumstock. Måttband är inte lämpliga. Håll din penis i icke erigerat tillstånd rak bort från kroppen (90 grader). Lagg an tumstocken vid sidan på penis sett uppifrån. Tryck tumstocken mot blygdbenet.

Viktigt:

Börja med att beräkna din exakta vikt utan kläder. Vid eventuell viktökning bildas ett fettstikt kring penis, speciellt där håren befinner sig. Detta fettstikt förkortar avståndet mellan spetsen

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, mån-fre 9:30–12:00,
14:00–16:00 MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

BRUKSANVISNING PHALLOSAN® VERTICAL

Läs bruksanvisningen innan du använder PHALLOSAN® vertical.

Detta är en utvidgningsatts för PHALLOSAN® forte och kan endast användas tillsammans med paketet PHALLOSAN® forte!

För handledning besök PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® vertical:

- Knäskydd
- Elastiskt band som går runt knäskyddet

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® forte:

- Hård sugklocka i plast med påsatt manschettkondom
- Spännclip med spännfjäder för att justera spänningens intensitet med hjälp av ett trafikljus kodsystäm med adapter till bället
- Integrerad vakuumpump



Förberedelse till användning:

Val av sugklocka/manschett-kondom

Beräkna den storlek på sugklockan som passar dig med medföljande måttmodell (7). Dra undan den icke erigerade penis från kroppen och mät på penisskaffet.



Klockan storlek M (2c) är redan ansluten till manschett-kondomen storlek M (2c) och dragstången med dragfjädern, som tillhör detta set.

Skulle du behöva en annan storlek, måste du ta bort dragstången (3).

Ta nu en klocka som passar dig och anslut denna till sugpumpen, denna klickar endast fast när den befinner sig i läget med pilsymbolen (↕). Den lämpliga manschett-kondomen (2) dras över klockans vulst och dragstången (3) sätts åter på plats.



När klockan sätts på plats måste du förvisa dig om, att klockans vulst klickar fast i manschett-kondomens spår på kondomens tjocka ände. Dras manschett-kondomen för långt över klockans vulst, går kondomen sönder.




Ovan: Fel, dragen för långt över klockan och inte pudrad!

Nedan: Rätt, och pudrad.

Beakta, att manschett-kondomen förlorar sin be-läggning efter endast några dagar. Köp därför barnpuder och strö detta på manschett-kondomens yttre ytor. Det bildas ett skyddande lager, som skyddar manschett-kondomen mot slitage, mot att klistra igen och mot att slitas sönder.

Kläm fast sugklockan mellan dina knä. Rulla manschett-kondomen försiktigt med ett lätt drag fram till sugklockans kant och dra den över klockans vulst. Var försiktig och skada ej manschett-kondomen med skarpa fingernaglar, eller liknande. Dra inte för hårt när du rullar av den.






De nya PHALLOSAN® forte manschett-kondomernas – speciella egenskaper

PHALLOSAN® forte manschett-kondomerna består av medicinskt silikon, därmed är retningar eller allergiska reaktioner uteslagna. Denna innovation ger inte bara en bättre komfort, utan manschett-kondom följer lemmen på ett enastående sätt. På ett ställe är den ca 3 mm tjock, där ansluts den till klockan, det tunnaste stället är 0,3 mm tjockt, för att kunna vara mjuk och följsam kring penis-skaffet.

Den för dig perfekta sugklockan är klar för användning!

Skyddshätta

Ta ut skyddshättan (4/5), som passar till varje penisstorlek. Dra isär skyddshättan med båda händernas tummar och fingrar och dra den över ollonet. Den bör sitta åt.



Det är viktigt, att så lite luft som möjligt tränger in till ollonspetsen när skyddshättan är på. Det är fördelaktigt att sätta fast skyddshättan när penis är något erigerad. Skyddshättan ska skydda ollonet mot biverkningar som förorsakas av en för stark draginställning. Erfarna användare kan efter några veckor klara sig utan skyddshätta.

Alla nödvändiga förberedelser för användning är nu avslutade.

Användning av PHALLOSAN® forte:

- För nu in penis med skyddshättan i sugklockan och rulla ned manschett-kondomen från klockans vulst över penis.



- Vrid den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på sugsymbolen och använd sugpumpen genom att trycka på denna upprepade gånger med ett finger. Ollonet sugas på detta sätt ännu längre in i klockan. Manschett-kondomen följer mjukt längs penis-skaffet.




- Ställ nu in den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på slottsymbolen, för att upprätthålla det uppnådda mikro vakuum.



Användning av PHALLOSAN® vertical:


- Öppna kardborreknäppningen på knä-manschetten (A). Placera manschetten under ett knä (höger eller vänster). Stäng kardborrebandet. Se till att PHALLOSAN®-logotypen är vänd framåt.



- Fäst bället: Ta det förkortade vertikala PHALLOSAN®-bandet. Fäst den på insidan av knäskyddet, logotypen ska vara synlig på utsidan.



- Justera dragkraften: Fäst adaptorn i spännklämman. Justera dragkraften med hjälp av det långa kardborrefästet på bandet utan att nå det röda området på spännclipset.



- Att bära i vardagen: PHALLOSAN® vertical kan nu bäras bekvämt under byxorna.

För att avsluta appliceringen och för ytterligare appliceringsinstruktioner:

Se bruksanvisningen för PHALLOSAN® forte.

Kontakt:

E-post: service@phallosan.com

För ytterligare information se: www.phallosan.info

PHALLOSAN® teamet

BRUKSANVISNING PHALLOSAN® PLUS+

Läs bruksanvisningen innan du använder PHALLOSAN® plus+.

Detta är en utvidgningsatts för PHALLOSAN® forte och kan endast användas tillsammans med paketet PHALLOSAN® forte!

För handledning besök PHALLOSAN® forte www.phallosan.info

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® plus+:

1. C-ring adapter för anslutningen till sugklockan
 - » kan användas för sugklockor i alla storlekar
 - » böjlig rörelse
 - » säkerhetsclips
 - » enkel borttagning
2. Stångsystemet med vit basring
 - » kan förlängas till varje penisstorlek
 - » optimal spänning
 - » valfritt hög eller bekväm kraft
3. Lång hylsa
 - » För penislängder från 12 till 22 cm

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® forte:

4. Hård sugklocka i plast med påsatt manschettkondom
 - » upp till 4 storlekar för varje manlighet
 - » transparent säkerhet
 - » optional mellanstorlek (stor klocka medium manschett)
 - » anti-allergiskt material
 - » 3-ventilsystem
 - » Komfort möter effektivitet
5. Integrerad vakuumpump
 - » genererar ett mikrovakuum
 - » inga skador på vävnader/svällkroppar/venor
 - » bättre resultat
 - » maximal effekt

Förberedelse:

Anbringning av sugklockan och skyddslocket

Beakta och iaktta anvisningen i bruksanvisningen PHALLOSAN® forte „2. Val av sugklocka till användning avsnitt 3.

1. Förberedelse PHALLOSAN® plus+ stängenhets:


Använd en tumstock för att avgöra vilken av de två transparenta stångstorlekarna du behöver för din PHALLOSAN® plus+. Använd en hand för att sträcka ut penisen bakom ollonet. Placera tumstocken på sidan av din penis med din andra hand så att du kan läsa av mätten bättre

MEDIUM – penislängd 8 till 17 cm / 3 till 6,7 tum, redan monterad


LARGE – penislängd 12 till 22 cm / 4,7 till 8,7 tum, transparenta gånghylsor, post 3 i förpackningen

2. Ombyggnad från medium till large (3):


a. Dra först av den övre adapterenheten inklusive clipset. Ta bort de kortare hylsorna genom att dra dessa diagonalt framåt ur gängen på den vita basringen. Ta ut den båda längre hylsorna ur förpackningen (3).



b. Skruva nu av den tjockare gröna gängen från de kortare transparenta hylsorna och montera den på de längre genomskinliga gånghylsorna.




c. Tryck nu hylsorna på den vita basringens kulsfattning (2). Försök att vinkla hylsorna diagonalt mot leden och tryck in dem så att kulsfattens huvud lättare kan hakas fast. Montera nu åter adapteranordningen (1) samt C clipset.



3. Användning PHALLOSAN® plus+:

a. Ta PHALLOSAN® plus+ och för penisen genom den vita basringen. Användningen är enklast när du sitter. PHALLOSAN® plus+ ligger nu med den vita basringen på penisskaffet löst an mot läret. Ta nu den redan förberedda klockan av hårdplast/med anpassad (upprullad) manschett och pump




Placera ollonet så långt som möjligt in i klockan, kör pumpen 3 till 5 gånger tills ollonet är väl inne i sugklockan och vrid den gröna ventilen till låssymbolen.




Nu rullar du av manschettkondomen över penisskaffet.

b. Tryck till sist stängerna med adapteranordningen nedåt, sätt fast C-clipset på klockan av hårdplast med öppningen mot magen och släpp. Penis är nu under spänning.



c. Du kan nu justera dragkraften individuellt med den enastående gängen. Var uppmärksam på jämn justering. Du bör se till att penis aldrig ska kännas obehaglig.



4. Borttagning av PHALLOSAN® plus+:

Börja med att ta bort C-clipset från klockan av hårdplast. Vrid nu sugklockans gröna ventil på pilsymbolen. Vakuumpumpen försänks. Rulla försiktigt tillbaka manschetten i riktning mot klockan av hårdplast för att ta bort hela manschettkondomen med sugklockan. Töj inte ut manschetten med fingrarna, eftersom den kan gå sönder. Den kan tas bort utan problem genom att du helt enkelt rullar tillbaka manschetten från penisskaffet.

5. Biverkningar/försiktighetsåtgärder:

Användningen av PHALLOSAN® plus+ sker på egen risk, men är ofarlig om bruksanvisningen iaktas. Särskilt de första veckorna bör man dock avstå från att utöva en för stark dragningskraft på penis. Om svullnader och/eller små blåsor uppstår på förhuden eller på ollonet är inställningen för hård. Det är då absolut nödvändigt att du gör paus tills svullnaden respektive de små blåsorna har läkts.

Ställ därefter in ett något lättare drag. Ha tålmod, själva förfarandet kan jämföras med en kärenglering. Det är töjningens kontinuitet som garanterar framgången och inte bara dragkraften!

Obs: Användningen av PHALLOSAN® plus+ är inte lämplig när du sover!

Nu har du den perfekta kombinationen, oavsett för vilket syfte:

Penisförstoring:

Använd PHALLOSAN® plus+ minst 6 timmar dagligen, 5 dagar i veckan. Det handlar inte om hög dragkraft, att uppnå cellstimulering beror på kontinuiteten. Detta stimulerar nya celler och möjliggör en möjlig ökning av längden med 4,9 cm (1,9 tum) och omkretsen med 2,5 cm (1,1 tum).

Erektill dysfunktion:

5 timmar 3 dagar i veckan leder till kraftigt

förbättrad blodcirkulation och stimulerar därmed din prostata och sexuella lust. Svällkroppen kommer att kunna absorbera mer blod och erektionerna kommer att bli mer frekventa och varaktiga.

IPP (Induratio penis Plastica), peniskrökning:

IPP/peniskrökning kan behandlas med en kombination av PHALLOSAN® forte och PHALLOSAN® plus+. Viktigt: Kombinera PHALLOSAN® forte växelvis med PHALLOSAN® plus+. Tack vare den kontinuerliga sträckningen uppstår smärtfria sprickor i mikrofibrerna i krökningens plackvävnad. Ny cellvävnad inbäddas i dessa. På detta sätt kan penisens rätas ut.

Kontakt:

E-post: service@phallosan.com

För ytterligare information se: www.phallosan.info

PHALLOSAN® teamet



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and
motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram — phallosan_original



Facebook — Phallosan



PHALLOSAN[®] forte
PHALLOSAN[®] plus⁺

LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

VARNING: AV SÄKERHETSSKÄL BEAKTA FÖLJANDE UPPLYSNINGAR.

Utrustningen får inte bäras när du urinerar, idrottar, har samlag eller utövar annan ansträngande kroppslig aktivitet. Den bör inte heller bäras efter det att du konsumerat alkohol eller intagit smärt- eller rusningsmedel. Inte heller vid:

- Sår eller inflammerade ställen på penis eller andra kroppsdelar, som kommer i kontakt med PHALLOSAN[®]-bältet,
- Smärta, dövhetskänsla eller missfärgningar på ollonet
- Andra icke önskade reaktioner. Om detta händer måste utrustningen omedelbart lossas och tas bort

Vid skador på penis för utrustningen inte användas förrän dessa är fullständigt läkta. Använd PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus+ först efter en operation när din läkare godkänner det. PHALLOSAN[®] forte/PHALLOSAN[®] plus+ får inte användas om du har problem med venerna eller svag bindväv.

Använd inte utrustningen vid piercing i underlivet oavsett vilken typ det handlar om. Utrustningen får inte bäras i områden med fallrisk.

Var extra försiktig när du går i trappor eller på hala underlag.

Utrustningen får inte bäras när du hanterar maskiner, fordon eller varma föremål samt när du cyklar eller lagar mat.

Använd inte krämer, vaselin eller andra fuktgivande ämnen när du bär/använder utrustningen.

Använd utrustningen endast så som det beskrivs i denna handbok.

Använd endast de material som medföljer. Använd ingen annan teknik för att bära utrustningen än den som beskrivs i denna handbok.

Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av produkter eller tjänster som köpts via den här webbplatsen. Detta gäller för alla direkta eller indirekta skador, åtföljande skador eller följskador (inklusive men inte utelutande skador och förluster genom driftavbrott, förlorad vinst, avbrott och liknande). Om du har frågor om de användningsvillkor som finns här, kan du kontakta oss när som helst.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Vid risker eller biverkningar
kontakta din läkare
eller vår PHALLOSAN-hotline



REF 5000



